

GESKE

GERMAN BEAUTY TECH

Quickstart Guide



SmartAppGuided™
Sonic Thermo Facial
Brush & Face-Lifter | 8 in 1

www.geske.com

GESKE Beauty Tech GmbH,
Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, Germany
info@geske.com, www.geske.com

Short Introduction

Scan for the full instructions
in your language



Massage 1-18



1-2 sec



Warming




Warming



MicroCurrent 1-5



+60°C | 140°F
-5°C | 23°F



4.0 h



GESKE German Beauty Tech App
Available in 36 Languages



Apple, the Apple logo and Apple Watch are trademarks of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.



The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

YOUR PRODUCT AT A GLANCE

Your product is a multi-functional Facial Brush. It is safe to be used up to 3 times a day, please do not use more frequently. Please do not use the MicroCurrent-Lifting modes more than once per day. For maximal safety and ideal results, always follow your personalized Skin Care Routine created by the GESKE App.

Download the GESKE App and get your personalized routine.

Intended Use: The Geske Sonic Thermo Facial Brush & Face-Lifter Device is an over-the-counter home use device, which is intended for thermo facial cleansing of dirt, oil, & dead skin, and facial skin stimulation with MicroCurrent technology

SPECIFICATIONS:

Material: ABS, silicone, aluminium alloy, brass | **Storage temperature:** -5 - +60°C | **Battery:** Li-Ion 3.7V | **Battery Capacity:** 1200 mAh | **Maximum Charging Current:** 440 mA | **Charging Voltage:** 5V | **Charging Time:** approx. 4,0 hours | **Operating Time:** Operating time differs depending on activated technologies & intensities | **Interface:** USB | **Programs:** Vibration: 18 intensities, Heating, MicroCurrent: 5 intensities

IMPORTANT SAFETY INFORMATION! READ BEFORE USE!

The product is not suitable for use under the following conditions:

- Do not use if you are known to be hypersensitive to heat (e.g. heat urticaria).
- If a feeling of (too) intense heat occurs during the treatment, the treatment must be stopped immediately.
- If you have an implanted medical device or other electronic device such as a pacemaker
- After laser treatment or chemical peeling
- After cosmetic facial surgery

In the following cases, a consultation with a physician is necessary as to whether the product is suitable for you to use:

- If you have a heart disease
- In case of pregnancy. The safety of use during pregnancy has not been established

Further information on use:

- Before using the Microcurrent Facelift Technology, the product must be completely dry
- Use of the Microcurrent Facelift Technology only in combination with the GESKE serum

- Do not use the Microcurrent function on the chest area, around the eyes, midline of the neck, genital/groin area, or on red and inflamed skin, over birthmarks and enlarged blood vessels
- Nothing is known about the long-term effects of Microcurrent
- As a result of stimulation of the optic nerve, a flashing light may be perceived during use. If this persists when not using the product, seek medical advice
- A slight tingling sensation may occur during application. Decrease the intensity of the Microcurrent to reduce or eliminate tingling
- Electronic monitoring devices may not function properly while the device is in use
- Never use the product while driving or operating heavy machinery
- Do not poke any sharp objects into the product's openings
- The product may only be used with a safety extra-low voltage (SELV) adapter
- We recommend using standard IEC60950 power supplies to charge the device
- Do not use the product on irritated or injured skin or open wounds (after any kind of injury), in the case of bacterial or viral infections of the skin (either in the treatment area and elsewhere)
- Only use the product if you have skin problems and diseases or other medical concerns after consulting a dermatologist
- Do not use the product if it is 1) damaged or deformed, 2) discolored.
- If pain and/or discomfort occurs during use, discontinue use and seek medical advice
- The eye area is very sensitive: Be extra careful in this area and avoid any contact of the product with the eyelids or the eye itself
- Only use the product as recommended in your personalized routine
- For hygiene reasons, we recommend you do not share your product with anyone else
- The product is intended for cosmetic use on the face. GESKE assumes no liability for harmful consequences arising from the use on other body areas or other improper use, connection to unsuitable voltage sources, contaminated conducting liquid or balls
- Always make sure the plug and socket are completely dry before charging. Otherwise, electric shocks, a short circuit or fire may result. The product must not be used while connected to the power outlet



Lies Dir vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise durch. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen auf.

DEIN PRODUKT AUF EINEN BLICK

Dein Produkt ist eine multifunktionale Gesichtsbürste. Kann sicher bis zu 3 Mal täglich verwendet werden, bitte nicht häufiger verwenden. Bitte verwende die MicroCurrent-Lifting-Funktion nicht mehr als einmal täglich. Befolge für maximale Sicherheit und optimale Ergebnisse immer Deine personalisierte Hautpflegeroutine, die von der GESKE App erstellt wurde.

Lade die GESKE App herunter und erhalte Deine personalisierte Routine.

BESCHREIBUNG:

Materialien: ABS, Silikon, Aluminiumlegierung, Messing | **Lagertemperatur:** -5 - +60°C | **Batterie:** Li-Ion 3,7 V | **Batteriekapazität:** 1200 mAh | **Maximaler Ladestrom:** 440 mA | **Ladespannung:** 5V | **Ladezeit:** ca. 4 Stunden | **Betriebszeit:** Die Anwendungszeit variiert je nach aktivierten Technologien und Intensitäten | **Anschluss:** USB | **Programme:** Vibration: 18 Intensitäten, Wärmefunktion, MicroCurrent: 5 Intensitäten

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE! VOR DER BENUTZUNG LESEN!

Unter folgenden Bedingungen ist das Produkt ist nicht zur Verwendung geeignet:

- Nicht anwenden bei bekannter Wärmeüberempfindlichkeit (z.B. Wärm-Urticaria).
- Falls bei der Behandlung ein Gefühl von (zu) starker Hitze auftritt muss die Behandlung sofort beendet werden.
- Wenn Du ein Medizinprodukt oder sonstiges elektronisches Instrument wie einen Herzschrittmacher implantiert hast
- Die Sicherheit und Wirksamkeit des Produkts wurde nie in Verbindung mit Nicht-GESKE Hautpflegeprodukten und Masken untersucht. Wir empfehlen, das Produkt nur mit GESKE Produkten zu nutzen. Eine Verwendung mit anderen Produkten geschieht auf eigenes Risiko.
- Nach einer Laserbehandlung oder einem chemischen Peeling
- Nach kosmetischer Gesichtschirurgie

In folgenden Fällen ist eine Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, ob das Produkt für Dich zur Verwendung geeignet ist:

- Bei Vorliegen einer Herzerkrankung
- Im Falle eine Schwangerschaft. Die Sicherheit der Verwendung während der Schwangerschaft ist nicht nachgewiesen

Weitere Hinweise zur Benutzung:

- Vor Verwendung der Mikrostrom Facelift Technologie muss das Produkt komplett trocken sein

- Verwendung der Mikrostrom Facelift Technologie nur in Verbindung mit dem GESKE Serum
- Verwende die Mikrostromfunktion nicht im Brustbereich, im Augenbereich, an der Mittellinie des Halses, im Genital-/Leistenbereich oder auf geröteter und entzündeter Haut, über Muttermalen und vergrößerten Blutgefäßen
- Über die Langzeitwirkung von Mikrostrom ist nichts bekannt
- Infolge einer Stimulation des Sehnervs könnte es während der Anwendung zur Wahrnehmung eines Blinklichts kommen. Sollte dieses auch ohne Verwendung des Produkts bestehen, konsultiere einen Arzt
- Während der Anwendung kann ein leichtes Kribbeln auftreten. Verringere die Intensität des Mikrostroms, um das Kribbeln zu reduzieren oder zu beseitigen
- Während der Verwendung des Geräts funktionieren elektronische Überwachungsgeräte eventuell nicht ordnungsgemäß
- Das Produkt ist niemals zu verwenden, während Du fährst oder schwere Maschinen bedienst
- Es dürfen keine spitzen Gegenstände in die Öffnungen des Produkts gestochen werden
- Das Produkt darf nur mit einem Adapter für Sicherheitskleinspannung (SELV) verwendet werden
- Wir empfehlen, zum Laden des Gerätes IEC60950-Standard-Netzteile zu verwenden
- Benutze das Produkt nicht bei gereizter oder verletzter Haut oder bei offenen Wunden (nach jeglicher Art von Verletzung), bei Infektionen der Haut durch Bakterien oder Viren (sowohl im Behandlungsareal als auch an anderen Stellen)
- Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung medizinischer Hautprobleme oder Krankheiten bestimmt. Wenn Du medizinische Hautprobleme oder Krankheiten hast, konsultiere Deinen Dermatologen, bevor Du dieses Produkt verwendest
- Nimm das Produkt nicht in Betrieb, wenn es 1. beschädigt oder deformiert ist, 2. verfärbt ist
- Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, brich die Anwendung ab und konsultiere einen Arzt
- Der Augenbereich ist sehr empfindlich: Sei dort besonders vorsichtig und vermeide jeden Kontakt des Produkts mit den Augenlidern bzw. dem Auge selbst
- Verwende das Produkt nur so, wie in Deiner personalisierten Routine empfohlen
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, Dein Produkt nicht mit anderen Personen zu teilen
- Das Produkt ist zur kosmetischen Anwendung am Gesicht vorgesehen. GESKE übernimmt keine Haftung für schädliche Folgen, die durch Anwendung an anderen Körperstellen oder sonstigen unsachgemäßen Gebrauch, Anschluss an ungeeignete Spannungsquellen, verunreinigte Leitflüssigkeit oder -kugeln entstehen

• Vergewissere Dich immer vor dem Laden, dass der Stecker und die Steckdose komplett trocken sind. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Brand kommen. Das Produkt darf nicht verwendet werden, während es an die Steckdose angeschlossen ist

ES

Antes del primer uso, lee la información de seguridad. Guarda los dos manuales de instrucciones de uso.

UN VISTAZO A SU PRODUCTO

Su producto es un cepillo facial multifuncional. Es seguro utilizarlo hasta 3 veces al día; por favor, no lo utilice con mayor frecuencia. Por favor, no utilice los modos de lifting MicroCurrent más de una vez al día. Si desea disfrutar de la máxima seguridad y de unos resultados óptimos, siga siempre su rutina de cuidado de la piel personalizada creada por la aplicación GESKE.

Descarga la aplicación GESKE y disfruta de tu rutina personalizada.

ESPECIFICACIONES:

Materiales: ABS, silicona, aleación de aluminio, latón | **Temperatura de almacenamiento:** entre -5 y +60 °C | **Batería:** Li-Ion de 3,7 V | **Capacidad de batería:** 1200 mAh | **Corriente de carga máxima:** 440 mA | **Tensión de carga:** 5 V | **Tiempo de carga:** aprox. 4 horas | **Tiempo de funcionamiento:** El tiempo de uso varía en función de las tecnologías e intensidades aplicadas | **Interfaz:** USB **Programas:** Vibración: 18 intensidades, Calentamiento, MicroCurrent: 5 intensidades

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD ¡LEER ANTES DE USAR!

No es conveniente utilizar el dispositivo en las condiciones que se indican a continuación:

- No utilizar el dispositivo si se sabe que padece hipersensibilidad al calor (por ejemplo, urticaria por calor).
- Si aparece una sensación de calor (excesivo) durante el tratamiento, deberá interrumpir el tratamiento de inmediato.
- Si lleva puesto un dispositivo médico u otro instrumento electrónico, como un marcapasos.
- La seguridad y eficacia del producto no se ha estudiado nunca en combinación con productos y mascarillas para el cuidado de la piel que no sean de GESKE. Le recomendamos utilizar el dispositivo exclusivamente con los productos de GESKE. El uso junto con otros productos queda bajo su propia responsabilidad
- Después de un tratamiento con láser o un peeling químico.

• Después de una cirugía estética facial

En los siguientes casos es necesario consultar con su médico si el uso del dispositivo es adecuado para usted:

- Si tiene una enfermedad del corazón
- En caso de embarazo. No se ha demostrado la seguridad de uso del aparato durante el embarazo.

Otras indicaciones de uso:

- Antes de utilizar la tecnología de lifting facial con microcorrientes, el dispositivo debe estar completamente seco
- Utilice la tecnología de lifting facial con microcorrientes exclusivamente en combinación con el sérum GESKE
- No utilice la función de microcorrientes en la zona del pecho, alrededor de los ojos, la línea media del cuello, la zona genital o de las ingles o sobre la piel roja e inflamada, sobre los lunares y los vasos sanguíneos dilatados.
- No se conoce nada acerca de los efectos a largo plazo como consecuencia del uso de microcorrientes
- Debido a la estimulación del nervio óptico, es posible que se perciba una luz intermitente durante su uso. En caso de que esto persista incluso sin utilizar el dispositivo, consulte a su médico.
- Puede aparecer una ligera sensación de hormigueo durante el uso. Reduzca la intensidad de las microcorrientes para reducir o eliminar la sensación de hormigueo
- Durante el uso del aparato, es posible que los aparatos de monitorización electrónica no funcionen correctamente.
- No utilice nunca el aparato mientras esté conduciendo o manejando maquinaria pesada
- No introduzca ningún objeto afilado en las aberturas del dispositivo.
- El aparato solo puede usarse con un adaptador de tensión extra baja de seguridad (SELV, por sus siglas en inglés).
- Se recomienda utilizar fuentes de alimentación estándar IEC60950 para cargar el dispositivo
- No utilizar el producto sobre la piel irritada o lesio nada o sobre heridas abiertas (después de cualquier tipo de lesión), sobre infecciones cutáneas por bacterias o virus (tanto en la zona de tratamiento como en otros lugares)
- Utilice el producto únicamente después de consultar a un dermatólogo en caso de tener problemas o enfermedades de la piel u otros problemas médicos.
- No utilice el producto en caso de que esté 1. dañado o deteriorado, 2. descolorido
- En caso de que aparezcan dolores y/o molestias durante su uso, interrumpa su utilización y acuda a un médico
- La zona de los ojos es muy delicada: Tenga especial cuidado en esta zona y evite el contacto del producto con los párpados o el propio ojo.
- Utilice el producto exclusivamente de acuerdo con las recomendaciones

de su rutina personalizada

- Por razones de higiene, le recomendamos que no comparta el dispositivo con otras personas
- El producto está destinado a un uso cosmético en la cara. GESKE no se hace responsable de las consecuencias perjudiciales derivadas del uso en otras partes del cuerpo o de cualquier otro uso inadecuado, así como de la conexión a fuentes de tensión inadecuadas, líquido conductor o bolas contaminadas
- Antes de cargarlo, asegúrese siempre de que el enchufe y la toma de corriente estén completamente secos. En caso contrario, es posible que se produzca una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio. No utilice el dispositivo mientras esté enchufado a la toma de corriente

FR

Lisez les informations de sécurité avant la première utilisation. Conservez les deux instructions d'utilisation.

VOTRE PRODUIT EN UN COUP D'ŒIL

Votre produit est une brosse faciale multifonctionnelle. Il peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à 3 fois par jour, veuillez ne pas l'utiliser plus fréquemment. Veuillez ne pas utiliser les modes de lissage MicroCurrent plus d'une fois par jour. Pour une sécurité maximale et des résultats idéaux, suivez toujours votre routine de soins de la peau personnalisée créée par l'App GESKE.

Téléchargez l'application GESKE et recevez votre routine personnalisée.

CARACTÉRISTIQUES :

Matériau : ABS, silicone, alliage d'aluminium, laiton | **Température de stockage :** -5 à +60 °C | **Batterie :** Li-Ion 3.7V | **Capacité de la batterie :** 1200 mAh | **Courant de charge maximal :** 440mA | **Tension de charge :** 5V | **Temps de charge :** env. 4 heures | **Temps de fonctionnement :** Le temps de fonctionnement diffère selon les technologies et les intensités activées | **Interface :** USB | **Programmes :** 18 intensités, chauffage, MicroCurrent : 5 intensités

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ! À LIRE AVANT UTILISATION !
Le produit ne convient pas à une utilisation dans les conditions suivantes :

- Ne pas utiliser si vous êtes hypersensible à la chaleur (par ex., urticaire à la chaleur).
- Si une sensation de chaleur (trop) intense survient pendant le traitement, le traitement doit être arrêté immédiatement.
- Si vous avez une implantation d'un dispositif médical ou un autre dispositif électronique tel qu'un stimulateur cardiaque.

• La sécurité et l'efficacité du produit n'ont jamais été évaluées en conjonction avec des produits de soins de la peau et des masques d'une autre marque que GESKE. Nous recommandons d'utiliser le produit uniquement avec les produits GESKE. L'utilisation avec d'autres produits se fait à vos risques et périls

- après traitement au laser ou peeling chimique
- après une chirurgie esthétique du visage

Dans les cas suivants, une consultation avec le médecin est nécessaire pour savoir si le produit vous convient :

- si vous avez une maladie cardiaque,
- en cas de grossesse. La sécurité d'utilisation pendant la grossesse n'a pas été établie

Informations complémentaires sur l'utilisation :

- Avant d'utiliser la technologie Microcurrent Facelift, le produit doit être complètement sec
- Utilisation de la technologie Microcurrent Facelift uniquement en association avec le sérum GESKE
- N'utilisez pas la fonction micro-courant sur la poitrine, autour des yeux, la ligne médiane du cou, la zone génitale/aîne, ou sur la peau rouge et enflammée, sur les taches de naissance et les vaisseaux sanguins dilatés.
- Il n'y a aucune information sur les effets à long terme des micro-courants.
- Suite à la stimulation du nerf optique, une lumière clignotante peut être perçue lors de l'utilisation. Si cela persiste sans utiliser le produit, consultez un médecin
- Une légère sensation de picotement peut survenir lors de l'application. Diminuer l'intensité du micro-courant pour réduire ou éliminer les picotements
- Les dispositifs électroniques de surveillance peuvent ne pas fonctionner correctement pendant l'utilisation de l'appareil
- N'utilisez jamais le produit en conduisant ou en utilisant des machines lourdes
- Ne pas enfoncer d'objets pointus dans les ouvertures du produit.
- Le produit ne peut être utilisé qu'avec un adaptateur pour très basse tension de sécurité (SELV)
- Nous vous recommandons d'utiliser des alimentations standard IEC60950 pour charger l'appareil
- Ne pas utiliser le produit sur une peau irritée ou blessée ou en cas de plaies ouvertes (tout type de blessure), d'infections bactériennes ou virales de la peau (à la fois sur la zone de traitement et ailleurs)
- N'utilisez le produit qu'après avoir consulté un dermatologue si vous avez des problèmes de peau et des maladies de la peau ou d'autres problèmes médicaux
- Ne pas utiliser le produit s'il est 1. anormalement chaud, 2. mécaniquement endommagé ou déformé, 3. décoloré
- En cas de douleur et/ou d'inconfort pendant l'utilisation, arrêtez l'utilisation et consultez un médecin

- Le contour des yeux est très sensible : soyez très prudent-e et évitez tout contact du produit avec les paupières ou l'œil lui-même
- N'utilisez le produit que selon les recommandations de votre routine personnalisée
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas partager votre produit avec d'autres personnes
- Le produit est destiné à une utilisation cosmétique sur le visage. GESKE décline toute responsabilité pour les conséquences néfastes résultant d'une application sur d'autres parties du corps ou d'une autre utilisation non conforme, d'un raccordement à des sources de tension inappropriées, de billes ou d'un liquide conducteurs souillés
- Assurez-vous toujours que la fiche et la prise sont complètement sèches avant le chargement. Sinon, un choc électrique, un court-circuit ou un incendie pourrait en résulter. Le produit ne peut pas être utilisé lorsqu'il est branché sur la prise de courant

PT

Lê as informações de segurança antes da primeira utilização. Guarda ambas as instruções de utilização.

O TEU PRODUTO À PRIMEIRA VISTA

O teu produto é um pincel facial multifuncional. É seguro para ser utilizado até 3 vezes ao dia, não utilizar com mais frequência. Não utilizes os modos MicroCurrent de lifting mais de uma vez por dia. Para máxima segurança e resultados ideais, segue sempre a tua rotina de cuidados com a pele personalizada criada pela app GESKE.

Faz o download da app GESKE e obtém a tua rotina personalizada.

ESPECIFICAÇÕES:

Materiais: ABS, silicone, liga de alumínio, latão | **Temperatura de armazenamento:** -5 - +60°C | **Bateria:** Li-Ion 3,7 V | **Capacidade de carga:** 1200 mAh | **Corrente máxima de carregamento:** 440 mA | **Tensão de carregamento:** 5 V | **Tempo de carregamento:** aprox. 4 horas | **Tempo de funcionamento:** O tempo de operação difere dependendo das tecnologias e intensidades ativadas | **Interface:** USB | **Programas:** 18 intensidades, aquecimento, MicroCurrent: 5 intensidades

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES! LER ANTES DE UTILIZAR!

O produto não é adequado para utilização nos seguintes casos:

- Não utilizar em caso de hipersensibilidade ao calor (por exemplo, urticária colinérgica)

- Se ocorrer uma sensação de calor (demasiado) intenso durante o tratamento, este deve ser interrompido imediatamente
- Em pessoas com dispositivos médicos ou outros dispositivos eletrónicos implantados, como pacemakers
- A segurança e a eficácia do produto foram apenas avaliadas em combinação com produtos e máscaras de cuidados com a pele da GESKE. Recomendamos a utilização do produto apenas com produtos GESKE. A utilização com outros produtos ocorre por conta e risco do utilizador.

- Após tratamentos a laser ou peelings químicos

- Após cirurgia facial de natureza estética

Nos seguintes casos, é necessária uma consulta com o médico, para saber se o produto é adequado:

- Se a pessoa tiver uma doença cardíaca

- Em caso de gravidez. A segurança da utilização durante a gravidez não foi demonstrada

Outras informações sobre a utilização:

- Antes de utilizar a tecnologia Microcorrente Facelift, o produto deve estar completamente seco

- Utilizar a tecnologia Microcorrente Facelift apenas em combinação com o soro GESKE

- Não utilizar a função de microcorrente na área do peito, em redor dos olhos, na linha média do pescoço, na área genital/virilhas, na pele avermelhada e inflamada ou sobre sinais de nascença e vasos sanguíneos dilatados

- Nada se sabe sobre os efeitos a longo prazo da microcorrente

- Como resultado da estimulação do nervo ótico, pode ser percecionada uma luz intermitente durante a utilização. Se isso persistir após a interrupção da utilização do produto, consulta um médico

- Pode ocorrer uma leve sensação de formigueiro durante a aplicação.

- Diminui a intensidade da microcorrente para reduzir ou eliminar a sensação de formigueiro

- Os dispositivos de monitorização eletrónicos podem não funcionar corretamente durante a utilização do dispositivo

- Nunca utilizar o produto durante a condução de veículos ou a operação de máquinas pesadas

- Não inserir objetos pontiagudos nas aberturas do produto

- O produto só pode ser utilizado com um adaptador de tensão extrema inferior de segurança (SELV)

- Para carregamento do dispositivo, recomendamos a utilização de fontes de alimentação normalizadas IEC60950

- Não utilizar o produto em pele irritada ou ferida, nem em feridas abertas (após qualquer tipo de lesão) ou infeções bacterianas ou virais da pele (tanto na área de tratamento como noutras áreas)

- Utilizar o produto apenas em caso de problemas e doenças de pele ou outras preocupações médicas, após consultar um dermatologista

- Não utilizar o produto, se este estiver danificado, deformado ou descolorado

Se ocorrer dor e/ou desconforto durante a utilização, interrompe a utilização e consulta um médico

- O contorno dos olhos é uma zona muito sensível: Tem cuidado redobrado e evita qualquer tipo de contacto do produto com as pálpebras ou com o próprio olho
- Utiliza o produto apenas conforme recomendado na tua rotina personalizada
- Por motivos de higiene, recomendamos não partilhar o produto com outras pessoas
- O produto destina-se a aplicação cosmética no rosto. A GESKE não se responsabiliza por quaisquer efeitos nocivos, decorrentes da aplicação noutras partes do corpo ou de uma utilização indevida, nem por ligações a fontes de tensão inadequadas ou sujidade de líquidos condutores ou esferas
- Certifica-te sempre de que a ficha e a tomada estão completamente secas antes de carregar. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos, curto-circuitos ou incêndios. O produto não deve ser utilizado enquanto estiver ligado à tomada

RU

Обязательно ознакомься с информацией по технике безопасности перед первым использованием. Сохрани обе инструкции по применению.

Обзор изделия

Изделие представляет собой многофункциональную щетку для лица. Его можно использовать безопасно до трех раз в день. Не используй изделие чаще. Не используй режимы MicroCurrent-лифтинга более одного раза в день. Для обеспечения максимальной безопасности и достижения идеальных результатов следуй индивидуальной программе ухода за кожей, созданной в приложении GESKE.

Скачай приложение GESKE и получи индивидуальную программу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материалы: АБС, силикон, алюминиевый сплав, латунь | **Температура хранения:** от -5 до +60 °C | **Батарея:** литий-ионная, 3,7 В | **Емкость батареи:** 1200 мАч | **Максимальный зарядный ток:** 440 мА | **Напряжение зарядки:** 5 В | **Время зарядки:** прибл. 4 часа | **Время работы:** Время работы зависит от активированных технологий и интенсивности | **Интерфейс:** USB | **Программы:** 18 уровней интенсивности, нагрев, MicroCurrent: 5 уровней интенсивности

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ! ПРОЧИТАЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

Изделие не пригодно для использования при следующих условиях:

- Если у тебя диагностирована повышенная чувствительность к теплу (например, тепловая крапивница)
- Если во время терапии возникает ощущение (слишком) сильного жара, ее следует немедленно прекратить
- Если у тебя имплантировано медицинское устройство или другое электронное устройство, такое как кардиостимулятор
- Безопасность и эффективность изделия не исследовались в сочетании со средствами по уходу за кожей и масками других производителей. Мы рекомендуем использовать изделие только с продукцией GESKE. Использование с другими средствами осуществляется на твой страх и риск
- После лазерной терапии или химического пилинга.
- После косметических операций на лице.

В следующих случаях необходима консультация с врачом относительно того, подходит ли тебе данное изделие:

- Если у тебя болезнь сердца
- В случае беременности. Безопасность применения при беременности не установлена

Дополнительная информация по использованию:

- Перед использованием технологии микротоковой подтяжки лица изделие должно полностью высохнуть
- Используй технологию микротоковой подтяжки лица только в сочетании с сывороткой GESKE
- Не используй функцию микротока в области груди, вокруг глаз, по средней линии шеи, в области гениталий/паха, а также на красной и воспаленной коже, над родинками и расширенными кровеносными сосудами
- О долгосрочных эффектах микротоков ничего не известно
- В результате стимуляции зрительного нерва во время использования может возникать ощущение мигающего света. Если это ощущение сохраняется после использования изделия, обратись к врачу
- Во время использования может возникать легкое покалывание. Убавь интенсивность микротока, чтобы уменьшить или устранить покалывание.
- Электронные контрольные приборы могут не работать должным образом во время использования изделия
- Не используй изделие во время вождения или работы с тяжелой техникой
- Не вставляй острые предметы в отверстия изделия
- Изделие можно использовать только с адаптером безопасного сверхнизкого напряжения (SELV)
- Рекомендуем использовать стандартные блоки питания IEC60950 для зарядки изделия

- Не используй изделие на раздраженной или поврежденной коже или открытых ранах (после травм любого вида), а также при бактериальных или вирусных инфекциях кожи (как в области терапии, так и в других местах)
- Используй изделие только после консультации с дерматологом при наличии проблем с кожей, кожных заболеваний или других медицинских противопоказаний
- Не используй изделие, если оно необычно теплое на ощупь, механически повреждено или деформировано, или обесцвечено
- Если во время использования возникает боль и/или дискомфорт, прекрати использовать изделие и обратись к врачу
- Область вокруг глаз очень чувствительна. Проявляй осторожность и избегай контакта изделия с веками или глазом
- Используй изделие только в соответствии с рекомендациями в твоей индивидуальной процедуре по уходу за кожей
- Из соображений гигиены рекомендуем не делиться изделием с другими
- Изделие предназначено для косметического использования на лице. Компания GESKE не несет ответственности за какие-либо вредные последствия, связанные с использованием изделия на других частях тела или использованием не по назначению, подключением изделия к неподходящим источникам напряжения, загрязненной проводящей жидкостью или шариками
- Всегда проверяй, чтобы вилка и розетка были полностью сухими перед зарядкой. В противном случае возможны поражение электрическим током, короткое замыкание или возгорание. Изделие нельзя использовать, пока оно вподключено к розетке



Leggere le informazioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare entrambe le istruzioni per l'uso.

PANORAMICA DEL TUO PRODOTTO

Il tuo prodotto è una spazzola viso multifunzionale. È possibile utilizzare il dispositivo fino a 3 volte al giorno e non più frequentemente. Non utilizzare le modalità di lifting MicroCurrent più di una volta al giorno. Per una sicurezza massima e risultati ottimali, segui sempre la tua skincare routine personalizzata creata dall'app GESKE.

Scarica l'app GESKE e trova la tua routine personalizzata.

SPECIFICHE:

Materiali: ABS, silicone, lega di alluminio, ottone | **Temperatura di conservazione:** -5 - +60°C | **Batteria:** ioni di litio 3,7 V | **Capacità della batteria:** 1200 mAh | **Corrente di carica massima:** 440 mA | **Tensione di**

carica: 5V | **Tempo di ricarica:** ca. 4 ore | **Tempo di funzionamento:** Il tempo di funzionamento varia a seconda delle tecnologie e delle intensità attivate | **Interfaccia:** USB | **Programmi:** Vibrazione: 18 intensità, riscaldamento, MicroCurrent: 5 intensità

IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA! LEGGERE PRIMA DELL'USO!

Il prodotto non è idoneo all'uso nelle seguenti condizioni:

- Non usare in caso di ipersensibilità nota al calore (es. orticaria da calore).
- Se durante il trattamento si manifesta una sensazione di calore (troppo) intenso, il trattamento deve essere interrotto immediatamente
- Se ti è stato impiantato un dispositivo medico o un altro dispositivo elettronico come un pacemaker
- La sicurezza e l'efficacia del prodotto non sono mai state valutate in combinazione con prodotti per la cura della pelle e maschere non GESKE. Si consiglia di utilizzare il prodotto solo con i prodotti GESKE. L'uso con altri prodotti è a proprio rischio.
- Dopo trattamento laser o peeling chimico
- Dopo chirurgia estetica facciale

Nei seguenti casi, è necessario consultare il medico per verificare se il prodotto sia adatto all'uso:

- In presenza di malattie cardiache
- In caso di gravidanza La sicurezza d'uso durante la gravidanza non è stata dimostrata

Ulteriori avvertenze sull'uso:

- Prima di utilizzare la tecnologia Microcurrent Facelift, il prodotto deve essere completamente asciutto
- Utilizzare la tecnologia Microcurrent Facelift solo in associazione al siero GESKE
- Non utilizzare la funzione di microcorrente nell'area del torace, intorno agli occhi, sulla linea mediana del collo, nell'area genitale/inguinale o sulla pelle arrossata e infiammata, su voglie e su capillari dilatati
- Gli effetti a lungo termine della microcorrente non sono noti
- Per effetto della stimolazione del nervo ottico, durante l'uso può essere percepita una luce lampeggiante. Se questa sensazione persiste senza utilizzare il prodotto, consultare un medico.
- Durante l'applicazione può verificarsi una leggera sensazione di formicolio. Diminuire l'intensità della microcorrente per ridurre o eliminare il formicolio
- I dispositivi di monitoraggio elettronici potrebbero non funzionare correttamente mentre il dispositivo è in uso
- Non utilizzare mai il prodotto durante la guida o l'utilizzo di macchinari pesanti
- Non inserire oggetti appuntiti nelle aperture del prodotto
- Il prodotto può essere utilizzato solo con un adattatore di sicurezza a bassissima tensione (SELV).
- Per caricare il dispositivo, si consiglia di utilizzare alimentatori standard IEC60950
- Non utilizzare il prodotto su pelle irritata o lesa o ferite aperte (dopo qual-

siasi tipo di infortunio), infezioni batteriche o virali della pelle (sia nell'area da trattare che altrove)

- Se hai problemi e malattie della pelle o altri disturbi di salute utilizza il prodo solo dopo aver consultato un dermatologo
- Non utilizzare il prodotto se è 1. insolitamente caldo, 2. meccanicamente danneggiato o deformato, 3. scolorito
- In caso di dolore e/o malessere durante l'uso, interrompi l'uso e consulta un medico
- Il contorno occhi è molto sensibile: presta la massima attenzione ed evita qualsiasi contatto del prodotto con le palpebre o l'occhio stesso
- Usa il prodotto solo come consigliato nella tua routine personalizzata
- Per motivi igienici, ti consigliamo di non condividere il tuo prodotto con altre persone
- Il prodotto è destinato all'uso cosmetico sul viso. GESKE non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso su altre parti del corpo o da altri usi impropri, collegamento a sorgenti di alimentazione non idonee, sfere o liquidi conduttivi contaminati
- Assicurati sempre che la spina e la presa siano completamente asciutte prima di mettere il dispositivo in carica. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi. Il prodotto non deve essere utilizzato mentre è collegato alla presa di corrente

PL

Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem. Zachowaj obydwie instrukcje.

TWÓJ PRODUKT W SKRÓCIE

Twój produkt to wielofunkcyjna szczotka do twarzy. Można ją bezpiecznie stosować do 3 razy dziennie, nie należy stosować częściej. Nie należy stosować trybów MicroCurrent-Lifting częściej niż raz dziennie. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i idealnych rezultatów należy zawsze przestrzegać indywidualnie dobranej rutyny pielęgnacji skóry stworzonej za pomocą aplikacji GESKE.

Pobierz aplikację GESKE i stwórz swoją personalizowaną rutynę.

DANE TECHNICZNE:

Materiały: ABS, silikon, stop aluminium, mosiądz | **Temperatura przechowywania:** -5 – +60°C | **Akumulator:** litowo-jonowy 3,7 V | **Pojemność akumulatora:** 1200 mAh | **Maksymalny prąd ładowania:** 440 mA | **Napięcie ładowania:** 5 V | **Czas ładowania:** ok. 4 godziny | **Czas użytkowania:** Czas działania różni się w zależności od aktywowanych technologii i poziomu

intensywności | **Interfejs:** USB | **Programy:** Wibracje: 18 poziomów natężenia, funkcja rozgrzania, MicroCurrent: 5 poziomów natężenia

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA! NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM!

Produkt nie nadaje się do stosowania w następujących warunkach:

- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ciepło (np. pokrzywka cieplna)
- Jeśli podczas zabiegu wystąpi uczucie (nadmiernego) gorąca, zabieg należy natychmiast przerwać
- Ww przypadku wszczepionego urządzenia medycznego lub innego urządzenia elektronicznego, np. rozrusznika serca
- Bezpieczeństwo i skuteczność produktu nigdy nie były badane w połączeniu z produktami do pielęgnacji skóry i maseczkami innymi niż GESKE. Zalecamy stosowanie produktu tylko z produktami GESKE. Stosowanie z innymi produktami odbywa się na własne ryzyko
- Po zabiegu laserowym lub peelingu chemicznym
- Po zabiegach kosmetycznych twarzy

W następujących przypadkach należy skonsultować się z lekarzem, czy dany produkt jest odpowiedni do użycia:

- W przypadku chorób serca
- W przypadku ciąży. Bezpieczeństwo stosowania w czasie ciąży nie zostało potwierdzone

Dalsze informacje dotyczące stosowania:

- Przed zastosowaniem technologii Mikrostrom Facelift produkt musi być całkowicie suchy
- Technologię Mikrostrom Facelift należy stosować wyłącznie w połączeniu z serum GESKE
- Nie należy stosować funkcji mikroprądów na klatce piersiowej, w okolicach oczu, na linii środkowej szyi, w okolicach narządów płciowych i pachwin oraz na skórze zaczerwienionej i zmienionej zapalnie, nad zmianami i rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi
- Nie są znane żadne długoterminowe skutki stosowania mikroprądów
- W wyniku stymulacji nerwu wzrokowego podczas użytkowania może pojawić się migoczące światło. Jeśli dolegliwości utrzymują się nawet bez stosowania produktu, należy skonsultować się z lekarzem
- Podczas stosowania może wystąpić lekkie mrowienie. Należy zmniejszyć intensywność mikroprądów, aby zredukować lub wyeliminować uczucie mrowienia
- Podczas użytkowania produktu elektroniczne urządzenia monitorujące mogą nie działać prawidłowo
- Nie należy używać produktu podczas prowadzenia samochodu lub obsługi ciężkich maszyn
- Nie należy wkładać żadnych ostrych przedmiotów do otworów produktu
- Produkt należy używać wyłącznie z adapterem dla bezpiecznego bardzo

niskiego napięcia (SELV)

- Do ładowania urządzenia zalecamy stosowanie standardowych zasilaczy IEC60950
- Nie stosować produktu na podrażnionej lub zranionej skórze, otwarte rany (po wszelkiego rodzaju urazach), infekcje bakteryjne lub wirusowe skóry (zarówno w obszarze poddawanych zabiegowi, jak i w innych miejscach)
- Produkt należy stosować wyłącznie po konsultacji z dermatologiem w przypadku problemów lub chorób skóry lub innych problemów medycznych.
- Nie należy używać produktu, jeśli jest on 1. nadmiernie ciepły, 2. uszkodzony mechanicznie lub zdeformowany, 3. odbarwiony
- Jeśli podczas stosowania preparatu wystąpi ból i/lub dyskomfort, należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.
- Okolice oczu są bardzo wrażliwe: Należy zachować szczególną ostrożność i unikać kontaktu produktu z powiekami lub samym okiem
- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami w ramach indywidualnej rutyny
- Ze względów higienicznych zalecamy, aby nie udostępniać produktu innym osobom
- Produkt jest przeznaczony do stosowania kosmetycznego na twarz. GESKE nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe skutki wynikające z zastosowania na innych częściach ciała lub innego niewłaściwego użycia, podłączenia do nieodpowiednich źródeł napięcia, zanieczyszczonej cieczy przewodzącej lub kulek
- Przed ładowaniem należy zawsze upewnić się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru. Nie wolno używać produktu, gdy jest on podłączony do gniazdka elektrycznego

CN 首次使用前請閱讀安全說明。請保留這兩份使用說明。

產品概覽

您的產品是多功能面刷。每天最多使用 3 次，請不要更加頻繁地使用。請勿每天使用 MicroCurrent 提升模式超過一次。為了在最大程度上確保安全性，獲得理想效果，請始終遵循 GESKE 應用程式建立的個性化護膚程序。

下載 GESKE 應用程式並獲取您的個性化例程。

規格:

材質: ABS、矽膠、鋁合金、黃銅 | 儲存溫度: -5 - +60°C | 電池: 鋰離子 3.7V | 電池容量: 1200 mAh | 最大充電電流: 440 mA | 充電電壓: 5V | 充電時間: 約 4 個小時 | 工作時間: 操作時間会根据激活的技术和强度而有所不同 | 界面: USB | 程式: 18 種強度, 加熱, MicroCurrent: 5 種強度

重要安全提示！使用前请先阅读！ 本产品在下述情况下不宜使用：

- 请勿在已知的热过敏症（如热性荨麻疹）的情况下使用
- 如果在使用过程中出现（过度）炙热的感觉，必须立即停止使用
- 如果已植入医疗设备或其他电子设备，例如心脏起搏器
- 本产品的安全性和有效性从未与非GESKE护肤品和面膜一起进行评估。建议本产品仅与GESKE产品一起使用。与其他产品一起使用，风险自负
- 激光治疗或化学去角质后
- 面部美容手术后

下列情况有必要咨询医生，以确定本产品是否适用：

- 如果有心脏病
- 在怀孕期间。孕期使用的安全性尚未确定

其他使用说明：

- 在使用微电流面部美容技术之前，产品必须完全干燥
- 微电流面部美容技术仅与GESKE精华液结合使用
- 请勿将微电流技术用于胸部、眼睛周围、颈部中线、生殖器/腹股沟、发红或发炎的皮肤、胎痣和扩张的血管上
- 目前尚未知晓微电流的长期效应
- 由于对视神经产生刺激，在使用过程中可能会感觉到闪光。如果在没有使用本产品的情况下仍出现这种现象，请咨询医生。
- 使用过程中可能会出现轻微刺痛感。降低微电流强度以减少或消除刺痛感
- 电子监控设备在使用期间可能无法正常运行
- 切勿在驾驶或操作重型机械时使用本产品
- 请勿将尖锐物品刺入产品开口处
- 本产品只能与安全超低电压（SELV）适配器一起使用
- 建议使用IEC60950标准电源为设备充电
- 请勿在受刺激或受伤的皮肤或开放性伤口（任何形式的受伤后）、由细菌或病毒引起的皮肤感染（治疗区和其他处）使用本产品
- 如果皮肤有不适、疾病或其他医疗问题，请在咨询皮肤科医生后再使用本产品
- 如果产品出现以下情况，请勿使用：1. 温度异常；2. 机械损坏或变形；3. 变色
- 如果在使用过程中出现疼痛和/或不适，请停止使用并咨询医生
- 眼睛部位非常敏感：要格外小心，避免产品与眼睑或眼睛本身接触
- 严格按照个性化程序中的建议使用本产品
- 出于卫生原因，建议不要与他人共享产品
- 本产品用于面部美容。GESKE不承担应用于身体其他部位或其他不当使用、连接到不合适的电压源、受污染的导电液或球体而导致的有害后果
- 充电前务必确保插头和插座完全干燥。否则可能导致触电、短路或火灾。本产品连接到电源插座时不得使用

HI

पहली बार उपयोग करने से हले सुरक्षा जानकारी पढ़ें। उपयोग के लिए दोनों निर्देशों को सुरक्षित रखें।

आपका उत्पाद पर एक झलक

आपका उत्पाद एक बहुआयामी फ्रेशियल ब्रश है। दिन में 3 बार तक इसका उपयोग करना सुरक्षित है, कृपया बार-बार उपयोग न करें। कृपया प्रति दिन एक से अधिक

बार कम विद्युत धारा लिफ्टिंग मोड का उपयोग न करें। अधिकतम सुरक्षा और आदर्श परिणामों के लिए, हमेशा GESKE ऐप द्वारा आपके लिए विशेष तौर पर बनाए गए व्यक्तिगत स्किन केयर रूटीन का पालन करें।

GESKE ऐप डाउनलोड करें और अपना व्यक्तिगत रूटीन प्राप्त करें।

विशेष विवरण:

सामग्री: एबीएस, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, पीतल | **स्टोरेज तापमान:** -5 - +60 डिग्री सेल्सियस | **बैटरी:** ली-आयन 3.7V | **बैटरी क्षमता:** 1200 एमएएच | **अधिकतम चार्जिंग करंट:** 440 एमए | **चार्जिंग वोल्टेज:** 5V | **चार्जिंग समय:** लगभग चार घंटे | **ऑपरेटिंग समय:** सक्रिय प्रीथोपियोक्तियों और तीव्रता के आधार पर ऑपरेटिंग समय अलग-अलग होता है। | **इंटरफ़ेस:** यूएसबी | **प्रयोग:** कंपन; 18 तीव्रता, ताप, कम विद्युत धारा: 5 तीव्रता

महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी! उपयोग करने से पहले पढ़ें! उत्पाद निम्नलिखित परिस्थितियों में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है:

- यदि आप गर्मी के प्रति अतिसंवेदनशील होने के लिए जाने जाते हैं तो इसका उपयोग न करें (जैसे हीट अट्रिबिया)।
- अगर इलाज के दौरान (बहुत ही) तेज गर्मी का अहसास हो तो इलाज तुरंत बंद कर देना चाहिए।
- यदि आपके पास प्रत्यारोपित चिकित्सा उपकरण या पेसमेकर जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं
- गैर-जीईएमकेई त्वचा देखभाल उत्पादों और मास्क के मेल-जोल में उत्पाद की सुरक्षा और प्रभावशीलता का मूल्यांकन कभी नहीं किया गया है। हम केवल GESKE उत्पादों के साथ उत्पाद का उपयोग करने की सलाह देते हैं। अपने जोखिम पर अन्य उत्पादों के साथ प्रयोग करें।
- लेजर उपचार या रासायनिक छीलन के बाद
- बेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद

निम्नलिखित मामलों में, एक चिकित्सक के साथ परामर्श आवश्यक है कि उत्पाद आपके उपयोग के लिए उपयुक्त है या नहीं:

- अगर आपको दिल की बीमारी है
- गर्भावस्था के मामले में। गर्भावस्था के दौरान उपयोग की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई है
- उपयोग के बारे में अधिक जानकारी:**
- माइक्रोकंट्रैक्ट फ्रेमलिफ्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से पहले, उत्पाद पूरी तरह से सूखा होना चाहिए
- केवल GESKE सीरम के संबंध में माइक्रोकंट्रैक्ट फ्रेमलिफ्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग
- छाती वाले हिस्से, आंखों, गर्दन की मध्य रेखा, जननांग/पेट और जांच के बीच का भाग के आसपास, या लाल और सूजन वाली त्वचा पर, जन्म के निशान और बड़े हुए रक्त वाहिकाओं पर माइक्रोकंट्रैक्ट फ्रैक्चन का उपयोग न करें
- माइक्रोकंट्रैक्ट के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है
- ऑप्टिक तंत्रिका की उत्तेजना के परिणामस्वरूप, उपयोग के दौरान एक चमकती रोशनी देखी जा सकती है। यदि उत्पाद का उपयोग नहीं करने पर यह बनी रहती है, तो चिकित्सा सलाह लें।
- इस्तेमाल के दौरान हल्की सुनसूनी सनसनी हो सकती है। सुनसूनी को कम करने या खत्म करने के लिए माइक्रोकंट्रैक्ट की तीव्रता कम करें
- हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक माग्निटिंग डिवाइस ठीक से काम न करें, जब डिवाइस उपयोग में हों
- भारी मशीनरी संचालित करते हुए या उसे चलाने समय कभी भी उत्पाद का उपयोग न करें
- उत्पाद के मुँह में किसी भी नुकीली वस्तु को न डालें
- उत्पाद का उपयोग केवल एक सुरक्षा अतिरिक्त-निष्प वोल्टेज (SELV) एडप्टर के साथ किया जा सकता है
- हम डिवाइस को चार्ज करने के लिए मानक IEC60950 बिजली आपूर्ति का उपयोग करने की

सलाह देते हैं

- त्वचा के जीवाणु संबंधित या वायरल संक्रमण के मामले में (या तो उपचार क्षेत्र और अन्य जगहों पर) जलन वाली या घायल त्वचा या खुले घावों (किसी भी प्रकार की चोट के बाद) पर उत्पाद का उपयोग न करें।
- त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही उत्पाद का उपयोग करें यदि आपको त्वचा की समस्याएं और बीमारियां या अन्य चिकित्सीय चिंताएं हैं।
- उत्पाद का उपयोग न करें यदि यह 1) असामान्य रूप से गर्म है, 2) यांत्रिक रूप से क्षतिग्रस्त या विकृत है, 3) फीका पड़ा हुआ है।
- यदि उपयोग के दौरान दर्द और/या असुविधा होती है, तो उपयोग बंद कर दें और चिकित्सीय सलाह लें
- आंख का क्षेत्र बहुत संवेदनशील होता है: इस क्षेत्र में अतिरिक्त सावधानी बरतें और उत्पाद के पलकों या आंख के किसी भी संपर्क से बचें
- केवल अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या में मिफ्राश्री उत्पाद का उपयोग करें
- स्वच्छता कारणों से, हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपना उत्पाद किसी और के साथ साझा न करें
- उत्पाद बेहरे पर प्रसाधन उपयोग के लिए है। GESKE शरीर के अन्य क्षेत्रों या अन्य अनुचित उपयोग, अनुपयुक्त वोल्टेज स्रोतों से कनेक्शन, दूषित संवाहक तरल या गर्मों पर उपयोग में उत्पन्न होने वाले हानिकारक परिणामों के लिए कोई दायित्व नहीं लेता है।
- चार्ज करने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि प्लग और सर्किट पूरी तरह से सूखा है। अन्यथा, बिजली के सटके, शॉर्ट सर्किट या आग लग सकती है। पावर आउटलेट से कनेक्ट होने के दौरान उत्पाद का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

AR

اقرأ معلومات السلامة قبل أول استخدام. احتفظ بكل منشور تعليمات الاستخدام.

نظرة سريعة على منتجنا نظرة سريعة على منتجنا
 منتجنا هو فرشاة وجه متعددة الوظائف. استخدامها آمن حتى 3 مرات يوميًا.
 يرجى عدم تجاوز هذا الحد. يرجى عدم استخدام أوضاع الرفع MicroCurrent
 أكثر من مرة واحدة في اليوم. للحصول على أقصى درجات الأمان وأفضل
 النتائج، اتبع دائمًا روتين العناية بالبشرة المخصص الذي أنشأه لك تطبيق
 GESKE.

قم بتزيل تطبيق GESKE واحصل على روتينك المخصص.

المواصفات:

المواد: أكريلونيتريل بوتادين الستيرين (ABS) والسيليكون وسبائك الألومنيوم والنحاسدرجة
 حرارة التخزين: 5-+60 درجة مئوية | البطارية: 3.7 فولت لثيوم أيون | قدرة البطارية:
 1200 مللي أمبير | الحد الأقصى لتيار الشحن: 440 مللي أمبير | جهد الشحن: 5 فولت | مدة
 الشحن: 4.0 ساعات تقريبا | وقت التشغيل: يختلف وقت التشغيل حسب الغنيمات الفعلة ودرجة
 الشدة. | واجه المستخدم: USB | البرامج: 18 درجة شدة، تسخين، طاقة الترددات اللاسلكية
 (MicroCurrent): 5 درجات شدة

معلومات هامة للسلامة! اقرأ قبل الاستخدام! المنتج غير مناسب للاستخدام في ظل الظروف التالية:

わせでのみ使用してください

- ・マイクロカレント機能は、胸元、目の周り、首の正中線、性器 / そけ部、赤く炎症を起こした肌、ほくろや血管の拡張した部分には使用しないでください
- ・マイクロカレントの長期的な効果については何も知られていません
- ・視神経を刺激することで、使用中に光の点滅を感じる場合があります。製品を使用しなくてもこれが続く場合は、医師に相談してください
- ・塗布時に多少ビリビリと感じる場合があります。マイクロカレントの強度を下げると、ビリビリとした感じが軽減または解消されます
- ・本製品の使用中は、電子監視デバイスが正常に機能しない場合があります
- ・運転中や重機の操作中は絶対に使用しないでください
- ・製品の開口部に鋭利なものを突き刺さないでください
- ・本製品は、安全特別低電圧 (SELV) をアダプターでのみ使用できます
- ・本製品の充電には、IEC60950規格の電源の使用をお勧めします
- ・炎症を起こしていたり傷ついている皮膚、または開いた傷 (何かしらの損傷後の部位)、皮膚の細菌またはウイルス感染症 (治療中の範囲およびその周り) に製品を使用しないでください
- ・皮膚の問題や病気、またはその他の医学的懸念がある場合は、必ず皮膚科医に相談した上で製品を使用してください
- ・1.異常に暖かい、2.的に損傷または変形している、3.変色している場合は、製品を使用しないでください
- ・使用中に痛みや不快感が生じた場合は、使用を中止し、医師にご相談ください
- ・目元はとても敏感なエリアです。そこでは特に注意し、製品がまぶたや目自体に触れないようにしてください
- ・パーソナライズされたルーティンで推奨されている製品のみをご使用ください
- ・衛生上の理由から、製品は他の人と共有しないことをお勧めします
- ・この製品は、顔への化粧品としては使用を目的としています。体の他の部位への使用、その他の不適切な使用、不適切な電圧源への接続、汚染された導電性液体やボールペンなどから生じる有害な結果については、GESKEは一切の責任を負いません。
- ・充電する前に、プラグとソケットが完全に乾いていることを必ず確認してください。感電、ショート、火災の原因になります。コンセントに接続したまま使用しないでください

KO **初め 사용하기 전에 안전 정보를 읽으세요. 두 사용 지침을 모두 보관하세요.**

제품 한 눈에 보기

귀하의 제품은 다기능 페이스 브러시입니다. 하루에 3회까지 사용하는 것이 안전하며, 더 자주 사용하지 마세요. MicroCurrent 리프팅 모드에는 하루에 한 번 이상 사용하지 마세요. 최대의 안전함과 함께 이상적인 결과를 얻으려면 항상 GESKE 앱에서 생성된 개인맞춤 스킨케어 루틴을 따르세요.

GESKE 앱을 다운로드하고 맞춤형 루틴을 얻으세요.

규격:

재질: ABS, 실리콘, 알루미늄 합금, 황동 | 보관 온도: +5 ~ +60°C | 배터리: 리튬 이온 3.7V | 배터리 용량: 1200mAh | 최대 충전 전류: 440mA | 충전 전압: 5V | 충전 시간: 약 4시간 | 작동 시간: 작동시간은 합성화 기술 및 강도에 따라 다릅니다 | 인터페이스: USB | 프로그램: 진동: 18강도, 난방, MicroCurrent: 5강도

중요한 안전 관련 정보! 사용하기 전에 읽으세요!

제품은 다음의 조건에서는 사용하기에 적합하지 않습니다.

- 열에 민감한 것으로 알려진 경우(예: 열 두드러기) 사용하지 마십시오.
- 트리트먼트 중 (너무) 강렬한 열감이 발생하면 트리트먼트를 즉시 중단해야 합니다.
- 이식된 의료장치 또는 기타 심장박동기와 같은 전자장치가 있는 경우
- 제품의 안전성과 효과는 GESKE가 아닌 스킨 케어 제품 및 마스크와 함께 평가된 적이 없습니다. 본 제품을 GESKE 제품에만 사용할 것을 권장합니다. 귀하의 책임하에 다른 제품과 함께 사용하십시오
- 레이저 시술 또는 화학적 박피 후
- 성형 안면 수술 후

다음과 같은 경우에는 제품이 사용하기에 적합하지 의사의 상담을 받아야 합니다.

- 심장질환이 있는 경우
- 임신한 경우. 임신 중 사용에 대한 안전성이 확인되지 않았습니다

사용에 대한 추가 정보:

- 제품은 Microcurrent Facelift 기술을 사용하기 전에 완전히 건조된 상태여야 합니다
- GESKE 세럼과 연결된 경우에만 Microcurrent Facelift 기술을 사용하세요
- Microcurrent 기능을 기습 부위, 눈 주변, 목의 정중앙 라인, 생식기/사타구니 부위 또는 붉고 염증이 있는 피부, 모반, 혈관이 확장된 부위에는 사용하지 마십시오
- Microcurrent의 장기적인 영향에 대해서는 알려진 바가 없습니다
- 시신경의 자극으로 사용 중에 점멸증이 감지될 수 있습니다. 제품을 사용하지 않을 때에도 이러한 현상이 지속되면 의사의 진찰을 받으십시오.
- 사용하는 동안 약간의 따끔거림이 있을 수 있습니다. 따끔거림을 줄이거나 없애면 Microcurrent 강도를 줄입니다
- 장치를 사용하는 동안 전자 모니터링 장치에 제대로 작동하지 않을 수 있습니다
- 운전 중 또는 중장비 조작 중에는 절대 사용하지 마십시오
- 제품 입구에 날카로운 물체를 찌러넣지 마십시오
- 본 제품은 안전특별저압(SELV) 어댑터와 함께 사용해야 합니다
- 표준 IEC60950 전원 공급장치를 사용하여 장치를 충전하는 것이 좋습니다
- 피부에 세균 또는 바이러스 감염이 있는 경우(치료 부위 및 기타 부위) 자극이 있거나 부상 입은 피부 또는 열린 상처(부상 후에는 제품을 사용하지 마십시오)
- 피부에 이상이 있는 경우, 질환 또는 기타 의학적 문제가 있는 경우에는 피부과 전문의와 상담 후에만 사용하십시오
- 1) 비정상적으로 따뜻하거나, 2) 기계적으로 손상 또는 변형, 3) 변색된 경우에는 사용하지 마십시오.
- 사용 중 통증 및/또는 불편함이 발생할 경우 사용을 중단하고 의사의 진료를 받으십시오

- Şarj etmeden önce daima fiş ve prizini tamamen kuru olduğundan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması, kısa devre veya yangın meydana gelebilir. Ürün prize takılıyken kullanılmamalıdır

TH **โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยก่อนการใช้งานครั้งแรก และเก็บคำแนะนำการใช้ทั้งสองเอาไว้ใช้งาน**

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณคือแปรงขัดหน้าอ่อนประกบประสงค์ สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยถึง 3 ครั้งต่อวัน โปรดอย่าใช้บ่อยกว่านี้ กรุณาอย่าใช้โหมด MicroCurrent-Lifting มากกว่าวันละหนึ่งครั้ง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามกิจวัตรการดูแลผิวส่วนบุคคลที่สร้างโดยแอป GESKE เสมอ

ดาวน์โหลดแอป GESKE และรับกิจวัตรส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลจำเพาะ:

วัสดุ: ABS, ซิลิโคน, อะลูมิเนียมอัลลอย, ทองเหลือง | **อุณหภูมิในการจัดเก็บ:** -5 - +60°C | **แบตเตอรี่:** Li-Ion 3.7V | **ความจุของแบตเตอรี่:** 1200 mAh | **กระแสไฟชาร์จสูงสุด:** 440 mA | **แรงดันไฟชาร์จ:** 5V | **เวลาในการชาร์จ:** ประมาณ. 4 ชั่วโมง | **เวลาดำเนินการ:** ยะเวลารการทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเทคโนโลยีและความแรงของเปิดใช้งาน | **ตัวเชื่อมต่อ:** USB | **โปรแกรม:** ความแรง 18 ระดับ, ระบบทำความสะอาด, MicroCurrent | ความแรง 5 ระดับ

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ! อ่านก่อนใช้!

ผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

- ห้ามใช้หากคุณแพ้ความร้อนได้ง่าย (เช่น สัมผัสจากความร้อน)
- หากรู้สึกอ่อนเมาก (เกินไป) ในระหว่างการบำบัด จะต้องหยุดการบำบัดทันที
- หากคุณมีเครื่องมือแพทย์ที่ฝังในร่างกาย หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ
- ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไม่เคยได้รับการประเมินร่วมกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและมาส์กที่ไม่ใช่ของ GESKE เราแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับผลิตภัณฑ์ของ GESKE เท่านั้น การใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เป็นความเสี่ยงของคุณเอง
- หลังทำเลเซอร์หรือกรอผิวด้วยเคมี
- หลังทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

ในกรณีต่อไปนี้ จำเป็นต้องปรึกษากับแพทย์ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะสำหรับคุณหรือไม่:

- หากคุณเป็นโรคหัวใจ
- ในกรณีตั้งครรภ์ ความปลอดภัยในการใช้งานระหว่างตั้งครรภ์ยังไม่ได้รับการรับรอง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน:

- ก่อนใช้เทคโนโลยี Microcurrent Facelift ผลิตภัณฑ์ต้องแห้งสนิททุกอัน
- ใช้เทคโนโลยี Microcurrent Facelift กับเซรัมของ GESKE เท่านั้น
- ห้ามใช้ฟังก์ชัน Microcurrent บริเวณหน้าอก รอบดวงตา กึ่งกลางคอ บริเวณเอวบริเวณเพศ/ขาหนีบ หรือบนผิวหนังที่มีสีแดงและอักเสบ เนื้อเยื่อปานและหลอดเลือดที่ขยายใหญ่

- ผลระยะยาวของ Microcurrent ไม่เป็นที่ทราบ
- ผลจากการกระตุ้นของเส้นประสาทตา อาจทำให้เห็นแสงวาระหว่างการใช้งานได้ หากยังคงมีอาการนี้อยู่เมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ปรึกษาแพทย์
- อาจรู้สึกเจ็บแปลบเล็กน้อยระหว่างการใช้ ลดความแรงของ Microcurrent เพื่อลดหรือขจัดความรู้สึกเจ็บแปลบ
- อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจทำงานไม่ถูกต้องในขณะที่กำลังใช้งานอุปกรณ์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในขณะที่ขับหรือใช้เครื่องจักรหนัก
- ห้ามจุ่มข้อมือคัมเข้าไปในช่องเปิดของผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้อย่างปลอดภัยกับอแดปเตอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษ (SELV) เท่านั้น
- เราแนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟมาตรฐาน IEC60950 เพื่อชาร์จอุปกรณ์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับผิวหนังที่ระคายเคืองหรือได้รับบาดเจ็บ หรือแผลเปิด (หลังจากได้รับบาดเจ็บใดๆ) ในกรณีของการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสของผิวหนัง (ทั้งในบริเวณที่ทำการรักษาและที่อื่นๆ)
- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เมื่อคุณมีปัญหาผิวหนัง และโรคหรือปัญหาทางการแพทย์อื่น ๆ หลังจากทำการปรึกษาแพทย์ผิวหนังแล้วเท่านั้น
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หาก 1) อยู่นัดปกติ 2) เครื่องเสียหายหรือผิดปรกติ 3) เปลี่ยนสี
- หากมีอาการปวดและ/หรือรู้สึกไม่สบายระหว่างการใช้ ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์
- บริเวณรอบดวงตาบอบบางมาก: ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในบริเวณนี้ และหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการสัมผัสกับเปลือกตาหรือดวงตา
- ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่แนะนำในกิจวัตรส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น
- ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย เราไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณร่วมกับผู้อื่น
- ผลิตภัณฑ์นี้มิได้สำหรับดูแลความงามบนใบหน้า GESKE จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เป็นอันตรายอันเกิดขึ้นจากการใช้งานกับส่วนอื่นของร่างกาย หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม การเปลี่ยนที่ เกิดจากของเหลวหรือก้อนกลม
- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปลั๊กและเต้ารับแห้งสนิทก่อนชาร์จ มิฉะนั้น อาจเกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ได้ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในขณะที่เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า