

# GESKE

GERMAN BEAUTY TECH

## Quickstart Guide



[www.geske.com](http://www.geske.com)

GESKE Beauty Tech GmbH,  
Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, Germany  
[info@geske.com](mailto:info@geske.com), [www.geske.com](http://www.geske.com)

SmartAppGuided™  
**MicroNeedle Face & Body Roller | 9 in 1**

# Short Introduction

Scan for the full instructions  
in your language





Massage



2 sec



before  
use



GESKE German Beauty Tech App  
Available in 45 Languages



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.  
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

EN

**Read the safety information before first use.**

**Keep both instructions for use.**

## YOUR PRODUCT AT A GLANCE

Your product is a multi-functional MicroNeedle roller. It is safe to be used up to 2 times per week, at maximum 3 times per week. Please do not use more frequently. This limitation only applies to the most intense function of the device: microneedling. For maximal safety and ideal results, always follow your personalized Skin Care Routine created by the GESKE App.

**Download the GESKE app and get your personalized routine.**

### SPECIFICATIONS:

**Material:** silicone, ABS, PC, stainless steel, rose quartz |  
**Storage temperature:** -5 - +60°C/23 - 140°F | **Battery:** Li-Ion 3,7V |  
**Battery Capacity:** 140 mAh | **Maximum Charging Current:** 140 mA |  
**Charging Voltage:** 5V | **Charging Time:** approx. 2,5 hours |  
**Operating Time:** Operating time differs depending on activated technologies & intensities. | **Interface:** USB | **Programs:** Vibration: 1 speed level, LED Light Technology: 1 colour

### IMPORTANT SAFETY NOTES! READ BEFORE USAGE!

**The product is not suitable for use under the following conditions:**

- If you suffer from skin cancer or precancerous stages (actinic keratoses)
  - If you suffer from hemorrhagic diseases (congenital blood clotting disorders) and/or take medication that affects blood clotting
  - The safety and effectiveness of the product has never been assessed in conjunction with non-GESKE skin care products and masks. We recommend using the product only with GESKE products. Use with other products at your own risk
  - After laser treatment or chemical peeling
  - After facial surgery, both cosmetically and medically indicated
- In the following cases, a consultation with a physician is necessary as to whether the product is suitable for you to use:**
- If you have a heart disease
  - In case of pregnancy. The safety of use during pregnancy has not been established
  - If you have derma fillers or injections

### Further information on use:

- Only apply light pressure when using the microneedling head
- Microneedling can lead to mild swelling or bruising. Moisturize thoroughly after each session
- Avoid exercising, swimming and sun exposure for 24 h after a microneedling session. If you cannot avoid sun exposure apply a high SPF sunscreen.

Do not apply make-up for 24 h

- Avoid using products with acids and fragrance, as well as physical scrubs and exfoliators during and after a microneedling session
- Using products with active ingredients such as vitamin C or retinol may lead to more intense irritation of the skin. If this irritation persists for a longer period of time, seek medical advice
- Sanitize the needle attachment after each use with alcohol spray and let it air dry
- Do not use the product on irritated or injured skin or open wounds (after any kind of injury), in the case of bacterial or viral infections of the skin (either in the usage area and elsewhere)
- Do not use the product on nevi, moles or other (benign) skin lesions
- This product is not intended to treat medical skin conditions or diseases. If you have medical skin conditions or diseases, consult your dermatologist before using this product
- Do not use the product if it is 1) untypically warm, 2) mechanically damaged or deformed, 3) discolored
- If pain and/or discomfort occurs during use, discontinue use and seek medical advice
- The product can emit intense light, avoid applying it in the direction of or near an open eye
- The eye area is very sensitive: Be extra careful in this area and avoid any contact of the product with the eyelids or the eye itself
- Only use the product as recommended in your personalized routine
- For hygiene reasons, we recommend not sharing your product with others and replacing attachments as needed
- The product is intended for cosmetic use on the face. GESKE assumes no liability for harmful consequences arising from the use on other body areas or other improper use, connection to unsuitable voltage sources, contaminated conducting liquid or balls
- Always make sure the plug and socket are completely dry before charging. Otherwise, electric shocks, a short circuit or fire may result. The product must not be used while connected to the power outlet

DE

**Lies Dir vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise durch. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen auf.**

### DEIN PRODUKT AUF EINEN BLICK

Dein Produkt ist ein multifunktionaler MicroNeedle-Roller. Er kann sicher bis zu 2 Mal pro Woche, maximal 3 Mal pro Woche verwendet werden. Bitte nicht häufiger verwenden. Diese Einschränkung gilt nur für die intensivste Funktion des Geräts: Microneedling. Für maximale Sicherheit und optimale Ergebnis-

se, verwende immer Deine personalisierte Skin Care Routine, die von der GESKE App erstellt wurde.

## Lade die GESKE App herunter und erhalte Deine personalisierte Routine.

### SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Silikon, ABS, PC, Edelstahl, Rosenquarz |  
 **Lagertemperatur:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Batterie:** Li-Ion 3,7 V |  
**Batteriekapazität:** 140 mAh | **Maximaler Ladestrom:** 140 mA |  
**Ladespannung:** 5V | **Ladezeit:** ca. 2,5 Stunden | **Betriebszeit:** Die Anwendungszeit variiert je nach aktivierten Technologien und Intensitäten. |  
**Anschluss:** USB | **Programme:** Vibration: 1 Geschwindigkeitsstufe, LED Licht Technology: 1 Farbe

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE! VOR DER BENUTZUNG LESEN!

**Unter folgenden Bedingungen ist das Produkt ist nicht zur Verwendung geeignet:**

- Wenn Du an Hautkrebs oder Krebsvorstufen (aktinische Keratosen) leidest
- Wenn du an hämorrhagischen Erkrankungen (angeborene Blutgerinnungsstörungen) leidest und/oder Medikamente einnimmst, die die Blutgerinnung beeinflussen
- Die Sicherheit und Wirksamkeit des Produkts wurde nie in Verbindung mit Nicht-GESKE Hautpflegeprodukten und Masken untersucht. Wir empfehlen, das Produkt nur mit GESKE Produkten zu nutzen. Eine Verwendung mit anderen Produkten geschieht auf eigenes Risiko
- Nach einer Laserbehandlung oder einem chemischen Peeling
- Nach Gesichtsoperationen, sowohl kosmetisch als auch medizinisch indiziert

**In folgenden Fällen ist eine Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, ob das Produkt für Dich zur Verwendung geeignet ist:**

- Bei Vorliegen einer Herzerkrankung
- Im Falle eine Schwangerschaft, Die Sicherheit der Verwendung während der Schwangerschaft ist nicht nachgewiesen
- Wenn Du Dermafiller oder Injektionen hast

### Weitere Hinweise zur Benutzung:

- Übe während des Gebrauchs nur leichten Druck aus
- Das Microneedling kann zu leichten Schwellungen oder Blutergüssen führen, Befeuhte gründlich nach jeder Session
- Vermeide nach einer Microneedling-Session für 24 Stunden Sport, Schwimmen und Sonnenbäder. Wenn Du die Sonne nicht vermeiden kannst, trage einen Sonnenschutz mit hohem LSF auf, 24h kein Make-up auftragen
- Vermeide die Verwendung von Produkten mit Säuren und Duftstoffen, Wirkstoffen (wie Vitamin C oder Retinol) sowie physikalischen oder anderen Peelings während und nach einer Microneedling-Session
- Die Verwendung von Produkten mit Wirkstoffen wie Vitamin C oder Retinol kann zu einer stärkeren Reizung der Haut führen, Wenn diese Reizung über

einen längeren Zeitraum anhält, hole ärztlichen Rat ein

- Desinfiziere die Nadelspitze nach jedem Gebrauch mit Alkohol und lass ihn an der Luft trocknen
- Benutze das Produkt nicht bei gereizter oder verletzter Haut oder bei offenen Wunden (nach jeglicher Art von Verletzung), bei Infektionen der Haut durch Bakterien oder Viren (sowohl im Behandlungsareal als auch an anderen Stellen)
- Verwende das Produkt nicht auf Nävi, Muttermalen oder anderen (gutartigen) Hautläsionen
- Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung medizinischer Hautprobleme oder Krankheiten bestimmt. Wenn Du medizinische Hautprobleme oder Krankheiten hast, konsultiere Deinen Dermatologen, bevor Du dieses Produkt verwendest
- Nimm das Produkt nicht in Betrieb, wenn es 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist
- Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, brich die Anwendung ab und konsultiere einen Arzt
- Das Produkt kann intensives Licht emittieren, eine Anwendung in Richtung bzw. in der Nähe des offenen Auges ist unbedingt zu vermeiden
- Der Augenbereich ist sehr empfindlich: Sei dort besonders vorsichtig und vermeiden jeden Kontakt des Produkts mit den Augenlidern bzw. dem Auge selbst
- Verwende das Produkt nur so, wie in Deiner personalisierten Routine empfohlen
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, Dein Produkt nicht mit anderen Personen zu teilen und die Aufsätze nach Bedarf auszutauschen
- Das Produkt ist zur kosmetischen Anwendung am Gesicht vorgesehen, GESKE übernimmt keine Haftung für schädliche Folgen, die durch Anwendung an anderen Körperstellen oder sonstigen unsachgemäßen Gebrauch, Anschluss an ungeeignete Spannungsquellen, verunreinigte Leitflüssigkeit oder -kugeln entstehen
- Vergewissere Dich immer vor dem Laden, dass der Stecker und die Steckdose komplett trocken sind. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Brand kommen. Das Produkt darf nicht verwendet werden, während es an die Steckdose angeschlossen ist

ES

**Antes del primer uso, lee la información de seguridad. Guarda los dos manuales de instrucciones de uso.**

### UN VISTAZO A SU PRODUCTO

El producto es un rodillo MicroNeedle multifuncional. Es seguro usarlo hasta dos veces por semana, como máximo tres veces por semana. Por favor, no lo utilices con más frecuencia de la indicada. Esta limitación solo se aplica a la función más intensa del dis-

positivo: microneedling. Para obtener la máxima seguridad y resultados ideales, sigue siempre tu rutina de cuidado de la piel personalizada creada por la aplicación GESKE.

**Descarga la aplicación GESKE y disfruta de tu rutina personalizada.**

#### ESPECIFICACIONES:

**Materiales:** silicona, ABS, PC, acero inoxidable, cuarzo rosa | **Temperatura de almacenamiento:** entre -5 y +60 °C / 23 - 140 °F | **Batería:** Li-Ion de 3,7 V | **Capacidad de batería:** 140 mAh | **Corriente de carga máxima:** 140 mA |

**Tensión de carga:** 5 V | **Tiempo de carga:** aprox. 2,5 horas |

**Tiempo de funcionamiento:** El tiempo de uso varía en función de las tecnologías e intensidades aplicadas. | **Interfaz:** USB | **Programas:**

Vibración: 1 niveles de velocidad, tecnología de luz, LED: 1 color

#### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD ¡LEER ANTES DE USAR!

**No es conveniente utilizar el dispositivo en las condiciones que se indican a continuación:**

- No usar si padece cáncer de piel o estadios precancerosos (queratosis actínicas)
- Si padece enfermedades hemorrágicas (trastornos congénitos de la coagulación de la sangre) y/o tomas medicamentos que afectan a la coagulación de la sangre
- La seguridad y eficacia del producto no se ha estudiado nunca en combinación con productos y mascarillas para el cuidado de la piel que no sean de GESKE. Le recomendamos utilizar el dispositivo exclusivamente con los productos de GESKE. El uso junto con otros productos queda bajo su propia responsabilidad
- Después de un tratamiento con láser o un peeling químico
- Indicado estética y médicamente tras una cirugía facial

**En los siguientes casos es necesario consultar con su médico si el uso del dispositivo es adecuado para usted:**

- Si tiene una enfermedad del corazón
- En caso de embarazo. No se ha demostrado la seguridad de uso del aparato durante el embarazo
- Si tienes rellenos dérmicos o inyecciones

#### Otras indicaciones de uso:

- Solo aplique una ligera presión durante el uso
- Las microagujas pueden provocar una hinchazón leve o hematomas. Hidratar a fondo después de cada sesión
- Evita hacer ejercicio, nadar y la exposición prolongada al sol durante las 24 h posteriores a una sesión de microagujas. Si no puedes evitar la exposición al sol, aplica un protector solar con un SPF alto. No te maquilles durante 24 h
- Evitar el uso de productos con ácidos y fragancias, así como exfoliantes físicos durante y después de una sesión de microneedling

FR

**Lisez les informations de sécurité avant la première utilisation. Conservez les deux instructions d'utilisation.**

#### VOTRE PRODUIT EN UN COUP D'ŒIL

Ce produit est un rouleau à microaiguilles multifonctionnel. Il peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à 2 fois par semaine, au maximum 3 fois par semaine. Veuillez ne pas l'utiliser plus fréquemment. Cette limitation ne s'applique qu'à la fonction la plus inten-

se de l'appareil : le microneedling. Pour une sécurité maximale et des résultats optimaux, suivez toujours votre routine de soins de la peau personnalisée créée par l'app GESKE.

**Téléchargez l'application GESKE et recevez votre routine personnalisée.**

#### CARACTÉRISTIQUES

**Matériau :** silicone, ABS, PC, acier inoxydable, quartz rose |  
**Température de stockage :** -5 à +60 °C/23-140 °F | **Batterie :** Li-Ion 3,7V |  
**Capacité de la batterie :** 140 mAh | **Courant de charge maximal :** 140mA |  
**Tension de charge :** 5V | **Temps de charge :** env. 2,5 heures | **Temps de fonctionnement :** Le temps de fonctionnement diffère selon les technologies et les intensités activées. | **Interface :** USB | **Programmes :** Vibration : 1 niveau de vitesse, technologie LED Light : 1 couleur

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ! À LIRE AVANT UTILISATION !

**Le produit ne convient pas à une utilisation dans les conditions suivantes :**

- Si vous souffrez d'un cancer de la peau ou de stades précancéreux (kératoses actiniques)
- Si vous souffrez de maladies hémorragiques (troubles congénitaux de la coagulation sanguine) et/ou prenez des médicaments qui affectent la coagulation du sang
- La sécurité et l'efficacité du produit n'ont jamais été évaluées en conjonction avec des produits de soins de la peau et des masques d'une autre marque que GESKE. Nous recommandons d'utiliser le produit uniquement avec les produits GESKE. L'utilisation avec d'autres produits se fait à vos risques et périls
- Après traitement au laser ou peeling chimique
- Indiqué après une chirurgie faciale, à la fois d'un point de vue cosmétique et médical

**Dans les cas suivants, une consultation avec le médecin est nécessaire pour savoir si le produit vous convient :**

- Si vous avez une maladie cardiaque
- En cas de grossesse. La sécurité d'utilisation pendant la grossesse n'a pas été établie

**Si vous avez des produits de comblement dermique ou des injections**

**Informations complémentaires sur l'utilisation :**

- N'appliquez qu'une légère pression pendant l'utilisation
- Le microneedling peut entraîner un léger gonflement ou des ecchymoses. Hydratez-vous bien après chaque séance
- Évitez les exercices, la natation et l'exposition au soleil pendant 24 h après une séance de microneedling. Si vous ne pouvez pas éviter l'exposition au soleil, appliquez un écran solaire à FPS élevé. Ne vous maquillez pas pendant 24h
- Évitez d'utiliser des produits contenant des acides et des parfums, ou des

gommages physiques et des exfoliants pendant et après une séance de microneedling

- L'utilisation de produits contenant des ingrédients actifs tels que la vitamine C ou le rétinol peut entraîner une irritation plus intense de la peau. Si cette irritation persiste plus longtemps, consulter un médecin
- Désinfectez la pointe de l'aiguille après chaque utilisation avec un vaporisateur à alcool et laissez-la sécher à l'air
- Ne pas utiliser le produit sur une peau irritée ou blessée ou en cas de plaies ouvertes (tout type de blessure), d'infections bactériennes ou virales de la peau (à la fois sur la zone de traitement et ailleurs)
- N'utilisez pas le produit sur les naevus, les grains de beauté ou autres lésions cutanées (bénignes)
- Ce produit n'est pas destiné au traitement d'affections cutanées ou de maladies. Si vous souffrez d'affections cutanées ou de maladies, consultez votre dermatologue avant d'utiliser ce produit
- Ne pas utiliser le produit s'il est 1. anormalement chaud, 2. mécaniquement endommagé ou déformé, 3. décoloré
- En cas de douleur et/ou d'inconfort pendant l'utilisation, arrêtez l'utilisation et consultez un médecin
- Le produit peut émettre une lumière intense, il faut absolument éviter de l'utiliser en direction ou à proximité de l'œil ouvert
- Le contour des yeux est très sensible : soyez très prudent et évitez tout contact du produit avec les paupières ou l'œil lui-même
- N'utilisez le produit que selon les recommandations de votre routine personnalisée
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas partager votre produit avec d'autres personnes et d'échanger les embouts si nécessaire
- Le produit est destiné à une utilisation cosmétique sur le visage. GESKE décline toute responsabilité pour les conséquences néfastes résultant d'une application sur d'autres parties du corps ou d'une autre utilisation non conforme, d'un raccordement à des sources de tension inappropriées, de billes ou d'un liquide conducteurs souillés
- Assurez-vous toujours que la fiche et la prise sont complètement sèches avant le chargement. Sinon, un choc électrique, un court-circuit ou un incendie pourrait en résulter. Le produit ne peut pas être utilisé lorsqu'il est branché sur la prise de courant

PT

**Lê as informações de segurança antes da primeira utilização. Guarda ambas as instruções de utilização.**

#### O TEU PRODUTO À PRIMEIRA VISTA

O teu produto é um rolo MicroNeedle multifuncional. Pode ser usado em segurança até 2 vezes por semana, no máximo 3 vezes por semana. Não o utilizes com mais frequência. Esta

limitação só se aplica à função mais intensa do aparelho: microneedling. Para máxima segurança e resultados ideais, segue sempre a tua rotina personalizada de cuidados com a pele criada pela aplicação GESKE.

**Faz o download da app GESKE e obtém a tua rotina personalizada.**

#### ESPECIFICAÇÕES

**Material:** silicone, ABS, PC, aço inoxidável, quartzo rosa | **Temperatura de armazenamento:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Bateria:** Li-Ion 3,7 V | **Capacidade de carga:** 140 mAh | **Corrente máxima de carregamento:** 140 mA | **Tensão de carregamento:** 5 V | **Tempo de carregamento:** aprox. 2,5 horas | **Tempo de funcionamento:** O tempo de operação difere dependendo das tecnologias e intensidades ativadas, | **Interface:** USB | **Programas:** Vibração: 1 nível de velocidade, tecnologia de luz LED: 1 cor

#### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES! LER ANTES DE UTILIZAR!

**O produto não é adequado para utilização nos seguintes casos:**

- Se sofres de cancro da pele ou lesões pré-cancerosas da pele (queratoses actínicas)
- Se sofres de doenças hemorrágicas (distúrbios congénitos da coagulação do sangue) e/ou tomas medicamentos que afetam a coagulação do sangue
- A segurança e a eficácia do produto foram apenas avaliadas em combinação com produtos e máscaras de cuidados com a pele da GESKE. Recomendamos a utilização do produto apenas com produtos GESKE. A utilização com outros produtos ocorre por conta e risco do utilizador
- Após tratamentos a laser ou peelings químicos
- Após cirurgia facial, por indicação médica e cosmética

**Nos seguintes casos, é necessária uma consulta com o médico, para saber se o produto é adequado:**

- Se a pessoa tiver uma doença cardíaca
- Em caso de gravidez. A segurança da utilização durante a gravidez não foi demonstrada

• Se tiveres fillers ou produtos injetáveis

**Outras informações sobre a utilização:**

- Aplica apenas uma leve pressão durante o uso
- O microneedling pode causar um inchaço ou hematoma ligeiros. Realiza uma hidratação profunda após cada sessão
- Evita exercícios, natação e exposição ao sol por 24 horas após uma sessão de microneedling. Se não puderes evitar a exposição ao sol, aplica um protetor solar com FPS alto. Não apliques maquilhagem durante 24 h
- Evita utilizar produtos com ácidos e fragrâncias, bem como esfoliantes físicos ou outros esfoliantes durante e após uma sessão de microneedling

- O uso de produtos com ingredientes ativos, como vitamina C ou retinol, pode levar a uma irritação mais intensa da pele. Se esta irritação persistir por um longo período de tempo, procura orientação médica
- Higieniza a ponta de agulha após cada uso com spray de álcool e deixa secar ao ar
- Não utilizar o produto em pele irritada ou ferida, nem em feridas abertas (após qualquer tipo de lesão) ou infeções bacterianas ou virais da pele (tanto na área de tratamento como noutras áreas)
- Não utilizes o produto em nevus, verrugas ou outras lesões cutâneas (benignas)
- Este produto não se destina a tratar doenças ou condições médicas cutâneas. Se tiver condições doenças médicas cutâneas, consulte o seu dermatologista antes de usar este produto
- Não utilizar o produto, se este estiver anormalmente quente, danificado ou deformado mecanicamente, ou descolorado
- Se ocorrer dor e/ou desconforto durante a utilização, interrompe a utilização e consulta um médico
- O produto pode emitir luz intensa. Evita aplicá-lo na direção ou próximo do olho aberto
- O contorno dos olhos é uma zona muito sensível! Tem cuidado redobrado e evita qualquer tipo de contacto do produto com as pálpebras ou com o próprio olho
- Utiliza o produto apenas conforme recomendado na tua rotina personalizada
- Por motivos de higiene, recomendamos não partilhar o produto com outras pessoas e substituir os acessórios sempre que necessário
- O produto destina-se a aplicação cosmética no rosto. A GESKE não se responsabiliza por quaisquer efeitos nocivos, decorrentes da aplicação noutras partes do corpo ou de uma utilização indevida, nem por ligações a fontes de tensão inadequadas ou sujidade de líquidos condutores ou esferas
- Certifica-te sempre de que a ficha e a tomada estão completamente secas antes de carregar. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos, curto-circuitos ou incêndios. O produto não deve ser utilizado enquanto estiver ligado à tomada



**Обязательно ознакомься с информацией по технике безопасности перед первым использованием. Сохрани обе инструкции по применению.**

#### ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

Изделие представляет собой многофункциональный мезороллер. Его можно безопасно использовать до двух раз в неделю, но не чаще трех раз в неделю. Не используй изделие

чаще. Это ограничение касается только самой активной функции устройства: мезотерапии. Для максимальной безопасности и достижения идеальных результатов следуй индивидуальной программе ухода за кожей, созданной в приложении GESKE.

## Скачай приложение GESKE и получи индивидуальную программу.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** силикон, АБС, поликарбонат, нержавеющая сталь, розовый кварц | **Температура хранения:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Батарея:** литий-ионная, 3,7 В | **Емкость батареи:** 140 мАч | **Максимальный зарядный ток:** 140 мА | **Напряжение зарядки:** 5 В | **Время зарядки:** прилб. 2,5 часа | **Время работы:** Время работы зависит от активированных технологий и интенсивности. | **Интерфейс:** USB | **Программы:** Вибрация: 1 уровень скорости, LED-терапия: 1 цвет

### ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ! ПРОЧИТАЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

**Изделие не пригодно для использования при следующих условиях:**

- Если у тебя рак или предракоевое состояние кожи (актинический кератоз)
- Если вы страдаете геморрагическими заболеваниями (врожденными нарушениями свертываемости крови) и (или) принимаете лекарства, влияющие на свертываемость крови
- Безопасность и эффективность изделия не исследовались в сочетании со средствами по уходу за кожей и масками других производителей. Мы рекомендуем использовать изделие только с продукцией GESKE.

Использование с другими средствами осуществляется на твой страх и риск

- После лазерной терапии или химического пилинга
- После операции на лице по косметическим и медицинским показаниям

**В следующих случаях необходима консультация с врачом**

**относительно того, подходит ли тебе данное изделие:**

- Если у тебя болезнь сердца
- В случае беременности. Безопасность применения при беременности не установлена
- Если тебе вводили филлеры или делали инъекции

**Дополнительная информация по использованию:**

- Во время использования применяй только легкое давление
- Мезотерапия может привести к небольшому отеку или синякам.

Тщательно увлажняй кожу после каждого сеанса

• Избегай физических упражнений, плавания и пребывания на солнце в течение 24 часов после сеанса мезотерапии. Если пребывания на солнце не избежать, используй солнцезащитный крем с высоким SPF. Не наноси макияж в течение 24 часов

- Не пользуйся продуктами с кислотами и ароматизаторами, а также скрабами и отшелушивающими средствами во время и после сеанса мезотерапии
- Использование продуктов с активными ингредиентами, такими как витамин С или ретинол, может вызвать более сильное раздражение кожи. Если раздражение долго не проходит, обратись к врачу
- После использования обработай кончик иглы спреем с содержанием спирта и дай ей высохнуть
- Не используй изделие на раздраженной или поврежденной коже или открытых ранах (после травмы любого вида), а также при бактериальных или вирусных инфекциях кожи (как в области терапии, так и в других местах)
- Не используй продукт на участках с невусами, родинками или другими (доброкачественными) новообразованиями на коже
- Это средство не предназначено для лечения медицинских проблем с кожей или кожных заболеваний. Если у тебя есть проблемы с кожей или кожные заболевания, проконсультируйся с дерматологом перед использованием этого средства
- Не используй изделие, если оно необычно теплое на ощупь, механически повреждено или деформировано, или обесцвечено
- Если во время использования возникает боль и/или дискомфорт, прекрати использовать изделие и обратись к врачу
- Изделие может излучать интенсивный свет. Не используй в направлении или рядом с открытым глазом
- Область вокруг глаз очень чувствительна. Проявляй осторожность и избегай контакта изделия с веками или глазом
- Используй изделие только в соответствии с рекомендациями в твоей индивидуальной процедуре по уходу за кожей
- Из соображений гигиены рекомендуем не делиться изделием с другими и заменять насадки по мере необходимости
- Изделие предназначено для косметического использования на лице. Компания GESKE не несет ответственности за какие-либо вредные последствия, связанные с использованием изделия на других частях тела или использованием не по назначению, подключением изделия к неподходящим источникам напряжения, загрязненной проводящей жидкостью или шариками
- Всегда проверяй, чтобы вилка и розетка были полностью сухими перед зарядкой. В противном случае возможны поражение электрическим током, короткое замыкание или возгорание. Изделие нельзя использовать, пока оно подключено к розетке

**IT** **Leggere le informazioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare entrambe le istruzioni per l'uso.**



## PANORAMICA DEL TUO PRODOTTO

Il tuo prodotto è un dispositivo multifunzione a microcorrente. È possibile utilizzare il dispositivo fino a 2 volte a settimana, per un massimo di 3 volte a settimana. Non utilizzare più frequentemente. Questa limitazione si applica solo alla funzione più intensa del dispositivo: il microneedling. Per il massimo della sicurezza e risultati ottimali, segui sempre la routine di cura della pelle personalizzata creata dall'app GESKE.

Scarica l'app GESKE e trova la tua routine personalizzata.

### SPECIFICHE

**Materiale:** silicone, ABS, PC, acciaio inossidabile, quarzo rosa | **Temperatura di conservazione:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Batteria:** ioni di litio 3,7 V | **Capacità della batteria:** 140 mAh | **Corrente di carica massima:** 140 mA | **Tensione di carica:** 5V | **Tempo di ricarica:** ca. 2,5 ore | **Tempo di funzionamento:** Il tempo di funzionamento varia a seconda delle tecnologie e delle intensità attivate. | **Interfaccia:** USB | **Programmi:** Vibrazione: 1 livello di velocità, tecnologia a luce, LED: 1 colore

### IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA! LEGGERE PRIMA DELL'USO!

Il prodotto non è idoneo all'uso nelle seguenti condizioni:

- Se soffri di cancro della pelle o di stadi precancerosi (cheratosi attiniche)
- Se soffri di malattie emorragiche (disturbi congeniti della coagulazione del sangue) e/o assumi farmaci che influiscono sulla coagulazione del sangue
- La sicurezza e l'efficacia del prodotto non sono mai state valutate in combinazione con prodotti per la cura della pelle e maschere non GESKE. Si consiglia di utilizzare il prodotto solo con i prodotti GESKE. L'uso con altri prodotti è a proprio rischio
- Dopo trattamento laser o peeling chimico
- Dopo chirurgia facciale, di natura sia estetica che medica

Nei seguenti casi, è necessario consultare il medico per verificare se il prodotto sia adatto all'uso:

- In presenza di malattie cardiache
- In caso di gravidanza. La sicurezza d'uso durante la gravidanza non è stata dimostrata
- Se hai filler o iniezioni

Ulteriori avvertenze sull'uso:

- Esercitare solo una leggera pressione durante l'uso
- Il microneedling può portare a lievi gonfiori o lividi. Idratate accuratamente la pelle dopo ogni sessione
- Evita l'esercizio fisico, il nuoto e l'esposizione prolungata al sole nelle 24 ore successive a una sessione di microneedling. Se non puoi evitare l'esposizione al sole, applica una protezione solare con SPF elevato. Non applicare il trucco per 24 ore

- Evita l'uso di prodotti con acidi e fragranze, principi attivi (come vitamina C o retinolo), nonché scrub fisici ed esfolianti durante e dopo una sessione di microneedling
- L'uso di prodotti con principi attivi come la vitamina C o il retinolo può portare a un'irritazione più intensa della pelle. Se questa irritazione persiste per un periodo di tempo più lungo, consulta un medico
- Disinfettare la punta dell'ago dopo ogni utilizzo con uno spray alcolico e lasciarlo asciugare all'aria
- Non utilizzare il prodotto su pelle irritata o lesa o ferite aperte (dopo qualsiasi tipo di infortunio), infezioni batteriche o virali della pelle (sia nell'area da trattare che altrove)
- Non utilizzare il prodotto su nevi, nei o altre lesioni cutanee (benigne)
- Questo prodotto non è destinato al trattamento di patologie o disturbi della pelle. Se hai una patologia o un disturbo della pelle, consulta il tuo dermatologo prima di utilizzare questo prodotto
- Non utilizzare il prodotto se è 1. insolitamente caldo, 2. meccanicamente danneggiato o deformato, 3. scolorito
- In caso di dolore e/o malessere durante l'uso, interrompi l'uso e consulta un medico
- Il prodotto può emettere luce intensa, evitare di applicarlo in direzione o in prossimità dell'occhio aperto
- Il contorno occhi è molto sensibile: presta la massima attenzione ed evita qualsiasi contatto del prodotto con le palpebre o l'occhio stesso
- Usa il prodotto solo come consigliato nella tua routine personalizzata
- Per motivi igienici, ti consigliamo di non condividere il tuo prodotto con altre persone e di cambiare gli accessori quando necessario
- Il prodotto è destinato all'uso cosmetico sul viso. GESKE non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso su altre parti del corpo o da altri usi impropri, collegamento a sorgenti di alimentazione non idonee, sfere o liquidi conduttivi contaminati
- Assicurati sempre che la spina e la presa siano completamente asciutte prima di mettere il dispositivo in carica. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi. Il prodotto non deve essere utilizzato mentre è collegato alla presa di corrente

**PL** **Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem. Zachowaj obydwie instrukcje używania.**

### TWÓJ PRODUKT W SKRÓCIE

Twój produkt to wielofunkcyjny roller MicroNeedle. Można go bezpiecznie stosować do 2 razy w tygodniu i maksymalnie 3 razy w tygodniu. Nie należy stosować części. Ograniczenie

dotyczy tylko najbardziej intensywnej funkcji urządzenia, czyli mezoterapii mikroigłami. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i doskonałych rezultatów należy zawsze przestrzegać indywidualnie dobranej rutyny pielęgnacji skóry stworzonej za pomocą aplikacji GESKE.

## Pobierz aplikację GESKE i stwórz swoją spersonalizowaną rutynę.

### DANE TECHNICZNE

**Materiał:** silikon, ABS, PC, stal nierdzewna, kwarc różowy |  
**Temperatura przechowywania:** -5 – +60°C/23–140°F | **Akumulator:** litowo-jonowy 3,7 V | **Pojemność akumulatora:** 140 mAh | **Maksymalny prąd ładowania:** 140 mA | **Napięcie ładowania:** 5 V | **Czas ładowania:** ok. 2,5 godziny | **Czas użytkowania:** Czas działania różni się w zależności od aktywowanych technologii i poziomu intensywności. | **Interfejs:** USB | **Programy:** Wibracje: 1 poziom prędkości, technologia LED: 1 kolor

### WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA! NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM!

**Produkt nie nadaje się do stosowania w następujących warunkach:**

- Jeśli cierpisz na raka skóry lub stany przedrakowe (rogowacenie słoneczne)
- Jeśli cierpisz na choroby krwotoczne (wrodzone zaburzenia krzepnięcia krwi) i/lub przyjmujesz leki wpływające na krzepliwość krwi
- Bezpieczeństwo i skuteczność produktu nigdy nie były badane w połączeniu z produktami do pielęgnacji skóry i maseczkami innymi niż GESKE. Zalecamy stosowanie produktu tylko z produktami GESKE. Stosowanie z innymi produktami odbywa się na własne ryzyko
- Po zabiegu laserowym lub peelingu chemicznym
- Stosowanie wskazane po zabiegach chirurgicznych twarzy zarówno z kosmetycznego, jak i medycznego punktu widzenia

**W następujących przypadkach należy skonsultować się z lekarzem, czy dany produkt jest odpowiedni do użycia:**

- W przypadku chorób serca
- W przypadku ciąży. Bezpieczeństwo stosowania w czasie ciąży nie zostało potwierdzone
- Jeśli używasz wypełniacza do skóry lub zastrzyków

**Dalsze informacje dotyczące stosowania:**

- Podczas stosowania wywierać jedynie lekki nacisk
- Mikronakłuwanie może prowadzić do łagodnego obrzęku lub siniaków. Dokładnie nawilżać po każdej sesji
- Unikać ćwiczeń, pływania i długotrwałego przebywania na słońcu przez 24 godziny po zabiegu mikronakłuwania. Jeśli nie możesz uniknąć ekspozycji na słońce, zastosuj filtr przeciwsłoneczny o wysokim SPF. Nie nakładaj makijażu na całą dobę

- Unikać stosowania produktów z kwasami i substancjami zapachowymi, a także peelingu mechanicznego w trakcie i po sesji mezoterapii
- Stosowanie produktów z aktywnymi składnikami, takimi jak witamina C czy retinol, może prowadzić do mocniejszego podrażnienia skóry. Jeśli podrażnienie utrzymuje się przez dłuższy czas, zasięgnij porady lekarza
- Po każdym użyciu należy zdezynfekować nasadkę igłową za pomocą alkoholu w sprayu i pozostawić do wyschnięcia
- Nie stosować produktu na podrażnioną lub zranioną skórę, otwarte rany (po wszelkiego rodzaju urazach), infekcje bakteryjne lub wirusowe skóry (zarówno w obszarze poddawanyemu zabiegowi, jak i w innych miejscach)
- Nie stosować produktu na znamiona, pieprzyki lub inne (niezłotliwe) zmiany skórne
- Produkt nie jest przeznaczony do leczenia chorób skóry. Jeżeli występują Ci choroby skóry, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z dermatologiem
- Nie należy używać produktu, jeśli jest on 1. nadmiernie ciepły, 2. uszkodzony mechanicznie lub zdeformowany, 3. odbarwiony
- Jeśli podczas stosowania preparatu wystąpi ból i/lub dyskomfort, należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem
- Produkt może emitować intensywne światło, należy bezwzględnie unikać stosowania go w kierunku lub w pobliżu otwartego oka
- Okolice oczu są bardzo wrażliwe: Należy zachować szczególną ostrożność i unikać kontaktu produktu z powiekami lub samym okiem
- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami w ramach indywidualnej rutyny
- Ze względów higienicznych zalecamy, aby nie udostępniać produktu innym osobom i w razie potrzeby wymieniać nasadki
- Produkt jest przeznaczony do stosowania kosmetycznego na twarz. GESKE nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe skutki wynikające z zastosowania na innych częściach ciała lub innego niewłaściwego użycia, podłączenia do nieodpowiednich źródeł napięcia, zanieczyszczonej cieczy przewodzącej lub kulek
- Przed ładowaniem należy zawsze upewnić się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru. Nie wolno używać produktu, gdy jest on podłączony do gniazdka elektrycznego



首次使用前請閱讀安全說明。  
請保留這兩份使用說明。

### 產品概覽

该产品是多功能微针滚轮。每周使用 2 次是安全的，最多使用 3 次。请不要过于频繁地使用。此限制仅适用于设备最强大的功

能：微针。为了获得最大程度的安全和理想的效果，请始终遵循由 GESKE 应用程序创建的个性化护肤流程。

## 下載 GESKE 應用程式並獲取您的個性化例程。

### 規格

材質：硅胶、ABS、PC、不锈钢、蔷薇石英 | 儲存溫度：-5 - +60 °C/  
23-140 °F | 電池：鋰離子 3.7V | 電池容量：140 mAh | 最大充電電流：140 mA |  
充電電壓：5V | 充電時間：約 2.5 個小時 | 工作時間：操作時間会根据激活的  
技术和强度而有所不同。| 界面：USB | 程序：振动：1 档速度等级，LED 照  
明技术：1 种颜色

### 重要安全提示！使用前请先阅读！

本产品在下述情况下不宜使用：

- 如果您患有皮肤癌或癌前阶段（光化性角化病）
  - 如果您患有出血性疾病（先天性凝血障碍）和/或使用影响凝血的药物
  - 本产品的安全性和有效性从未与非GESKE护肤品和面膜一起进行评估。
- 建议本产品仅与GESKE产品一起使用。与其他产品一起使用，风险自负

• 激光治疗或化学去角质后

• 面部治疗后，无论是美容还是医学上都表明

下列情况有必要咨询医生，以确定本产品是否适用：

- 如果有心脏病病
- 在怀孕期间。孕期使用的安全性尚未确定
- 如果您有皮肤填充剂或注射剂

其他使用说明：

- 使用时仅施加轻微压力
- Microneedling 会导致轻度肿胀或瘀伤。每次使用后需彻底保湿
- Microneedling 环节后 24 小时内避免锻炼、游泳和长时间暴露在阳光下。
- 如果您无法避免阳光照射，请使用高 SPF 防晒霜。24 小时内不要化妆
- 避免在微针疗程期间和之后使用含有酸和香料、活性成分（如维生素 C 或视黄醇）以及物理磨砂膏和去角质剂的产品
- 使用含有维生素 C 或视黄醇等活性成分的产品可能会导致更强烈的皮肤刺激。
- 如果这种刺激持续较长时间，请咨询医疗建议
- 每次使用后用酒精喷雾消毒针头附件，让它自然风干
- 请勿在受刺激或受伤的皮肤或开放性伤口（任何形式的受伤后）、由细菌或病毒感染引起的皮肤感染（治疗区和其他处）使用本产品
- 请勿在痣或其他（良性）皮肤损伤处使用该产品
- 本产品并非用于医疗方面肌腐状况或疾病的治疗。如果您有医疗方面的肌腐状况或疾病，请在本产品前咨询您的皮肤科医生
- 如果产品出现以下情况，请勿使用：1. 温度异常；2. 机械损坏或变形；3. 变色
- 如果在使用过程中出现疼痛和/或不舒适，请停止使用并咨询医生
- 本产品会发出强光，请避免在睁眼时直射或靠近眼睛使用
- 眼睛部位非常敏感：要格外小心，避免本产品与眼睑或眼睛本身接触
- 严格按照个性化程序中的建议使用本产品
- 出于卫生原因，建议不要与他人共享产品，并根据需要更换附件
- 本产品用于面部美容。GESKE 不承担因应用于身体其他部位或其他不当使用、

连接到不合适的电压源、受污染的导电液或球体而导致的有害后果

- 充电前务必确保插头和插座完全干燥。否则可能导致触电、短路或火灾。本产品
- 在连接到电源插座时不得使用



पहली बार उपयोग करने से पहले सुरक्षा जानकारी पढ़ें।  
उपयोग के लिए दोनों निर्देशों को सुरक्षित रखें।

### आपका उत्पाद पर एक झलक

आपका उत्पाद एक बहुआयामी माइक्रोनीडल रोलर है। हर हफ्ते 2 बार तक, या अधिक से अधिक 3 बार तक उपयोग करना सुरक्षित है। कृपया बार-बार उपयोग न करें। यह सीमा केवल डिवाइस के सबसे तीव्र कार्य पर लागू होती है: माइक्रोनीडलिंग। अधिकतम सुरक्षा और आदर्श परिणामों के लिए, हमेशा GESKE ऐप द्वारा आपके लिए विशेष तौर पर बनाए गए व्यक्तिगत स्किन केयर रूटिन का पालन करें।

### GESKE ऐप डाउनलोड करें और अपना व्यक्तिगत रूटिन प्राप्त करें।

#### विशेष विवरण

सामग्री: तिलिकॉन, एबीएस, पीसी, स्टेनलेस स्टील, रोज़ क्राइडर्ज यानि गुलाबी स्फटिक | **भंडारण तापमान:** -5 - +60 डिग्री सेल्सियस / 23-140 डिग्री फारेनहाइट | **बैटरी:** ली-आयन 3.7V | **बैटरी क्षमता:** 140 एमएएच | **अधिकतम चार्जिंग करंट:** 140 एमए | **चार्जिंग वोल्टेज:** 5V | **चार्ज समय:** लगभग 2.5 घंटे | **ऑपरेटिंग समय:** सक्रिय प्रोड्योगिकियों और तीव्रता के आधार पर ऑपरेटिंग समय अलग-अलग होता है। | **इंटरफ़ेस:** यूएसबी | **प्रोड्राम कंपनी:** 1 गति स्तर, एलईडी लाइट प्रोड्योगिकी: 1 रंग

### महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी! उपयोग करने से पहले पढ़ें!

उत्पाद निम्नलिखित परिस्थितियों में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है:

- यदि आप त्वचा कैंसर या पूर्व कैंसर अवस्था (एक्टिनिक केराटोसिस) से पीड़ित हैं
  - यदि आप रक्तवाही रोगों (जन्मजात रक्त के जमावट विकार) से पीड़ित हैं और/या दवाई लेते हो जो रक्त के जमने को प्रभावित करती है
  - गैर-डीएफएसई त्वचा देखभाल उत्पादों और मास्क के मेल-जोल में उत्पाद की सुरक्षा और प्रभावशीलता का मूल्यांकन कमी नहीं किया गया है। हम केवल GESKE उत्पादों के साथ उत्पाद का उपयोग करने की सलाह देते हैं। अपने जोखिम पर अन्य उत्पादों के साथ प्रयोग करें।
  - लेजर उपचार या रासायनिक छीलने के बाद
  - नेचुरे की सर्जरी के बाद, कॉस्मेटिक और चिकित्सकीय दोनों तरह से संकेत दिया गया निम्नलिखित मामलों में, एक चिकित्सक के साथ परामर्श आवश्यक है कि उत्पाद आपके उपयोग के लिए उपयुक्त है या नहीं:
  - अगर आपको दिल की बीमारी है
  - गर्भावस्था के मामले में। गर्भावस्था के दौरान उपयोग की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई है
  - अगर आपके पास डर्मा किलर्स या इन्जेक्शन हैं
- उपयोग के बारे में अधिक जानकारी:**
- उपयोग के दौरान केवल हल्के से दबाएं
  - माइक्रोनीडलिंग से हल्की सूजन या चोंट लग सकती है। प्रत्येक सेशन के बाद अच्छी तरह से माइस्बराइज करें
  - माइक्रोनीडलिंग सेशन के बाद 24 घंटे के लिए कसरत, तैराकी और लंबे समय तक धूप में रहने से

#### المواصفات:

المادة: سيليكون، أكريلونترिल بوتاديन السثيرين (ABS)، بولي كربونات PC، فولا مقاوم للصدأ، كوارتز وودي  
 درجة حرارة التخزين: من 5- إلى +60 درجة مئوية / من 23 إلى 140 درجة فهرنهايت |  
 البطارية: 3.7 فولت ليثيوم أيون | قدرة البطارية: 140 مللي أمبير |  
 الحد الأقصى لتيار الشحن: 140 مللي أمبير | جهد الشحن: 5 فولت | مدة الشحن: 2.5 ساعات تقريباً |  
 وقت التشغيل: يختلف وقت التشغيل حسب التفتيش المتفحطة ودرجة الشدة. | واجهه المستخدم: USB |  
 البرامج: الاهتزاز: مستوى 1 للسرعة، تقنية إضاءة LED: لون 1

#### معلومات هامة للسلامة! اقرأها قبل الاستخدام!

##### المنتج غير مناسب للاستخدام في ظل الظروف التالية:

- إذا كنت تعاني/ن من سرطان الجلد أو ورم محتمل الخبيثة (القران السعفي)
- إذا كنت تعاني/ين من أمراض نرفية (اضطرابات تضر الدم اللقوية) وأو تتناول/ين أدوية تؤثر على تضر الدم
- لم يتم إطلاقاً تقييم سلامة وفعالية المنتج بالاقتران مع منتجات واقعة عناية بالبشرة غير منتجات GESKE. نوصي باستخدام المنتج فقط مع منتجات GESKE. استخدامك مع له منتجات أخرى يكون على مسؤوليتكم الخاصة
- بعد العلاج بالليزر أو التقشير الكيميائي
- يوصى به بعد الجراحات التجميلية والطبية
- في الحالات التالية، من الضروري استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان المنتج مناسباً لك لاستخدامه:
- إذا كنت تعاني من مرض في القلب
- في حالة الحمل. لم يتم التأكد من سلامة الاستخدام أثناء الحمل
- إذا كان لديك حقن أو حشوات جلدية

#### مزيد من المعلومات حول الاستخدام:

- لطيفي ضغطاً خفيفاً فقط أثناء الاستخدام
- قد يؤدي الوخز الدقيق (microneedling) إلى تورم خفيف أو كدمات، رطب/ي البشرة جيداً بعد كل جلسة
- تجنب/ي ممارسة الرياضة والسباحة والتعرض للشمس لفترات طويلة خلال 24 ساعة بعد جلسة الوخز الدقيق (microneedling). إذا لم تتمكن/ي من تجنب التعرض لأشعة الشمس، استخدم/ي واقفاً مناسباً بعامل حماية عالٍ، لا تضع/ي المكياج لمدة 24 ساعة
- تجنب/ي استخدام المنتجات التي تحتوي على الأحماض والبطور، وكذا مستحضرات التقشير والفرك أثناء وبعد الوخز الدقيق (microneedling)
- قد يؤدي استخدام المنتجات ذات المكونات النشطة مثل فيتامين ج أو مصم الرتينول إلى تهيج شديد للجلد. إذا

استمر هذا التهيج لفترة أطول من الوقت، ينبغي طلب المشورة الطبية

- عقم/ي رؤوس الإبر بعد كل استخدام برداً الكحول واتركه/التركيبه يجف في الهواء
- لا تستخدم/ي المنتج على الجلد المتهيج أو المصاب أو على الجروح المفتوحة (بعد أي نوع من أنواع الإصابة)، أو في حالة التهابات البكتيرية أو الفيروسية للجلد (سواء كانت في منطقة العلاج أو في أي مكان آخر)
- لا تستخدم/ي المنتج على الوخامات أو الشامات أو غيرها من الإصابات الجلدية (الحميدة)
- هذا المنتج غير مخصص لعلاج مشكلات البشرة الطبية أو الأمراض الجلدية. إذا كنت تعاني من مشكلات طبية أو

بصحة! अगर आप धूप में निकलने से नहीं बच सकते तो हाई SPF वाला सनस्क्रीन लगाएं। 24 घंटे के लिए मेक-अप न करें

- माइक्रोनीडलिंग सत्र के दौरान और बाद में एमिड और सुगंध, साथ ही शारीरिक स्क्रब और एक्सफोलिएंट वाले उत्पादों का उपयोग करने से बचें
- विटामिन सी या रेटिनॉल जैसे सक्रिय अवयवों वाले उत्पादों का उपयोग करने से त्वचा में अधिक तीव्र जलन हो सकती है। अगर यह जलन लंबे समय तक बनी रहती है, तो डॉक्टरों से सलाह लें
- अलकोहल स्त्र के साथ प्रत्येक उपयोग के बाद सूई के अटैचमेंट को साफ करें और इसे हवा में सूखने दें
- त्वचा के जीवाणु संबंधित या वायरल संक्रमण के मामले में (या तो उपचार क्षेत्र और अन्य जगहों पर) जलन वाली या घायल त्वचा या खुले घावों (किमी भी प्रकार की चोट के बाद) पर उत्पाद का उपयोग न करें।

- नेवी, मोल्स या अन्य (सौम्य) त्वचा के घावों पर उत्पाद का उपयोग न करें
- इस उत्पाद को त्वचा की चिकित्सीय अवस्था या बीमारियों के इलाज के इरादे से नहीं बनाया गया है। यदि आप त्वचा से जुड़ी किसी चिकित्सीय अवस्था में हैं या आपको उससे जुड़ा कोई रोग है, तो इस उत्पाद को इस्तेमाल करने से पहले अपने त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।
- उत्पाद का उपयोग न करें यदि यह 1) असामान्य रूप से गर्म है, 2) यांत्रिक रूप से क्षतिग्रस्त या विकृत है, 3) फीका पड़ा हुआ है।
- यदि उपयोग के दौरान दर्द और/या असुविधा होती है, तो उपयोग बंद कर दें और चिकित्सीय सलाह लें

- उत्पाद तीव्र प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, इसे खुली आंख की दिशा में या उसके पास लगाने से बचें।
- आंख का क्षेत्र बहुत संवेदनशील होता है: इस क्षेत्र में अतिरिक्त सावधानी बरतें और उत्पाद के पलकों या आंख के किमी भी संपर्क से बचें
- केवल अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या में सिफारिश की उत्पाद का उपयोग करें
- स्वच्छता कारणों से, हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपने उत्पाद को दूसरों के साथ साझा न करें और आवश्यकतानुसार अटैचमेंट को बदलें।
- उत्पाद बेहتر पर प्रसाधन उपयोग के लिए है। GESKE शरीर के अन्य क्षेत्रों या अन्य अनुचित उपयोग, अनुपयुक्त बोल्टेज स्रोतों से कनेक्शन, दूधित संवाहक तरल या गैदों पर उपयोग से उत्पन्न होने वाले हानिकारक परिणामों के लिए कोई दायित्व नहीं लेता है।
- चार्ज करने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि प्लग और सर्किट पूरी तरह से सूखा है। अन्यथा, विजनी के शटक, शॉर्ट सर्किट या आग लग सकती है। पावर आउटलेट से कनेक्ट होने के दौरान उत्पाद का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।



اقرأ معلومات السلامة قبل أول استخدام. احتفظ بكل منشورتي تعليمات الاستخدام.

#### نظرة سريعة على منتجك

منتجك عبارة عن مدحاة للوخز بالإبر الدقيقة متعددة الوظائف. من الآمن استخدامه مرتين في الأسبوع، أو 3 مرات أكثى حد في الأسبوع. يُرجى عدم تجاوز هذا الحد من الاستعمال (3 مرات). ينطبق هذا القيد فقط على الوظيفة الأكثر كثافة للجهاز: الوخز بالإبر الدقيقة. للحصول على أقصى درجات الأمان وأفضل النتائج، يوصى دائماً باتباع روتينك المخصص للعناية بالبشرة المصمّم لك من قبل تطبيق GESKE.

أمراض جلدية، فاستشر طبيب الأمراض الجلدية قبل استخدام هذا المنتج

- لا تستخدم المنتج إذا كان (1) دافئًا بشكل غير معتاد، (2) تالفًا ميكانيكيًا أو مشوهًا، (3) قد تغير لونه
- في حال حدوث ألم و/أو مضايقة أثناء الاستخدام، توقف عن الاستخدام واطلب مشورة طبية
- يمكن أن يشع المنتج ضوءًا شديدًا، لذا تجنب وضعه في اتجاه العين المفتوحة أو بالقرب منها
- منطقة العين حساسة للغاية؛ احذري جدًا في هذه المنطقة وتجنب أي ملامسة للمنتج مع الجفون أو مع العين نفسها

• استخدم المنتج فقط على النحو الموصى به في روتينك الشخصي

- لاعتبارات متعلقة بالنظافة والصحة، نوصي بعدم مشاركة منتجك مع الآخرين وتبديل القطع الملحقة كلما لزم الأمر
- المنتج مخصص للاستعمال التجميلي على الوجه، لا تحصل شركة GESKE أي مسؤولية عن العواقب الضارة الناشئة عن الاستخدام في مناطق أخرى من الجسم أو أي استخدام غير ملائم، ولا عن التوصيل بمصادر كهرباء غير مناسبة، أو استخدام سائل أو كرات فاسدة
- تأكد دائمًا من جفاف قابس الكهرباء والمقبس تمامًا قبل الشحن. وإلا، فقد ينتج عن ذلك صدمات كهربائية، أو مأس كهربائية أو نشوب حريق. يجب عدم استخدام المنتج أثناء توصيله بمقبس التيار الكهربائي

JA

初回使用前に、安全に関する情報をお読みください。  
使用説明書はどちらも保管してください。

## 製品概要

あなたの製品は多機能マイクロニードルデバイスです。週に2回（最大週3回）まで安全にご使用いただけます。より頻ばんな使用はお控えください。この制限は、デバイスの最も負荷の高い機能（マイクロニードル）にのみ適用されます。最大限の安全性と理想的な結果を得るには、GESKEアプリで作成したパーソナライズスキンケアルーティンに常に従ってください。

GESKEアプリをダウンロードして、パーソナライズされたルーティンを手に入れましょう。

## 仕様

材質：シリコン、ABS、PC、ステンレススチール、ローズクォーツ | 保管温度：-5+60°C/23-140°F | バッテリー：リチウムイオン3.7V | バッテリー容量：140 mAh | 最大充電電流：140 mA | 充電電圧：5V | 充電時間：約2.5時間 | 動作時間：動作時間は、使用する技術と強度によって異なります。| インターフェース：USB | プログラム：振動：1つの速度レベル、LEDライトテクノロジー：1色

安全に関する重要な注意事項 | 使用する前にお読みください！

本製品は、以下の条件における使用には適していません。

- 皮膚がんまたは前がん病変（日光角化症）に罹患している場合
- 出血性疾患（先天性血液凝固障害）の場合、および/または血液凝固に影響を与える薬剤を服用している場合

• GESKE以外のスキンケア製品やマスクとの併用による安全性と有効性の検証は行われていません。GESKE製品でのみの使用をお勧めします。他の製品との併用は自己責任の下で行ってください

- レーザー治療またはケミカルピーリング後
  - 顔面手術後のご使用は、美容的にも医療的にも適しています
- 以下の場合、本製品を使用することが適切であるかどうか、医師に相談する必要があります。

- 心臓疾患がある場合
- 妊娠中の場合。妊娠中の使用の安全性は確立していません
- ダーマフィラーや注射をされている方

使用に関する詳細情報：

- 使用中は軽く押すだけにしてください
- マイクロニードルは、軽度の腫れやあざを引き起こすことがあります。毎施術後はしっかりと保湿してください
- マイクロニードル施術後24時間は、運動や水泳、長時間の日光浴はお控えください。太陽への露出を避けられない場合は、SPF値の高い日焼け止めを塗ってください。24時間はメイクをしないでください
- マイクロニードルの施術中および施術後は、酸や香料、活性成分（ビタミンCやレチノールなど）を含む製品、物理的なスクラブやエクスフォリエーターの使用は避けてください
- ビタミンCやレチノールなどの有効成分を含む製品を使用すると、皮膚の刺激がより強くなる可能性があります。この刺激が長期間続く場合は、医師の診察を受けてください
- 使用後は毎回、アルコールスプレーで針先を消毒し、自然乾燥させます
- 炎症を起こしていたり傷ついたりしている皮膚、または開いた傷（何かしらの損傷後の部位）、皮膚の細菌またはウイルス感染症（治療中の範囲およびその周り）に製品を使用しないでください
- 母斑、ほくろ、またはその他の（良性的）皮膚病変には本製品を使用しないでください
- 本製品は、医学的な皮膚疾患や疾病の治療を目的としたものではありません。医学的な皮膚疾患や疾病をお持ちの方は、本製品の使用前に皮膚科医にご相談ください
- 1.異常に暖かい、2.的に損傷または変形している、3.変色している場合は、製品を使用しないでください
- 使用中に痛みや不快感が生じた場合は、使用を中止し、医師にご相談ください
- 本製品は強い光を発することがあります。目の前や近くには決して塗布しないでください
- 目元はとても敏感なエリアです。そこでは特に注意し、製品がまぶたや目自体に触れないようにしてください
- パーソナライズされたルーティンで推奨されている製品のみをご使用ください
- 衛生上の理由から、製品を他の人と共有せず、必要に応じてアタッチメントを交換することをお勧めします
- この製品は、顔への化粧品としての使用を目的としています。体の他の部位への使用、その他の不適切な使用、不適切な電源への接続、汚染された

導電性液体やボールなどから生じる有害な結果については、GESKEは一切の責任を負いません。

• 充電する前に、プラグとソケットが完全に乾いていることを必ず確認してください。感電、ショート、火災の原因になります。コンセントに接続したまま使用しないでください。

**KO** 처음 사용하기 전에 안전 정보를 읽으세요.

두 사용 지침을 모두 보관하세요.

제품 한 눈에 보기

귀하의 제품은 다기능 MicroNeedle 롤러입니다. 일주일에 2회, 최대 주 3회까지 안전하게 사용하실 수 있습니다. 더 자주 사용하기는 아닙니다. 이 핏수 제한은 장치의 가장 강력한 기능인 마이크로 니들링에만 적용됩니다. 최대의 안전함과 함께 이상적인 결과를 얻으려면 항상 GESKE 앱에서 생성된 개인맞춤 스킨 케어 루틴을 따르세요.

**GESKE 앱을 다운로드하고 맞춤형 루틴을 얻으세요.**

규격

재질: 실리콘, ABS, PC, 스테인리스 스틸, 장식 석영 | 보관 온도: -5 - +60 °C/23-140 °F | 배터리: 리튬 이온 3.7V | 배터리 용량: 140mAh | 최대 충전 전류: 140mA | 충전 전압: 5V | 충전 시간: 약 2.5시간 | 작동 시간: 작동 시간은 활성화 기술 및 강도에 따라 다릅니다. | 인터페이스: USB | 프로그램: 진동: 1단계 속도, LED 조명 기술: 1 가지 색상

중요한 안전 관련 정보! 사용하기 전에 읽으세요!

제품은 다음의 조건에서는 사용하기에 적합하지 않습니다.

- 피부암 또는 전암 단계(광선각화증)를 앓고 있는 경우
- 출혈성 질환(선천성 혈액 응고 장애)을 앓고 있거나 그리고/혹은 혈액 응고에 영향을 미치는 약물을 복용 중인 경우

• 제품의 안전성과 효과는 GESKE가 아닌 스킨 케어 제품 및 마스크와 함께 평가된 적이 없습니다. 본 제품을 GESKE 제품에만 사용할 것을 권장합니다. 귀하의 책임하에 다른 제품과 함께 사용하십시오

- 레이저 시술 또는 화학적 박피 후
- 안면거상술 후 사용, 미용과 의료 양자의 용도로 전유됨

다음과 같은 경우에는 제품이 사용하기에 적합한지 의사의 상담을 받아야 합니다:

- 심장 질환이 있는 경우
- 임신한 경우. 임신 중 사용에 대한 안전성이 확립되지 않았습니다
- 더마 필러나 주사가 있는 경우

사용에 대한 추가 정보:

- 사용 중 가벼운 압력만 가하십시오
- 마이크로 니들링은 가벼운 부기나 멍을 유발할 수 있습니다. 각 세션 후 수분을 충분히 공급하세요
- 마이크로 니들링 세션 후 24시간 동안 운동, 수영 및 태양 노출을 피하십시오.

태양 노출을 피할 수 없다면 SPF가 높은 자외선 차단제를 바르십시오. 세션 후 24시간 동안은 화장을 하지 마십시오

- 마이크로 니들 세션 중 및 후에 물리적 스크럽과 각질 제거제뿐만 아니라 산과 향이 있는 제품, 활성 성분의 사용을 피하십시오

• 비타민 C나 레티놀과 같은 활성 성분이 포함된 제품을 사용하면 피부에 더 강한 자극을 유발할 수 있습니다. 이러한 자극이 장기간 지속되면 의사의 조언을 구하십시오

- 매 사용 후 바늘 끝을 알코올 스프레이로 소독하고 공기 중에 건조시키십시오
- 피부에 세균 또는 바이러스 감염이 있는 경우(치료 부위 및 기타 부위) 자극이 있거나 부상 입은 피부 또는 열린 상처(부상 후)에는 제품을 사용하지 마십시오

- 상피층 모반, 점 또는 기타 (양성) 피부 병변에 제품을 사용하지 마십시오

• 이 제품은 의학적 피부 상태나 질병을 치료하기 위한 것이 아닙니다

피부 질환이나 질병이 있으신 분은 사용 전 피부과 전문의와 상담하십시오

- 1) 비정상적으로 따뜻하거나, 2) 기계적으로 손상 또는 변형, 3) 변색된 경우에는 사용하지 마십시오

- 사용 중 통증 및/또는 불편함이 발생할 경우 사용을 중단하고 의사의 진료를 받으십시오

• 강한 빛을 방출할 수 있으므로 눈을 뜬 방향이나 그 근처에서의 사용을 삼가하십시오

- 눈 부위는 매우 민감합니다 이 부위에는 제품이 눈꺼풀이나 눈에 닿지 않도록 각별한 주의를 기울이십시오

• 개인맞춤 루틴에서 권장하는 대로만 제품을 사용하십시오

- 위생상의 이유로 다른 사람과 제품을 함께 사용하지 말고 필요에 따라 어댑터먼트를 교체하는 것이 좋습니다

• 본 제품은 얼굴에 화장품을 사용하기 위한 용도입니다 GESKE는 다른 신체 부위에 사용하거나 기타 부적절한 사용, 부적절한 전압원에 연결, 오염된 전도성 액체 또는 물로 인해 발생하는 유해한 결과에 대해 책임을 지지 않습니다

- 충진하기 전에 항상 플러그와 소켓이 완전히 건조한 상태인지 확인하십시오 그렇지 않으면 감전, 화상 또는 화재가 발생할 수 있습니다 전원 콘센트에 연결한 상태에서 제품을 사용하지 마십시오

**TR** İlk kullanımdan önce güvenlik bilgilerini okuyun.  
Kullanım için her iki talimatı da saklayın.

**ÜRÜNÜNÜZE KISA BIR BAKIŞ**

Ürününüz çok işlevli bir MicroNeedle silindirik cihazdır. Haftada 2 defaya kadar, maksimum 3 defaya kadar kullanılmalıdır. Ürün güvenlidir. Lütfen daha sık kullanmayın. Bu sınırlama yalnızca cihazın en yoğun işlevi için geçerlidir: Mikro iğneleme. Maksimum güvenlik ve ideal sonuçlar için daima GESKE Uygulaması tarafından oluşturulan kişiselleştirilmiş Çift Bakım Rutininizi uygulayın.

**GESKE uygulamasını indirin ve kişiselleştirilmiş rutininize**

sahip olun.

## ÖZELLİKLER

**Malzeme:** silikon, ABS, PC, paslanmaz çelik, gül kuvars | **Depolama sıcaklığı:** -5 - +60 °C / 23-140 °F | **Pil:** Li-Iyon 3,7V | **Pil Kapasitesi:** 140 mAh | **Maksimum Şarj Akımı:** 140 mA | **Şarj Voltajı:** 5V | **Şarj Süresi:** yakl. 2,5 saat | **Çalışma Süresi:** Çalışma süresi, etkinleştirilmiş teknolojilere ve yoğunluklara bağlı olarak farklılık gösterir. | **Arayüz:** USB | **Programlar:** Titreşim: 1 hız seviyesi, LED Işık Teknolojisi: 1 renk

## ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ! KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!

### Ürünün aşağıdaki koşullarda kullanıma uygun değildir:

- Cilt kanseri veya kanser öncesi bir hastalığın (aktinik keratoz) varsa
- Hemorajik hastalıklarınız (doğuştan kan pıhtılaşma bozuklukları) varsa ve/veya kan pıhtılaşmasını etkileyen ilaç kullanıyorsanız
- Ürünün güvenliği ve etkinliği, GESKE haricindeki cilt bakım ürünleri ve maskeleri ile birlikte hiçbir şekilde değerlendirilmemiştir. Ürünü sadece GESKE ürünleri ile kullanmanızı öneririz. Diğer ürünlerle birlikte kullanmaya ilişkin tüm riskler size aittir

- Lazer tedavisi veya kimyasal peeling sonrası
- Hem tıbbi hem kozmetik amaçlı yapılan yüz operasyonu sonrası
- Aşağıdaki durumlarda, ürünü kullanmanızı uygun olup olmadığı konusunda bir doktora danışmanız gerekir:**

- Kalp hastalığınız varsa
- Hamileyseniz Hamilelik sırasında kullanımın güvenli olduğu kanıtlanmamıştır
- Dermal dolguların veya enjeksiyonların varsa

### Kullanım hakkında daha fazla bilgi:

- Kullanım sırasında sadece hafif basınç uygula
- Microneedling hafif şişlik veya morarmaya neden olabilir. Her seanstan sonra iyice nemlendir
- Microneedling seansından sonra 24 saat boyunca egzersiz yapmaktan, yüzmekten ve güneşe maruz kalmaktan kaçın. Güneşe maruz kalmaktan kaçınmıyorsanız, yüksek faktörlü güneş kremi uygula, 24 saat makyaj yapma
- Mikro işleme seansı sırasında ve sonrasında asitli ve kokulu ürünler ve de fiziksel keseleme ve peeling ürünleri kullanmaktan kaçın
- C vitamini veya retinol gibi aktif içerikli ürünlerin kullanılması cildin daha yoğun tahriş olmasına neden olabilir. Bu tahriş uzun süreler devam ederse, tıbbi destek alın
- Her kullanımdan sonra iğne ucunu alkol bazlı spreyle dezenfekte et ve kurumasını bekle
- Ciltte bakteriyel veya viral enfeksiyon olması durumunda (tedavi alanında veya başka bir yerde) ürünü tahriş olmuş veya incinmiş cilt ya da açık yaralarda (her türlü yaralanmadan sonra) kullanmayın
- Ürünü nevüs, ben veya diğer (iyi huylu) cilt lezyonlarında kullanma

- Bu ürün, tıbbi cilt koşullarını veya hastalıklarını tedavi etmek için tasarlanmamıştır. Tıbbi cilt koşullarınız veya hastalıklarınız varsa, bu ürünü kullanmadan önce dermatoloğunuza danışın
- Ürünü 1) alışılmadık derecede sıcaksa, 2) mekanik olarak hasar görmüş veya deforme olmuşsa, 3) rengi değişmişse kullanmayın
- Kullanım sırasında ağrı ve/veya rahatsızlık oluşursa kullanmayı bırakın ve tıbbi yardım alın
- Ürün yoğun ışık yayabilir; bu nedenle açık göze doğrultarak veya açık göz yakınında uygulamaktan kaçının
- Göz çevresi çok hassastır: Bu alanda ekstra dikkatli olun ve ürünün göz kapaklarına veya gözün kendisine temasından kaçının
- Ürünü yalnızca kişiselleştirilmiş rutininizde önerildiği şekilde kullanın
- Hijyen açısından ürününüzü başkalarıyla paylaşmamanızı ve gerektiğinde aparatları değiştirmenizi öneririz
- Ürün yüzde kozmetik kullanım için tasarlanmıştır. GESKE, vücudun diğer bölgelerinde kullanımdan veya diğer uygunsuz kullanımlardan, uygun olmayan voltaj kaynaklarına bağlandıktan ve kirlenmiş iletken sıvı veya bilyelerden kaynaklanan olası zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez
- Şarj etmeden önce daima fiş ve prizini tamamen kuru olduğundan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması, kısa devre veya yangın meydana gelebilir. Ürün prize takılıken kullanılmamalıdır

TH

**โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยก่อนการใช้งานครั้งแรก และ  
เก็บคำแนะนำการใช้ทั้งสองเอาไว้ใช้งาน**

## ภาพรวมผลิตภัณฑ์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณคือลูกกลิ้งเข็มขนาดเล็กอ่อนนบประสงค สามารถใช้ได้  
อย่างปลอดภัย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ สูงสุด 3 ครั้งต่อสัปดาห์ กรุณาอย่าใช้  
บ่อยกว่านี้ ข้อจำกัดนี้ใช้กับฟังก์ชันการทำงานแบบสาลิกที่สูงสุดของอุปกรณ์  
เท่านั้น คือ การใช้เข็มขนาดเล็ก เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและผลลัพธ์ที่ดี  
ที่สุด ให้ปฏิบัติตามกิจวัตรการดูแลผิวที่สร้างโดยแอป GESKE เสมอ

## ดาวน์โหลดแอป GESKE และรับกิจวัตรส่วนตัวของคุณ

### ข้อมูลจำเพาะ

**วัสดุ:** ซิลิโคน, พลาสติก ABS, PC, สแตนเลส, โรสควอทซ์ | **อุณหภูมิในการเก็บรักษา:**  
-5 - +60 °เซลเซียส/23-140 °ฟาเรนไฮต์ | **แบตเตอรี่:** Li-Ion 3,7V |  
**ความจุของแบตเตอรี่:** 140 mAh | **กระแสไฟชาร์จสูงสุด:** 140 mA | **แรงดันไฟ**  
**ชาร์จ:** 5V | **เวลาในการชาร์จ:** ประมาณ, 2,5 ชั่วโมง | **เวลาดำเนินการ:** ระยะเวลา  
การทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเทคโนโลยีและความแรงของแบตเตอรี่ใช้  
งาน | **ตัวเชื่อมต่อ:** USB | **โปรแกรม:** การสั่นสะเทือน: ความเร็ว 1 ระดับ, เทคโนโลยี  
แสง LED: 1 สี

**ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ! อ่านก่อนใช้!**  
**ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:**

- หากคุณเป็นมะเร็งผิวหนังหรือระยะก่อนเป็นมะเร็ง (actinic keratoses)
  - หากคุณเป็นโรคเลือดออกง่าย (ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดแต่กำเนิด) และ/หรือรับประทานยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด
  - ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้ไม่เคยได้รับการประเมินร่วมกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและมาสก์ที่ไม่ใช่ของ GESKE เราแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับผลิตภัณฑ์ของ GESKE เท่านั้น การใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เป็นความเสี่ยงของคุณเอง
  - หลังทำเลเซอร์หรือกรอผิวด้วยเข็ม
  - หลังจากทำศัลยกรรมใบหน้า ทั้งในด้านความงามและด้านการแพทย์
- ในกรณีต่อไปนี้ จำเป็นต้องปรึกษากับแพทย์ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะสำหรับคุณหรือไม่:**
- หากคุณเป็นโรคหัวใจ
  - ในกรณีตั้งครรภ์ ความปลอดภัยในการใช้งานระหว่างตั้งครรภ์ยังไม่ได้รับการรับรอง
  - หากคุณฉีดฟิลเลอร์เข้าไปได้ผิวหนังหรือฉีดสารอื่น ๆ

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน:**

- ใช้แรงกดเพียงเบา ๆ ระหว่างการใช้งาน
- การใช้เข็มขนาดเล็กลูกอาจทำให้เกิดอาการบวมหรือชาเล็กน้อย ให้ความชุ่มชื้นอย่างทั่วถึงหลังการทำแต่ละครั้ง
- หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย การว่ายน้ำ และการตากแดดนาน ๆ เป็นเวลา 24 ชม. หลังจาก Microneedling หากคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงแสงแดดได้ ให้ทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูง ๆ งดการแต่งหน้าเป็นเวลา 24 ชม
- หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกรดและน้ำหอม รวมทั้งสครับขัดผิวและผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิวระหว่างและหลังการใช้เข็มขนาดเล็ก
- การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ เช่น วิตามินซีหรือเรตินอล อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังรุนแรงขึ้น หากมีอาการระคายเคืองติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรรีบไปพบแพทย์
- อย่าเช็ดบ่อยเกินไปหลังการใช้แต่ละครั้งด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วปล่อยให้แห้ง
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับผิวหนังที่ระคายเคืองหรือได้รับบาดเจ็บ หรือแผลเปิด (หลังจากได้รับบาดเจ็บใดๆ) ในกรณีของการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสของผิวหนัง (ทั้งในบริเวณที่ทำการรักษาและที่อื่นๆ)
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับปาน ฝี หรือรอยโรคผิวหนังอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่มะเร็ง)
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อรักษาอาการทางผิวหนังหรือโรคผิวหนัง หากคุณมีอาการทางผิวหนังหรือโรคผิวหนัง กรุณาปรึกษาแพทย์ผิวหนังก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หาก 1) สุนัขกัด 2) เครื่องเสียหายหรือผิดปกติ 3) เปลี่ยนสี
- หากมีอาการปวดและ/หรือรู้สึกไม่สบายระหว่างการใช้ ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์
- ผลิตภัณฑ์สามารถปล่อยแสงที่แรงจัดได้ หลีกเลี่ยงการใช้ในทิศทางที่ส่องตาหรือใกล้ตาที่เปิดอยู่
- บริเวณรอบดวงตาอบบางมาก: ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในบริเวณนี้ และหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ในการสัมผัสกับเปลือกตาหรือดวงตา
- ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่แนะนำในกิจวัตรส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น
- ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย เราไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณร่วมกับผู้อื่น และควรเปลี่ยนอุปกรณ์ที่แนะนำตามความจำเป็น
- ผลิตภัณฑ์นี้มิได้สำหรับดูแลความงามบนใบหน้า GESKE จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เป็นอันตรายอันเกิดขึ้นจากการใช้งานกับส่วนอื่นของร่างกาย หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม การป้อนที่ผิดพลาดของเหลวหรือก่อนกลม
- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปลั๊กและเต้ารับแห้งสนิทก่อนชาร์จ มิฉะนั้น อาจเกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ได้ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในขณะที่เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า