

GESKE

GERMAN BEAUTY TECH

Quickstart Guide



www.geske.com

GESKE Beauty Tech GmbH,
Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, Germany
info@geske.com, www.geske.com

SmartAppGuided™
Skin Scrubber &
Blackhead Remover | 9 in 1

Short Introduction

Scan for the full instructions
in your language




GESKE German Beauty Tech App
Available in 36 Languages



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

1	Exfoliate
2	Moisturize
3	MicroCurrent
4	Warming
5	Warming + Exfoliate
6	Warming + Moisturize
7	Warming + MicroCurrent



EN

**Read the safety information before first use.
Keep both instructions for use.**

YOUR PRODUCT AT A GLANCE

Your product is a multifunctional MicroCurrent skin scrubber. It is safe to be used up to 1 time per week, at maximum 2 times per week but not more than once per day. Please do not use more frequently. For maximal safety and ideal results, always follow your personalized Skin Care Routine created by the GESKE App.

Download the GESKE App and get your personalized routine.

Intended Use: The Geske & Hello Kitty MicroCurrent Skin Scrubber & Blackhead Remover Devices are over-the-counter home use devices, which are intended for:

- Ultrasonic facial cleansing of blackhead, impurities, & dead skin
- Facial skin stimulation with MicroCurrent technology
- Facilitating the absorption of skincare products

SPECIFICATIONS:

Materials: silicone, ABS, PC, stainless steel, copper | **Storage temperature:** 5 - +60 °C/23 - 140 °F | **Battery:** Li-Ion 3,7V | **Battery Capacity:** 700 mAh
Maximum Charging Current: 450 mA | **Charging Voltage:** 5V | **Charging Time:** approx. 3,5 hours | **Operating Time:** Operating time differs depending on activated technologies & intensities. | **Interface:** USB | **Programs:** Vibration: 1 intensity, ION Technology, MicroCurrent: 1 intensity, LED Light Technology: 1 colour

IMPORTANT SAFETY NOTES! READ BEFORE USAGE!

The product is not suitable for use under the following conditions:

- If you have an implanted medical device or other electronic device such as a pacemaker
- After laser treatment or chemical peeling
- After cosmetic facial surgery

In the following cases, a consultation with a physician is necessary as to whether the product is suitable for you to use:

- If you have a heart disease
- In case of pregnancy. The safety of use during pregnancy has not been established
- The product can emit intense light, avoid applying it in the direction of or near an open eye

Further information on use:

- Before using the MicroCurrent Face-Lift Technology, the product must be completely dry

- Use of the MicroCurrent Face-Lift Technology only in combination with the GESKE serum
- Do not use the microcurrent function on the chest area, around the eyes, midline of the neck, genital/groin area, or on red and inflamed skin, over birthmarks and enlarged blood vessels
- Nothing is known about the long-term effects of microcurrent
- As a result of stimulation of the optic nerve, a flashing light may be perceived during use. If this persists when not using the product, seek medical advice
- A slight tingling sensation may occur during application. Decrease the intensity of the Microcurrent to reduce or eliminate tingling
- Electronic monitoring devices may not function properly while the device is in use
- Never use the product while driving or operating heavy machinery
- Do not poke any sharp objects into the product's openings
- The product may only be used with a safety extra-low voltage (SELV) adapter
- We recommend using standard IEC60950 power supplies to charge the device
- Never use the skin scrubbing function in the same place for a longer period of time to avoid skin irritation, swelling or slight bruising
- Do not use the product on irritated or injured skin or open wounds (after any kind of injury), in the case of bacterial or viral infections of the skin (either in the usage area and elsewhere)
- This product is not intended to treat medical skin conditions or diseases, if you have medical skin conditions or diseases, consult your dermatologist before using this product
- Do not use the product if it is 1) untypically warm, 2) mechanically damaged or deformed, 3) discolored
- If pain and/or discomfort occurs during use, discontinue use and seek medical advice
- The eye area is very sensitive: Be extra careful in this area and avoid any contact of the product with the eyelids or the eye itself
- Only use the product as recommended in your personalized routine
- For hygiene reasons, we recommend not sharing your product with others and replacing attachments as needed
- The product is intended for cosmetic use on the face, GESKE assumes no liability for harmful consequences arising from the use on other body areas or other improper use, connection to unsuitable voltage sources, contaminated conducting liquid or balls
- Always make sure the plug and socket are completely dry before charging. Otherwise, electric shocks, a short circuit or fire may result. The product must not be used while connected to the power outlet

DE Lies Dir vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise durch. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen auf.

DEIN PRODUKT AUF EINEN BLICK

Dein Produkt ist ein multifunktionales MicroCurrent-Device. Kann sicher bis zu 1 Mal, höchstens 2 Mal pro Woche verwendet werden, aber nicht mehr als einmal täglich. Bitte nicht häufiger verwenden. Für maximale Sicherheit und optimale Ergebnisse, verwende immer Deine personalisierte Hautpflegeroutine, die von der GESKE App erstellt wurde.

Lade die GESKE App herunter und erhalte Deine personalisierte Routine.

SPEZIFIKATIONEN:

Material: Silikon, ABS, PC, Edelstahl, Kupfer | **Lagertemperatur:** -5 - +60 °C/23 - 140 °F | **Batterie:** Li-Ion 3,7 V | **Batteriekapazität:** 700 mAh | **Maximaler Ladestrom:** 450 mA | **Ladespannung:** 5V | **Ladezeit:** ca. 3,5 Stunden | **Betriebszeit:** Die Anwendungszeit variiert je nach aktivierten Technologien und Intensitäten. | **Anschluss:** USB | **Programme:** Vibration: 1 Intensität, ION-Technologie, MicroCurrent: 1 Intensität, LED-Licht Technologie: 1 Farbe

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE! VOR DER BENUTZUNG LESEN!

Unter folgenden Bedingungen ist das Produkt nicht zur Verwendung geeignet:

- Wenn Du ein Medizinprodukt oder sonstiges elektronisches Instrument wie einen Herzschrittmacher implantiert hast
- Nach einer Laserbehandlung oder einem chemischen Peeling
- Nach kosmetischer Gesichtschirurgie

In folgenden Fällen ist eine Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, ob das Produkt für Dich zur Verwendung geeignet ist:

- Bei Vorliegen einer Herzerkrankung
- Im Falle einer Schwangerschaft. Die Sicherheit der Verwendung während der Schwangerschaft ist nicht nachgewiesen
- Das Produkt kann intensives Licht emittieren, eine Anwendung in Richtung bzw. in der Nähe des offenen Auges ist unbedingt zu vermeiden

Weitere Hinweise zur Benutzung:

- Vor Verwendung der Mikrostrom Facelift Technologie muss das Produkt komplett trocken sein
- Verwendung der Mikrostrom Facelift Technologie nur in Verbindung mit dem GESKE Serum
- Verwende die Mikrostromfunktion nicht im Brustbereich, im Augenbereich, an der Mittellinie des Halses, im Genital-/Leistenbereich oder auf geröteter und entzündeter Haut, über Muttermalen und vergrößerten Blutgefäßen

- Über die Langzeitwirkung von Mikrostrom ist nichts bekannt
- Infolge einer Stimulation des Sehnervs könnte es während der Anwendung zur Wahrnehmung eines Blinklichts kommen. Sollte dieses auch ohne Verwendung des Produkts bestehen, konsultiere einen Arzt
- Während der Anwendung kann ein leichtes Kribbeln auftreten. Verringere die Intensität des Mikrostroms, um das Kribbeln zu reduzieren oder zu beseitigen
- Während der Verwendung des Geräts funktionieren elektronische Überwachungsgeräte eventuell nicht ordnungsgemäß
- Das Produkt ist niemals zu verwenden, während Du fährst oder schwere Maschinen bedienst
- Es dürfen keine spitzen Gegenstände in die Öffnungen des Produkts gestochen werden
- Das Produkt darf nur mit einem Adapter für Sicherheitskleinspannung (SELV) verwendet werden
- Wir empfehlen, zum Laden des Gerätes IEC60950-Standard-Netzteile zu verwenden
- Verwende die Hautschaber-Funktion niemals an derselben Stelle über einen längeren Zeitraum, um Hautirritationen, Schwellungen oder leichte Blutergüsse zu vermeiden
- Benutze das Produkt nicht bei gereizter oder verletzter Haut oder bei offenen Wunden (nach jeglicher Art von Verletzung), bei Infektionen der Haut durch Bakterien oder Viren (sowohl im Anwendungsareal als auch an anderen Stellen)
- Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung medizinischer Hautprobleme oder Krankheiten bestimmt. Wenn Du medizinische Hautprobleme oder Krankheiten hast, konsultiere Deinen Dermatologen, bevor Du dieses Produkt verwendest
- Nimm das Produkt nicht in Betrieb, wenn es 1, ungewöhnlich warm ist, 2, mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3, verfärbt ist
- Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, brich die Anwendung ab und konsultiere einen Arzt
- Der Augenbereich ist sehr empfindlich: Sei dort besonders vorsichtig und vermeide jeden Kontakt des Produkts mit den Augenlidern bzw. dem Auge selbst
- Verwende das Produkt nur so, wie in Deiner personalisierten Routine empfohlen
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, Dein Produkt nicht mit anderen Personen zu teilen und die Aufsätze nach Bedarf auszutauschen

- Das Produkt ist zur kosmetischen Anwendung am Gesicht vorgesehen. GESKE übernimmt keine Haftung für schädliche Folgen, die durch Anwendung an anderen Körperstellen oder sonstigen unsachgemäßen Gebrauch, Anschluss an ungeeignete Spannungsquellen, verunreinigte Leitflüssigkeit oder -kugeln entstehen
- Vergewissere Dich immer vor dem Laden, dass der Stecker und die Steckdose komplett trocken sind. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Brand kommen. Das Produkt darf nicht verwendet werden, während es an die Steckdose angeschlossen ist

ES Antes del primer uso, lee la información de seguridad. Guarda los dos manuales de instrucciones de uso.

UN VISTAZO A SU PRODUCTO

Su producto es un limpiador de piel MicroCurrent multifuncional. Es seguro utilizarlo hasta 1 vez por semana, como máximo 2 veces por semana; por favor, no lo utilice más de una vez al día. Por favor, no lo utilice con mayor frecuencia. Si desea disfrutar de la máxima seguridad y de unos resultados óptimos, siga siempre su rutina de cuidado de la piel personalizada creada por la aplicación GESKE.

Descarga la aplicación GESKE y disfruta de tu rutina personalizada.

ESPECIFICACIONES:

Material: silicona, ABS, policarbonato, acero inoxidable, cobre | **Temperatura de almacenamiento:** entre -5 y +60 °C / 23 - 140 °F | **Batería:** Li-Ion de 3,7 V | **Capacidad de batería:** 700 mAh | **Corriente de carga máxima:** 450 mA | **Tensión de carga:** 5 V | **Tiempo de carga:** aprox. 3,5 horas | **Tiempo de funcionamiento:** El tiempo de uso varía en función de las tecnologías e intensidades aplicadas. | **Interfaz:** USB | **Programas:** Vibración: 1 intensidad, tecnología ION, MicroCurrent: 1 intensidad, tecnología de luz LED: 1 color

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD ¡LEER ANTES DE USAR!
No es conveniente utilizar el dispositivo en las condiciones que se indican a continuación:

- Si lleva puesto un dispositivo médico u otro instrumento electrónico, como un marcapasos
- Después de un tratamiento con láser o un peeling químico
- Después de una cirugía estética facial

En los siguientes casos es necesario consultar con su médico si el uso del dispositivo es adecuado para usted:

- Si tiene una enfermedad del corazón
 - En caso de embarazo. No se ha demostrado la seguridad de uso del aparato durante el embarazo
 - El dispositivo puede emitir una luz intensa, por lo que debe evitarse a toda costa su uso cerca de los ojos
- Otras indicaciones de uso:**
- Antes de utilizar la tecnología de lifting facial con microcorrientes, el dispositivo debe estar completamente seco
 - Utilice la tecnología de lifting facial con microcorrientes exclusivamente en combinación con el sérum GESKE
 - No utilice la función de microcorrientes en la zona del pecho, alrededor de los ojos, la línea media del cuello, la zona genital o de las ingles o sobre la piel roja e inflamada, sobre los lunares y los vasos sanguíneos dilatados
 - No se conoce nada acerca de los efectos a largo plazo como consecuencia del uso de microcorrientes
 - Debido a la estimulación del nervio óptico, es posible que se perciba una luz intermitente durante su uso. En caso de que esto persista incluso sin utilizar el dispositivo, consulte a su médico
 - Puede aparecer una ligera sensación de hormigueo durante el uso. Reduzca la intensidad de las microcorrientes para reducir o eliminar la sensación de hormigueo
 - Durante el uso del aparato, es posible que los aparatos de monitorización electrónica no funcionen correctamente
 - No utilice nunca el aparato mientras esté conduciendo o manejando maquinaria pesada
 - No introduzca ningún objeto afilado en las aberturas del dispositivo
 - El aparato solo puede usarse con un adaptador de tensión extra baja de seguridad (SELV, por sus siglas en inglés)
 - Se recomienda utilizar fuentes de alimentación estándar IEC60950 para cargar el dispositivo
 - Nunca utilice la función de limpieza de piel en un mismo lugar durante un período de tiempo más largo para evitar la irritación de la piel, la hinchazón o la aparición de pequeños hematomas
 - No utilice el producto sobre la piel irritada o lesionada o sobre heridas abiertas (después de cualquier tipo de lesión), sobre infecciones cutáneas por bacterias o virus (tanto en la zona de tratamiento como en otros lugares)
 - Este producto no está destinado como tratamiento de afecciones o enfermedades de la piel. Si padece alguna enfermedad de la piel, consulta a tu dermatólogo antes de utilizar este producto
 - No utilice el producto en caso de que esté 1. inusualmente caliente, 2. mecánicamente dañado o deteriorado, 3. descolorido
 - En caso de que aparezcan dolores y/o molestias durante su uso, interrumpa su utilización y acuda a un médico

- La zona de los ojos es muy delicada: Tenga especial cuidado en esta zona y evite el contacto del producto con los párpados o el propio ojo
- Utilice el producto exclusivamente de acuerdo con las recomendaciones de su rutina personalizada
- Por razones de higiene, le recomendamos que no comparta su dispositivo con otras personas y que reemplace los accesorios cuando sea necesario
- El producto está destinado a un uso cosmético en la cara. GESKE no se hace responsable de las consecuencias perjudiciales derivadas del uso en otras partes del cuerpo o de cualquier otro uso inadecuado, así como de la conexión a fuentes de tensión inadecuadas, líquido conductor o bolas contaminadas
- Antes de cargarlo, asegúrese siempre de que el enchufe y la toma de corriente estén completamente secos. En caso contrario, es posible que se produzca una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio. No utilice el dispositivo mientras esté enchufado a la toma de corriente

FR Lisez les informations de sécurité avant la première utilisation. Conservez les deux instructions d'utilisation.

VOTRE PRODUIT EN UN COUP D'ŒIL

Votre produit est un épurateur de la peau MicroCurrent multifonctionnel. Il peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à 1 fois par semaine, au maximum 2 fois par semaine, mais pas plus d'une fois par jour. Veuillez ne pas l'utiliser plus fréquemment. Pour une sécurité maximale et des résultats optimaux, suivez toujours votre routine de soins de la peau personnalisée créée par l'App GESKE.

Téléchargez l'application GESKE et recevez votre routine personnalisée.

CARACTÉRISTIQUES :

Matériau : silicone, ABS, PC, acier inoxydable, cuivre | **Température de stockage :** -5 à +60 °C/23 - 140 ° | **Batterie :** Li-Ion 3,7V | **Capacité de la batterie :** 700 mAh **Courant de charge maximal :** 450mA | **Tension de charge :** 5V | **Temps de charge :** env. 3,5 heures | **Temps de fonctionnement :** Le temps de fonctionnement diffère selon les technologies et les intensités activées. | **Interface :** USB | **Programmes :** Vibrations : 1 intensité, ION Technologie, MicroCurrent : 1 intensité, technologie LED Light : 1 couleur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ! À LIRE AVANT UTILISATION !
Le produit ne convient pas à une utilisation dans les conditions suivantes :

- Si vous avez une implantation d'un dispositif médical ou un autre dispositif électronique tel qu'un stimulateur cardiaque
 - Après traitement au laser ou peeling chimique
 - Après une chirurgie esthétique du visage
- Dans les cas suivants, une consultation avec le médecin est nécessaire pour savoir si le produit vous convient :**
- Si vous avez une maladie cardiaque
 - En cas de grossesse. La sécurité d'utilisation pendant la grossesse n'a pas été établie
 - Le produit peut émettre une lumière intense, il faut absolument éviter de l'utiliser en direction ou à proximité de l'œil ouvert
- Informations complémentaires sur l'utilisation :**
- Avant d'utiliser la technologie Microcurrent Facelift, le produit doit être complètement sec
 - Utilisation de la technologie Microcurrent Facelift uniquement en association avec le sérum GESKE
 - N'utilisez pas la fonction micro-courant sur la poitrine, autour des yeux, la ligne médiane du cou, la zone génitale/laine, ou sur la peau rouge et enflammée, sur les taches de naissance et les vaisseaux sanguins dilatés
 - Il n'y a aucune information sur les effets à long terme des micro-courants
 - Suite à la stimulation du nerf optique, une lumière clignotante peut être perçue lors de l'utilisation. Si cela persiste sans utiliser le produit, consultez un médecin
 - Une légère sensation de picotement peut survenir lors de l'application. Diminuer l'intensité du micro-courant pour réduire ou éliminer les picotements
 - Les dispositifs électroniques de surveillance peuvent ne pas fonctionner correctement pendant l'utilisation de l'appareil
 - N'utilisez jamais le produit en conduisant ou en utilisant des machines lourdes
 - Ne pas enfoncer d'objets pointus dans les ouvertures du produit
 - Le produit ne peut être utilisé qu'avec un adaptateur pour très basse tension de sécurité (SELV)
 - Nous vous recommandons d'utiliser des alimentations standard IEC60950 pour charger l'appareil
 - N'utilisez jamais la fonction de gommage de la peau au même endroit pendant une période prolongée, afin d'éviter une irritation de la peau, un gonflement ou de légères ecchymoses
 - Ne pas utiliser le produit sur une peau irritée ou blessée ou en cas de plaies ouvertes (tout type de blessure), d'infections bactériennes ou virales de la peau (à la fois sur la zone de traitement et ailleurs)
 - Ce produit n'est pas destiné au traitement d'affections cutanées ou de maladies. Si vous souffrez d'affections cutanées ou de maladies, consultez votre dermatologue avant d'utiliser ce produit
 - Ne pas utiliser le produit s'il est 1. anormalement chaud,

2. mécaniquement endommagé ou déformé, 3. décoloré

- En cas de douleur et/ou d'inconfort pendant l'utilisation, arrêtez l'utilisation et consultez un médecin
- Le contour des yeux est très sensible : soyez très prudente et évitez tout contact du produit avec les paupières ou l'œil lui-même
- N'utilisez le produit que selon les recommandations de votre routine personnalisée
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas partager votre produit avec d'autres personnes et d'échanger les embouts si nécessaire
- Le produit est destiné à une utilisation cosmétique sur le visage. GESKE décline toute responsabilité pour les conséquences néfastes résultant d'une application sur d'autres parties du corps ou d'une autre utilisation non conforme, d'un raccordement à des sources de tension inappropriées, de billes ou d'un liquide conducteurs souillés
- Assurez-vous toujours que la fiche et la prise sont complètement sèches avant le chargement. Sinon, un choc électrique, un court-circuit ou un incendie pourrait en résulter. Le produit ne peut pas être utilisé lorsqu'il est branché sur la prise de courant

PT

Lê as informações de segurança antes da primeira utilização. Guarde ambas as instruções de utilização

O TEU PRODUTO À PRIMEIRA VISTA

O seu produto é um purificador de pele multifuncional MicroCurrent. É seguro para ser utilizado até 1 vez por semana, no máximo 2 vezes por semana, mas não mais do que uma vez por dia. Não utilizar com mais frequência. Para máxima segurança e resultados ideais, segue sempre a tua rotina personalizada de cuidados com a pele criada pela app GESKE.

Faz o download da app GESKE e obtém a tua rotina personalizada.

ESPECIFICAÇÕES:

Material: silicone, ABS, PC, aço inoxidável, cobre | **Temperatura de armazenamento:** -5 - +60 °C/23 - 140 °F | **Bateria:** Li-Ion 3,7 V | **Capacidade de carga:** 700 mAh | **Corrente máxima de carregamento:** 450 mA | **Tensão de carregamento:** 5 V | **Tempo de carregamento:** aprox. 3,5 horas | **Tempo de funcionamento:** O tempo de operação difere dependendo das tecnologias e intensidades ativadas. | **Interface:** USB | **Programas:** **Vibração:** 1 intensidade, Tecnologia ION, MicroCurrent: 1 intensidade, tecnologia de luz LED: 1 cor

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES! LER ANTES DE UTILIZAR!

O produto não é adequado para utilização nos seguintes casos:

- Em pessoas com dispositivos médicos ou outros dispositivos eletrônicos implantados, como pacemakers

- Após tratamentos a laser ou peelings químicos
- Após cirurgia facial de natureza estética

Nos seguintes casos, é necessária uma consulta com o médico, para saber se o produto é adequado:

- Se a pessoa tiver uma doença cardíaca
- Em caso de gravidez. A segurança da utilização durante a gravidez não foi demonstrada
- O produto pode emitir luz intensa. Evita aplicá-lo na direção ou próximo do olho aberto

Outras informações sobre a utilização:

- Antes de utilizar a tecnologia Microcorrente Facelift, o produto deve estar completamente seco
- Utilizar a tecnologia Microcorrente Facelift apenas em combinação com soro GESKE
- Não utilizar a função de microcorrente na área do peito, em redor dos olhos, na linha média do pescoço, na área genital/virilhas, na pele avermelhada e inflamada ou sobre sinais de nascença e vasos sanguíneos dilatados
- Nada se sabe sobre os efeitos a longo prazo da microcorrente
- Como resultado da estimulação do nervo ótico, pode ser percebida uma luz intermitente durante a utilização. Se isso persistir após a interrupção da utilização do produto, consulta um médico
- Pode ocorrer uma leve sensação de formigueiro durante a aplicação. Diminui a intensidade da microcorrente para reduzir ou eliminar a sensação de formigueiro
- Os dispositivos de monitorização eletrónicos podem não funcionar corretamente durante a utilização do dispositivo
- Nunca utilizar o produto durante a condução de veículos ou a operação de máquinas pesadas
- Não inserir objetos pontiagudos nas aberturas do produto
- O produto só pode ser utilizado com um adaptador de tensão extrema inferior de segurança (SELV)
- Para carregamento do dispositivo, recomendamos a utilização de fontes de alimentação normalizadas IEC60950
- Nunca use a função de esfoliação da pele no mesmo local por um longo período de tempo para evitar irritação da pele, inchaço ou hematomas leves
- Não utilizar o produto em pele irritada ou ferida, nem em feridas abertas (após qualquer tipo de lesão) ou infeções bacterianas ou virais da pele (tanto na área de tratamento como noutras áreas)

- Este produto não se destina a tratar doenças ou condições médicas cutâneas. Se tiver condições doenças médicas cutâneas, consulte o seu dermatologista antes de usar este produto
- Não utilizar o produto, se este estiver anormalmente quente, danificado ou deformado mecanicamente, ou descolorado
- Se ocorrer dor e/ou desconforto durante a utilização, interrompe a utilização e consulta um médico
- O contorno dos olhos é uma zona muito sensível: Tem cuidado redobrado e evita qualquer tipo de contacto do produto com as pálpebras ou com o próprio olho
- Utiliza o produto apenas conforme recomendado na tua rotina personalizada
- Por motivos de higiene, recomendamos não partilhar o produto com outras pessoas e substituir os acessórios sempre que necessário
- O produto destina-se a aplicação cosmética no rosto, A GESKE não se responsabiliza por quaisquer efeitos nocivos, decorrentes da aplicação noutras partes do corpo ou de uma utilização indevida, nem por ligações a fontes de tensão inadequadas ou sujidade de líquidos condutores ou esferas
- Certifica-te sempre de que a ficha e a tomada estão completamente secas antes de carregar, Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos, curto-circuitos ou incêndios, O produto não deve ser utilizado enquanto estiver ligado à tomada



Обязательно ознакомься с информацией по технике безопасности перед первым использованием. Сохрани обе инструкции по применению.

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

Изделие представляет собой многофункциональный микротоковый скрабер для кожи. Его можно безопасно использовать до одного раза в неделю, максимум два раза в неделю, но не чаще одного раза в день. Не используй изделие чаще. Для обеспечения максимальной безопасности и достижения идеальных результатов следуй индивидуальной программе ухода за кожей, созданной в приложении GESKE.

Скачай приложение GESKE и получи индивидуальную программу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: силикон, АБС, поликарбонат, нержавеющая сталь, медь | **Температура хранения:** от -5 - +60 °C/23 - 140 °F | **Батарея:** литий-ионная, 3,7 В | **Емкость батареи:** 700 мАч | **Максимальный зарядный ток:** 450 мА | **Напряжение зарядки:** 5 В | **Время зарядки:** прибл. 3,5 часа | **Время работы:** Время работы зависит от активированных технологий и интенсивности. | **Интерфейс:** USB | **Программы:** Вибрация: 1 уровень интенсивности, IOH-Technology, MicroCurrent: 1 уровень интенсивности, LED-терапия: 1 цвет

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ! ПРОЧИТАЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

Изделие не пригодно для использования при следующих условиях:

- Если у тебя имплантировано медицинское устройство или другое электронное устройство, такое как кардиостимулятор
- После лазерной терапии или химического пилинга
- После косметических операций на лице

В следующих случаях необходима консультация с врачом относительно того, подходит ли тебе данное изделие:

- Если у тебя болезнь сердца
- В случае беременности. Безопасность применения при беременности не установлена
- Изделие может излучать интенсивный свет. Не используй в направлении или рядом с открытым глазом

Дополнительная информация по использованию:

- Перед использованием технологии микротоковой подтяжки лица изделие должно полностью высохнуть
- Используй технологию микротоковой подтяжки лица только в сочетании с сывороткой GESKE
- Не используй функцию микротока в области груди, вокруг глаз, по средней линии шеи, в области гениталий/паха, а также на красной и воспаленной коже, над родинками и расширенными кровеносными сосудами
- О долгосрочных эффектах микротоков ничего не известно
- В результате стимуляции зрительного нерва во время использования может возникнуть ощущение зяблого света. Если это ощущение сохраняется после использования изделия, обратись к врачу
- Во время использования может возникать легкое покалывание. Убавь интенсивность микротока, чтобы уменьшить или устранить покалывание
- Электронные контрольные приборы могут не работать должным образом во время использования изделия
- Не используй изделие во время вождения или работы с тяжелой техникой
- Не вставляй острые предметы в отверстия изделия
- Изделие можно использовать только с адаптером безопасного сверхнизкого напряжения (SELV)

- Рекомендуем использовать стандартные блоки питания IEC60950 для зарядки изделия
- Никогда не используйте функцию очистки кожи в одном и том же месте в течение более длительного периода времени, чтобы избежать раздражения кожи, отека или небольших синяков
- Не используйте изделие на раздраженной или поврежденной коже или открытых ранах (после травм любого вида), а также при бактериальных или вирусных инфекциях кожи (как в области терапии, так и в других местах)
- Это средство не предназначено для лечения медицинских проблем с кожей или кожных заболеваний. Если у тебя есть проблемы с кожей или кожные заболевания, проконсультируйся с дерматологом перед использованием этого средства
- Не используйте изделие, если оно необычно теплое на ощупь, механически повреждено или деформировано, или обесцвечено
- Если во время использования возникает боль и/или дискомфорт, прекрати использовать изделие и обратись к врачу
- Область вокруг глаз очень чувствительна. Проявляй осторожность и избегай контакта изделия с веками или глазом
- Используй изделие только в соответствии с рекомендациями в твоей индивидуальной процедуре по уходу за кожей
- Из соображений гигиены рекомендуем не делиться изделием с другими и заменять насадки по мере необходимости
- Изделие предназначено для косметического использования на лице. Компания GESKE не несет ответственности за какие-либо вредные последствия, связанные с использованием изделия на других частях тела или использованием не по назначению, подключением изделия к неподходящим источникам напряжения, загрязненной проводящей жидкостью или шариками
- Всегда проверяй, чтобы вилка и розетка были полностью сухими перед зарядкой. В противном случае возможны поражения электрическим током, короткое замыкание или возгорание. Изделие нельзя использовать, пока оно подключено к розетке



Leggere le informazioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare entrambe le istruzioni per l'uso.

PANORAMICA DEL TUO PRODOTTO

Il tuo prodotto è uno scrub viso multifunzionale a microcorrente. È possibile utilizzare il dispositivo fino a 1 volta a settimana, al massimo 2 volte a settimana, ma non più di una volta al giorno. Non utilizzare più frequentemente. Per una sicurezza massima e risultati ottimali, segui sempre la tua skincare routine personalizzata creata dall'app GESKE.

Scarica l'app GESKE e trova la tua routine personalizzata.

SPECIFICHE:

Materiale: silicone, ABS, PC, acciaio inossidabile, rame | **Temperatura di conservazione:** -5 - +60 °C/23 - 140 °F | **Batteria:** ioni di litio 3,7 V | **Capacità della batteria:** 700 mAh | **Corrente di carica massima:** 450 mA | **Tensione di carica:** 5V | **Tempo di ricarica:** ca. 3,5 ore | **Tempo di funzionamento:** Il tempo di funzionamento varia a seconda delle tecnologie e delle intensità attivate. | **Interfaccia:** USB | **Programmi:** Vibrazione: 1 intensità, tecnologia ION, MicroCurrent: 1 intensità, tecnologia a luce LED: 1 colore

IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA! LEGGERE PRIMA DELL'USO!

Il prodotto non è idoneo all'uso nelle seguenti condizioni:

- Se ti è stato impiantato un dispositivo medico o un altro dispositivo elettronico come un pacemaker
 - Dopo trattamento laser o peeling chimico
 - Dopo chirurgia estetica facciale
- Nei seguenti casi, è necessario consultare il medico per verificare se il prodotto sia adatto all'uso:**
- In presenza di malattie cardiache
 - In caso di gravidanza. La sicurezza d'uso durante la gravidanza non è stata dimostrata
 - Il prodotto può emettere luce intensa, evitare di applicarlo in direzione o in prossimità dell'occhio aperto
- Ulteriori avvertenze sull'uso:**
- Prima di utilizzare la tecnologia Microcurrent Facelift, il prodotto deve essere completamente asciutto
 - Utilizzare la tecnologia Microcurrent Facelift solo in associazione al siero GESKE
 - Non utilizzare la funzione di microcorrente nell'area del torace, intorno agli occhi, sulla linea mediana del collo, nell'area genitale/inguinale o sulla pelle arrossata e infiammata, su voglie e su capillari dilatati

- Gli effetti a lungo termine della microcorrente non sono noti
- Per effetto della stimolazione del nervo ottico, durante l'uso può essere percepita una luce lampeggiante. Se questa sensazione persiste senza utilizzare il prodotto, consultare un medico
- Durante l'applicazione può verificarsi una leggera sensazione di formicolio. Diminuire l'intensità della microcorrente per ridurre o eliminare il formicolio
- I dispositivi di monitoraggio elettronici potrebbero non funzionare correttamente mentre il dispositivo è in uso
- Non utilizzare mai il prodotto durante la guida o l'utilizzo di macchinari pesanti
- Non inserire oggetti appuntiti nelle aperture del prodotto
- Il prodotto può essere utilizzato solo con un adattatore di sicurezza a bassissima tensione (SELV)
- Per caricare il dispositivo, si consiglia di utilizzare alimentatori standard IEC60950
- Non utilizzare mai la funzione di scrub viso nello stesso punto per un periodo di tempo prolungato in modo da evitare irritazioni cutanee, gonfiore o piccoli lividi
- Non utilizzare il prodotto su pelle irritata o lesa o ferite aperte (dopo qualsiasi tipo di infortunio), infezioni batteriche o virali della pelle (sia nell'area da trattare che altrove)
- Questo prodotto non è destinato al trattamento di patologie o disturbi della pelle. Se hai una patologia o un disturbo della pelle, consulta il tuo dermatologo prima di utilizzare questo prodotto
- Non utilizzare il prodotto se è 1, insolitamente caldo, 2, meccanicamente danneggiato o deformato, 3, scolorito
- In caso di dolore e/o malessere durante l'uso, interrompi l'uso e consulta un medico
- Il contorno occhi è molto sensibile: presta la massima attenzione ed evita qualsiasi contatto del prodotto con le palpebre o l'occhio stesso
- Usa il prodotto solo come consigliato nella tua routine personalizzata
- Per motivi igienici, ti consigliamo di non condividere il tuo prodotto con altre persone e di cambiare gli accessori quando necessario
- Il prodotto è destinato all'uso cosmetico sul viso. GESKE non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso su altre parti del corpo o da altri usi impropri, collegamento a sorgenti di alimentazione non idonee, sfere o liquidi conduttivi contaminati
- Assicurati sempre che la spina e la presa siano completamente asciutte prima di mettere il dispositivo in carica. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi. Il prodotto non deve essere utilizzato mentre è collegato alla presa di corrente



Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem. Zachowaj obydwie instrukcje użytkowania.

TWÓJ PRODUKT W SKRÓCIE

Twój produkt to wielofunkcyjne urządzenie do peelingu skóry z mikroprądami. Można je bezpiecznie stosować 1 raz w tygodniu, maksymalnie 2 razy w tygodniu, ale nie częściej niż raz dziennie. Nie należy stosować częściej. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i doskonałym rezultatom należy zawsze przestrzegać indywidualnie dobranej rutyny pielęgnacji skóry stworzonej za pomocą aplikacji GESKE.

Pobierz aplikację GESKE i stwórz swoją spersonalizowaną rutynę.

DANE TECHNICZNE:

Materials: silikon, ABS, PC, stal nierdzewna, miedź | **Temperatura przechowywania:** -5 – +60°C/23 – 140°F | **Akumulator:** litowo-jonowy 3,7 V | **Pojemność akumulatora:** 700 mAh | **Maksymalny prąd ładowania:** 450 mA | **Napięcie ładowania:** 5 V | **Czas ładowania:** ok. 3,5 godziny | **Czas użytkowania:** Czas działania różni się w zależności od aktywowanych technologii i poziomu intensywności. | **Interfejs:** USB | **Programy:** Wibracje: 1 poziom intensywności, technologia ION, MicroCurrent: 1 poziom intensywności, technologia LED: 1 kolor

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA! NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM!

Produkt nie nadaje się do stosowania w następujących warunkach:

- W przypadku wszczepionego urządzenia medycznego lub innego urządzenia elektronicznego, np. rozrusznika serca
- Po zabiegu laserowym lub peelingu chemicznym
- Po zabiegach kosmetycznych twarzy

W następujących przypadkach należy skonsultować się z lekarzem, czy dany produkt jest odpowiedni do użycia:

- W przypadku chorób serca
- W przypadku ciąży. Bezpieczeństwo stosowania w czasie ciąży nie zostało potwierdzone
- Produkt może emitować intensywne światło, należy bezwzględnie unikać stosowania go w kierunku lub w pobliżu otwartego oka

Dalsze informacje dotyczące stosowania:

- Przed zastosowaniem technologii Mikrostrom Facelift produkt musi być całkowicie suchy
- Technologią Mikrostrom Facelift należy stosować wyłącznie w połączeniu z serum GESKE

- Nie należy stosować funkcji mikroprądów na klatce piersiowej, w okolicach oczu, na linii środkowej szyi, w okolicach narządów płciowych i pachwin oraz na skórze zaczerwienionej i zmienionej zapalnie, nad zmianami i rozszerzonymi naczyńmi krwionośnymi
- Nie są znane żadne długoterminowe skutki stosowania mikroprądów
- W wyniku stymulacji nerwu wzrokowego podczas użytkowania może pojawić się migoczące światło. Jeśli dolegliwości utrzymują się nawet bez stosowania produktu, należy skonsultować się z lekarzem
- Podczas stosowania może wystąpić lekkie mrowienie. Należy zmniejszyć intensywność mikroprądów, aby zredukować lub wyeliminować uczucie mrowienia
- Podczas użytkowania produktu elektroniczne urządzenia monitorujące mogą nie działać prawidłowo
- Nie należy używać produktu podczas prowadzenia samochodu lub obsługi ciężkich maszyn
- Nie należy wkładać żadnych ostrych przedmiotów do otworów produktu
- Produkt należy używać wyłączone z adapterem dla bezpiecznego bardzo niskiego napięcia (SELV)
- Do ładowania urządzenia zalecamy stosowanie standardowych zasilaczy IEC60950
- Nigdy nie używaj funkcji peelingu skóry w tym samym miejscu przez dłuższy czas, aby uniknąć podrażnienia skóry, opuchlizny lub lekkich siniaków
- Nie stosować produktu na podrażnioną lub zranioną skórę, otwarte rany (po wszelkiego rodzaju urazach), infekcje bakteryjne lub wirusowe skóry (zarówno w obszarze poddawanyemu zabiegowi, jak i w innych miejscach)
- Produkt nie jest przeznaczony do leczenia chorób skóry. Jeżeli występują u Ciebie choroby skóry, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z dermatologiem
- Nie należy używać produktu, jeśli jest on 1, nadmiernie ciepły, 2, uszkodzony mechanicznie lub zdeformowany, 3, odbarwiony
- Jeśli podczas stosowania preparatu wystąpi ból i/lub dyskomfort, należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem
- Okolice oczu są bardzo wrażliwe: Należy zachować szczególną ostrożność i unikać kontaktu produktu z powiekami lub samym okiem
- Produkt należy stosować wyjątkowo zgodnie z zaleceniami w ramach indywidualnej rutyny
- Ze względów higienicznych zalecamy, aby nie udostępniać produktu innym osobom i w razie potrzeby wymienić nasadki
- Produkt jest przeznaczony do stosowania kosmetycznego na twarz, GESKE nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe skutki wynikające z zastosowania na innych częściach ciała lub innego niewłaściwego użycia, podłączenia do nieodpowiednich źródeł napięcia, zanieczyszczonej cieczy przewodzącej lub kulek

- Przed ładowaniem należy zawsze upewnić się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru. Nie wolno używać produktu, gdy jest on podłączony do gniazdka elektrycznego

首次使用前請閱讀安全說明。請保留這兩份使用說明。

產品概覽

您的產品是多功能微電流去角質儀。為了安全起見，建議每周使用1次，最多不要超過2次。每天使用請不要超過1次。請不要頻繁使用。為了獲得最大程度的安全和理想的效果，請始終遵循由GESKE应用程序创建的个性化护肤流程。

下載GESKE應用程式並獲取您的個性化例程。

規格：

材料：硅胶、ABS、聚碳酸酯、不锈钢、铜 | 儲存溫度：-5 - +60 °C / 23 - 140 °F | 電池：鋰離子 3.7V | 電池容量：700 mAh | 最大充電電流：450 mA | 充電電壓：5V | 充電時間：約 3.5 個小時 | 工作時間：操作时间会根据激活的技术和强度而有所不同。| 界面：USB | 程式：振動：1 種強度，ION 技術，MicroCurrent：1 種強度，LED 光技術：1 種顏色

重要安全提示！使用前請先閱讀！

本產品在下列情況下不宜使用：

- 如果已植入醫療設備或其他電子設備，例如心臟起搏器
- 激光治療或化學去角質後
- 面部美容手術後

下列情況有必要諮詢醫生，以確定本產品是否適用：

- 如果有心臟病
- 在懷孕期間。孕期使用的安全性尚未確定
- 本產品會發出強光，請避免在睜眼時直射或靠近眼睛使用

其他使用說明：

- 在使用微電流面部美容技術之前，產品必須完全干燥
- 微電流面部美容技術僅與GESKE精華液結合使用
- 請勿將微電流技術用於胸部、眼睛周圍、頸部中線、生殖器/腹部溝、发红或发炎的皮肤、胎痣和扩张的血管上
- 目前尚未知晓微电流的长期效应
- 由于对视神经产生刺激，在使用过程中可能会感觉到闪光。如果在没有使用本产品的情况下仍出现这种现象，请咨询医生
- 使用过程中可能会出现轻微刺痛感。降低微电流强度以减少或消除刺痛感
- 电子监控设备在使用期间可能无法正常运行
- 切勿在驾驶或操作重型机械时使用本产品
- 请勿将尖锐物品刺入产品开口处
- 本产品只能与安全超低电压 (SELV) 适配器一起使用
- 建议使用IEC60950标准电源为设备充电

- 切勿在同一个地方长时间使用皮肤去角质功能，以免皮肤受到刺激、肿胀或轻度损伤
- 请勿在受刺激或受伤的皮肤或开放性伤口（任何形式的受伤后），由细菌或病毒引起的皮肤感染（治疗区和其他处）使用本产品
- 本产品并非用于医疗方面肌膚狀況或疾病的治療。如果您有醫療方面的肌膚狀況或疾病，請在使用本產品前諮詢您的皮膚科醫生
- 如果产品出现以下情况，请勿使用：1. 温度异常；2. 机械损坏或变形；3. 变色
- 如果在使用过程中出现疼痛和/或不适，请停止使用并咨询医生
- 眼睛部位非常敏感：要格外小心，避免产品与眼睑或眼睛本身接触
- 严格按照个性化程序中的建议使用本产品
- 出于卫生原因，建议不要与他人共享产品，并根据需要更换附件
- 本产品用于面部美容。GESKE不承担应用于身体其他部位或其他不当使用、连接到不合适的电压源、受污染的导电液或球体而导致的有害后果
- 充电前务必确保插头和插座完全干燥。否则可能导致触电、短路或火灾。本产品连接到电源插座时不得使用

HI पहली बार उपयोग करने से हले सुरक्षा जानकारी पढ़ें। उपयोग के लिए दोनों निर्देशों को सुरक्षित रखें।

आपका उत्पाद पर एक झलक

आपका उत्पाद एक बहुआयामी माइक्रो करंट स्कनि स्कुरबर है। प्रतर्त सप्ताह 1 बार तक, या अधिक से अधिक 2 बार तक उपयोग करना सुरक्षित है, लेकिन प्रतर्त दिन एक बार से अधिक नहीं। कृपया बार-बार उपयोग न करें। अधिकतम सुरक्षा और आदर्श परिणामों के लिए, हमेशा GESKE ऐप द्वारा आपके लिए वंशिय तौर पर बनाए गए व्यक्तिगत स्कानि केयर रूटीन का पालन करें।

GESKE ऐप डाउनलोड करें और अपना व्यक्तिगत रूटीन प्राप्त करें।

वंशिय ववरिण:

सामग्री: सिलिकॉन, एबीएम, पीसी, स्टैन्लेस स्टील, तांबा | स्टोरेज तापमान: -5 +60 डिग्री सेल्सियस / 23 - 140 डिग्री फारेनहाइट | बैटरी: ली-आयन 3.7V | बैटरी क्षमता: 700 एमएएच | अधिकतम चार्जिंग करंट: 450 एमए | चार्जिंग वोल्टेज: 5V | चार्ज समय: लगभग चार घंटे | ऑपरेटिंग समय: सक्रिय प्रोद्योगिकियों और तीव्रता के आधार पर ऑपरेटिंग समय अलग-अलग होता है। | इंटरफ़ेस: यूएसबी | प्रयोग: 1 तीव्रता, आईओएन प्रोद्योगिकी, कम बहिस्तु धारा: 1 तीव्रता, एलईडी साइट प्रोद्योगिकी: 1 रंग

महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी। उपयोग करने से पहले पढ़ें!

- उत्पाद नैमिनलविति परिस्थितियों में उपयोग के लिए उपयोगकर्ता नहीं है:
- नंबर आपके पास प्रत्यागोपति चिकित्सा उपकरण या पेशेवर जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है
- नंबर उपचार या रासायनिक छीलन के बाद
- चेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद

नैमिनलविति मामलों में, एक चिकित्सक के साथ परामर्श आवश्यक है कि उत्पाद आपके उपयोग के लिए उपयुक्त है या नहीं:

- अगर आपको दालि की बीमारी है

- गर्भावस्था के मामले में। गर्भावस्था के दौरान उपयोग की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई है
- उत्पाद तीव्र प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, इसे खुली आंख की दृष्टि में या उसके पास लगाने से बचे।

उपयोग के बारे में अधिक जानकारी:

- माइक्रोकरंट फ़ैसलफ़िट टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से पहले, उत्पाद पूरी तरह से सूखा होना चाहिए
- केवल GESKE मीरम के संबंध में माइक्रोकरंट फ़ैसलफ़िट टेक्नोलॉजी का उपयोग
- छाती वाले हस्तियों, आंखों, गर्दन की मधुर रेखा, जननांग/पेट और जंघ के बीच का भाग के आसपास, या लाल और सूजन वाली त्वचा पर, जन्म के नशिन और बड़े हुए रक्त वाहिकाओं पर माइक्रोकरंट फ़ैसलफ़िट का उपयोग न करें
- माइक्रोकरंट के वीर्यकालिक प्रभावों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है
- ऑप्टिकल नैमिनलविति की उत्तेजना के परिणामस्वरूप, उपयोग के दौरान एक चमकीली रोशनी देखी जा सकती है। यदि उत्पाद का उपयोग नहीं करने पर यह बनी रहती है, तो चिकित्सा सलाह लें।
- इन्तमाल के दौरान हल्की सुनहली सनसनी हो सकती है। सुनहली को कम करने या खत्म करने के लिए माइक्रोकरंट की तीव्रता कम करें
- हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस ग्रीक से काम न करें, जब डिवाइस उपयोग में हो
- भारी मशीनरी संचालित करते हुए या उसे चलाते समय कभी भी उत्पाद का उपयोग न करें
- उत्पाद के मुँह में किसी भी नुकीली वस्तु को न डालें
- उत्पाद का उपयोग केवल एक सुरक्षा अंतरिक्ष-नमित वोल्टेज (SELV) एडेप्टर के साथ किया जा सकता है
- हम डिवाइस को चार्ज करने के लिए मानक IEC60950 बजिली आपूर्ति का उपयोग करने की सलाह देते हैं
- त्वचा की जलन, सूजन या हल्की चोट से बचने के लिए कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक सक्शन फ़ैसलफ़िट का उपयोग न करें
- त्वचा के जीवाणु संबंधित या वायरल संक्रमण के मामले में (या तो उपचार क्पेटर और अन्य जगहों पर) जलन वाली या धायाल त्वचा या खुले धावों (किसी भी प्रकार की चोट के बाद) पर उत्पाद का उपयोग न करें।
- इस उत्पाद को त्वचा की चिकित्सीय अवस्था या बीमारियों के इलाज के इरादे में नहीं बनाया गया है। यदि आप त्वचा में जुड़ी किसी चिकित्सीय अवस्था में हैं या आपको उसमें जुड़ा कोई रोग है, तो इस उत्पाद को इन्तमाल करने से पहले अपने त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।
- उत्पाद का उपयोग न करें यदि: 1) असामान्य रूप से गरम है, 2) यार्फ़िट रूप में क्षतगिरस्त या क्षति है, 3) फीका पड़ा हुआ है।
- यदि उपयोग के दौरान दर्द और/या असुविधा होती है, तो उपयोग बंद कर दें और चिकित्सीय सलाह लें
- आंख का क्पेटर बहुत संवेदनशील होता है; इस क्पेटर में अंतरिक्षित सावधानी बरतें और उत्पाद के पलकों या आंख के किसी भी संपर्क से बचे
- केवल अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या में सफ़ाईगीली उत्पाद का उपयोग करें
- स्वच्छता कारणों से, हम अनुशंसित करते हैं कि आप अपना उत्पाद किसी और के साथ साझा न करें
- उत्पाद चेहरे पर परामाधन उपयोग के लिए है। GESKE शरीर के अन्य क्पेटरों या अन्य अनुचित उपयोग, अनुपयुक्त वोल्टेज स्रोतों में कनेक्शन, दूषित संवाहक तरल या गैसों पर उपयोग से उत्पन्न होने वाले हानिकारक परिणामों के लिए कोई दायित्व नहीं लेता है।
- चार्ज करने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि पलंग और सॉफ़्ट पूरी तरह से सूखा है। अन्यथा, बजिली के झटके, थॉर्ट सरकटिंग या आग लग सकती है। पावर आउटलेट से कनेक्ट होने के दौरान उत्पाद का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

اقرأ معلومات السلامة قبل أول استخدام.
احتفظ بكلًا منشورتي تعليمات الاستخدام.

نظرة سريعة على منتجك

منتجك عبارة عن جهاز تنظيف للجلد متعدد الوظائف بالتيار الدقيق ميكروكرونت MicroCurrent. استخدامه آمن مرة واحدة في الأسبوع، ويحد أقصى مرتين في الأسبوع، ولكن ليس أكثر من مرة واحدة في نفس اليوم، الرجاء عدم تجاوز هذا الحد. للحصول على أقصى درجات الأمان وأفضل النتائج، اتبعي دوماً روتينك المخصص للعناية بالرشة لشمتاً لك من قبل تطبيق GESKE.

قم بتنزيل تطبيق GESKE واحصل على روتينك المخصص.

المواصفات

المادة: سليكون، أكريلونتريل بوتادين الستيرين (ABS)، فولاد مقاوم للصدأ، نحاس | درجة حرارة التخزين: من: 5- 60 | درجة مئوية / من 23 إلى 140 | درجة فهرنهايت | البطارية: 3.7 فولت ليثيوم أيون | قدرة البطارية: 700 مللي أمبير | الحد الأقصى لتيار الشحن: 450 مللي أمبير | جهد الشحن: 5 فولت | مدة مدة الشحن: 3.5 ساعات تقريباً | وقت التشغيل: يختلف وقت التشغيل حسب التقنيات المفتوحة ودرجة الشدء. | واجهه المستخدم: USB | البرامج: الاحتراز: درجة شدة واحدة، التقنية الأيونية، طاقة الترددات اللاسلكية (MicroCurrent): درجة شدة واحدة، تقنية ضوء LED: لون واحد

معلومات هامة للسلامة! اقرئي قبل الاستخدام!

المنتج غير مناسب للاستخدام في ظل الظروف التالية:

- إذا كان لديك جهاز طبي مزروع أو جهاز إلكتروني آخر مثل جهاز تنظيم ضربات القلب
- بعد العلاج بالليزر أو التقشير الكيميائي
- بعد عمليات تجميل الوجه

في الحالات التالية، من الضروري استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان المنتج مناسباً لك لاستخدامه:

- إذا كنت تعانين من مرض في القلب
- في حالة الحمل. لم يتم التأكد من سلامة الاستخدام أثناء الحمل
- يمكن أن يسبب المنتج ضوءاً شديداً، لذا اجنبي وضعه في اتجاه العين المفتوحة أو بالقرب منها

مزيد من المعلومات حول الاستخدام:

- قبل استخدام تقنية شدّ الوجه بالتيار الدقيق Microcurrent Facelift ، يجب أن يكون المنتج جافاً تماماً
- استخدمي تقنية شدّ الوجه بالتيار الدقيق Microcurrent Facelift فقط مع مصل GESKE
- لا تستخدمي وظيفة التيار الدقيق Microcurrent على منطقة الصدر، حول الحيتين، الخط الوسط للرقبة، منطقة الأضلاع التناسلية / الفخذ، أو على الجلد الأحمر والمتتهي، ولا على الوحيات والأوعية الدموية المتضخمة
- لا تعرّض في، عن التأثيرات طويلة المدى للتيار الدقيق Microcurrent
- نتيجة لتحفيز العصب البصري، يمكن رؤية ضوء وأصم أثناء الاستخدام. إذا استمر هذا عند عدم استخدام المنتج، فاطلي المشورة الطبيّة

- قد يحدث إحساس خفيف بالوخز أثناء الاستخدام. خففي شدّة التيار الدقيق (المكروكرونت) لتخفيف الوخز أو إيقافه
- قد لا تعمل أجهزة المراقبة الإلكترونية بشكل صحيح أثناء استخدام الجهاز
- لا تستخدمني المنتج أبداً أثناء القيادة أو أثناء تشغيل الآلات الثقيلة

• لا تدخل في أي أشياء حادة في فتحات المنتج

• لا يجوز استخدام المنتج إلا مع محوّل أمان منخفض الجهد (SELV)

• نوصي باستخدام مصادر الطاقة القياسية IEC60950 لشحن الجهاز

• لا تستخدمي وظيفة فرك الجلد في نفس المكان لفترة أطول، وذلك لتجنّب تهيج الجلد أو التورّم أو الكدمات الطفيفة

• لا تستخدمي المنتج على الجلد المنهوج أو المصاب أو على الجروح المفتوحة (بعد أي نوع من أنواع الإصابة)، أو في حالة الالتهابات البكتيرية أو الفيرسية للجلد (سواء كانت في منطقة العلاج أو في أي مكان آخر)

• هذا المنتج غير مخصص لعلاج مشكلات البشرة الطيبة أو الأمراض الجلدية. إذا كنت تعاني من مشكلات طيبة أو أمراض جلدية، فاستشر طبيب الأمراض الجلدية قبل استخدام هذا المنتج

• لا تستخدمني المنتج إذا كان (1) دافئاً بشكل غير معاد (2) تالفاً ميكانيكياً أو مشوهاً (3) قد تغيّر لونه

• في حال حدوث ألم أو واء مصافية أثناء الاستخدام، توقفني عن الاستخدام واطلبي مشورة طيبة

• منطقة العين حساسة للغاية، احذري جداً في هذه المنطقة وتجنّبي أي ملامسة للمنتج مع الجفون أو مع العين نفسها

• استخدمني المنتج فقط على النحو الموصي به في روتينك الشخصي

• لاعتبارات متعلقة بالنظافة الصحيّة، نوصي بعدم مشاركة منتجك مع الآخرين وتبديل القطع الملحقة كلما لزم الأمر

• المنتج مخصص للاستعمال التجديلي على الوجه. لا تتحمّل شركة GESKE أي مسؤولية عن العواقب الضارة الناشئة عن الاستخدام في مناطق أخرى من الجسم أو أي استخدام غير ملائم، ولا عن التوصيل بمصادر كهرباء غير مناسبة، أو

استخدام سائل أو كرات فاسدة

• تأكدي دائماً من جفاف قابس الكهرباء والمقبس تماماً قبل الشحن. وإلا، فقد ينتج عن ذلك صدمات كهربائية، أو ماس كهربائي أو نشوب حريق. يجب عدم استخدام المنتج أثناء توصيله بمقبس التيار الكهربائي

JA 初回使用前に、安全に関する情報をお読みください。
使用説明書はどちらも保管してください。

製品概要

お客さまの製品は多機能のマイクロカレントスキンスクラブ剤です。週に1回まで、最大で週に2回まで、ただし1日に1回まで安全にご使用いただけます。より頻ばんな使用はお控えください。最大限の安全性と理想的な結果を得るには、GESKEアプリで作成したパーソナライズスキンケアルーティンに常に従ってください。

GESKEアプリをダウンロードして、パーソナライズされたルーティンを手入れしましょう。

仕様:

材質: シリコン、ABS、PC、ステンレススチール、銅 | 保管温度: -5~+60°C/23 - 140°F | バッテリー: リチウムイオン3.7V | バッテリー容量: 700 mAh | 最大充電電流: 450 mA | 充電電圧: 5V | 充電時間: 約3.5時間 | 動作時間: 動作時間は、使用する技術と強度によって異なります。 | インターフェース: USB | プログラム: 振動: 1 強度、IONテクノロジー、MicroCurrent: 1 強度、LEDライトテクノロジー: 1 色

安全に関する重要な注意事項！使用前にお読みください！

本製品は、以下の条件における使用には適していません。

- ・医療機器やペースメーカーなどの電子機器を埋め込んでいる場合
- ・レーザー治療またはケミカルピーリング後
- ・美容整形手術後

以下の場合、本製品を使用することが適切であるかどうか、医師に相談する必要があります：

- ・心臓疾患がある場合
- ・妊娠中の場合。妊娠中の使用の安全性は確立していません
- ・本製品は強い光を発することがあります。目の前や近くには決して塗布しないでください

使用に関する詳細情報：

- ・マイクロカレントフェイスリフトテクノロジーを使用する前に、製品が完全に乾いている必要があります
- ・マイクロカレントフェイスリフトテクノロジーは、GESKEセラムとの組み合わせでのみ使用してください
- ・マイクロカレント機能は、胸元、目の周り、首の正中線、性器 / せぼみ部、赤く炎症を起こした肌、ほくろや血管の拡張した部分には使用しないでください
- ・マイクロカレントの長期的な効果については何も知られていません
- ・視神経を刺激することで、使用中に光の点滅を感じる場合があります。製品を使用しなくてもこれが続く場合は、医師に相談してください
- ・塗布時に多少ビリビリと感じる場合があります。マイクロカレントの強度を下げると、ビリビリとした感じが軽減または解消されます
- ・本製品の使用中は、電子監視デバイスが正常に機能しない場合があります
- ・運転中や重機の操作中は絶対に使用しないでください
- ・製品の開口部に鋭利なものを突き刺さないでください
- ・本製品は、安全特別低電圧（SELV）用アダプターでのみ使用できます
- ・本製品の充電には、IEC60950規格の電源の使用をお勧めします
- ・皮膚の炎症、腫れ、または軽い打撲傷を防ぐために、同じ場所で長時間スキンケア機能を使用しないでください
- ・炎症を起こしているたり傷ついている皮膚、または開いた傷（何かからの損傷後の部位）、皮膚の細菌またはウイルス感染症（治療中の範囲およびその周り）に製品を使用しないでください
- ・本製品は、医学的な皮膚疾患や疾病の治療を目的としたものではありません。医学的な皮膚疾患や疾病をお持ちの方は、本製品の使用前に皮膚科医にご相談ください
- ・1.異常に暖かい、2.肌に損傷または変形している、3.変色している場合は、製品を使用しないでください
- ・使用中に痛みや不快感が生じた場合は、使用を中止し、医師にご相談ください
- ・目はとても敏感なエリアです。ここでは特に注意し、製品がまぶたや目自体に触れないようにしてください
- ・パーソナライズされたルーティンで推奨されている製品のみをご使用ください

- ・衛生上の理由から、製品を他の人と共有せず、必要に応じてアタッチメントを交換することをお勧めします
- ・この製品は、顔への化粧品としての使用を目的としています。体の他の部位への使用、その他の不適切な使用、不適切な電圧源への接続、汚染された導電性液体やボールなどから生じる有害な結果については、GESKEは一切の責任を負いません
- ・充電する前に、プラグとソケットが完全に乾いていることを必ず確認してください。感電、ショウト、火災の原因になります。コンセントに接続したまま使用しないでください

KO 처음 사용하기 전에 안전 정보를 읽으세요.
두 사용 지침을 모두 보관하세요.

제품 한 번에 보기

귀하의 제품은 다기능 미세전류자극 스킨 스크러버입니다. 일주일에 1회, 최대 2회까지 사용하는 것이 안전하지만, 하루에 한 번 이상은 사용하지 마세요. 더 자주 사용하지 마세요. 최대의 안전함과 함께 이상적인 결과를 얻으려면 항상 GESKE 앱에서 생성된 개인맞춤 스킨 케어 루틴을 따르세요.

GESKE 앱을 다운로드하고 맞춤형 루틴을 얻으세요.

규격:

자재: 실리콘, ABS, PC, 스테인리스 스틸, 구리 | 보관 온도: -5 ~ +60 °C / 23 ~ 140 °F | 배터리: 리튬 이온 3.7V | 배터리 용량: 700mAh | 최대 충전 전류: 450mA | 충전 전압: 5V | 충전 시간: 약 3.5시간 | 작동 시간: 작동시간은 활성화 기술 및 강도에 따라 다릅니다. | 인터페이스: USB | 프로그램: 진동: 1 강도, ION 기술, MicroCurrent: 1 강도, LED 조명 기술: 1 색상

중요한 안전 관련 정보! 사용하기 전에 읽으세요!

제품은 다음의 조건에서는 사용하기에 적합하지 않습니다.

- ・이식된 의료장치 또는 기타 심장박동기와 같은 전자장치가 있는 경우
- ・레이저 시술 또는 화학적 박피 후
- ・성형 안전 수술 후

다음과 같은 경우에는 제품이 사용하기에 적합한지 의사의 상담을 받아야 합니다.

- ・심장 질환이 있는 경우
- ・임신한 경우, 임신 중 사용에 대한 안전성이 확립되지 않았습니다
- ・강한 빛을 방출할 수 있으므로 눈을 뜬 방향이나 그 근처에서의 사용을 삼가하십시오
- ・사용에 대한 추가 정보:
 - ・제품은 Microcurrent Facelift 기술을 사용하기 전에 완전히 건조된 상태여야 합니다
 - ・GESKE 세련과 연결된 경우에만 Microcurrent Facelift 기술을 사용하세요

- Microcurrent 기능을 가습 부위, 눈 주변, 목의 정중앙 라인, 생식기/사타구니 부위 또는 붉고 염증이 있는 피부, 모반, 혈관이나 확장된 부위에는 사용하지 마십시오
- Microcurrent의 장기적인 영향에 대해서는 알려지지 않았습니다
- 시신경의 자극으로 사용 중에 점막등이 감지될 수 있습니다. 제품을 사용하지 않을 때에도 이러한 현상이 지속되면 의사의 진찰을 받으십시오
- 사용하는 동안 약간의 따끔거림이 있을 수 있습니다. 따끔거림을 줄이거나 없애려면 Microcurrent 강도를 줄입니다
- 장치를 사용하는 동안 전자 모니터링 장치가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다
- 운전 중 또는 중장비 조작 중에는 절대 사용하지 마십시오
- 제품 입구에 날카로운 물체를 찌러넣지 마십시오
- 본 제품은 안전특별저압(SELV) 어댑터와 함께 사용해야 합니다
- 표준 IEC60950 전원 공급장치를 사용하여 장치를 충전하는 것이 좋습니다
- 피부 자극, 부기 또는 약한 멍을 방지하기 위해 같은 부위에서 장시간 스크럽 기능을 사용하지 마세요.
- 피부에 세균 또는 바이러스 감염이 있는 경우(치료 부위 및 기타 부위) 자극이 있거나 부상 입은 피부 또는 열린 상처(부상 후)에는 제품을 사용하지 마십시오
- 이 제품은 의학적 피부 상태나 질병을 치료하기 위한 것이 아닙니다
- 피부질환이나 질병이 있으신 분은 사용 전 피부과 전문의와 상담하십시오
- 1) 비정상적으로 따뜻하거나, 2) 기계적으로 손상 또는 변형, 3) 변색된 경우에는 사용하지 마십시오
- 사용 중 통증 및/또는 불편함이 발생할 경우 사용을 중단하고 의사의 진료를 받으십시오
- 눈 부위는 매우 민감합니다 이 부위에는 제품이 near풀이나 눈에 닿지 않도록 각별한 주의를 기울이십시오
- 개인위생 루틴에서 권장하는 대로만 제품을 사용하십시오
- 위생상의 이유로 다른 사람과 제품을 함께 사용하지 말고 필요에 따라 에탄올치면트를 교체하는 것이 좋습니다
- 본 제품은 얼굴에 화장품을 사용하기 위한 용도입니다 GESKE는 다른 신체 부위에 사용하거나 기타 부적절한 사용, 부적절한 전압원에 연결, 오염된 전도성 액체 또는 발로 인해 발생하는 유해한 결과에 대해 책임을 지지 않습니다
- 충전하기 전에 항상 플러그와 소켓이 완전히 건조한 상태인지 확인하십시오 그렇지 않으면 감전, 합선 또는 화재가 발생할 수 있습니다 전원 콘센트에 연결한 상태에서 제품을 사용하지 마십시오

TR

**İlk kullanımdan önce güvenlik bilgilerini okuyun.
Kullanım için her iki talimatı da saklayın.**

ÜRÜNÜNÜZE KISA BİR BAKIŞ

ÜRÜNÜNÜZ çok işlevli bir MikroAkım cilt temizleyicidir. Haftada en fazla 2 kez olmak üzere haftada 1 defaya kadar güvenli kullanabilirsiniz. Ancak ürünü günde bir defadan fazla kullanmayın. Lütfen daha sık kullanmayın. Maksimum güvenlik ve ideal sonuçlar için daima GESKE Uygulamaları tarafından oluşturulan kişiselleştirilmiş Cilt Bakım Rutininizi uygulayın.

GESKE uygulamasını indirin ve kişiselleştirilmiş rutininize sahip olun.

ÖZELLİKLER:

Malzeme: silikon, ABS, PC, paslanmaz çelik, bakır | **Depolama sıcaklığı:** -5 - +60 °C / 23 - 140 °F **Pil:** Li-Iyon 3,7V | **Pil Kapasitesi:** 700 mAh | **Maksimum Şarj Akımı:** 450 mA | **Şarj Voltajı:** 5V | **Şarj Süresi:** yaklaşık 3,5 saat | **Çalışma Süresi:** Çalışma süresi, etkinleştirilmiş teknolojilere ve yoğunluklara bağlı olarak farklılık gösterir. | **Arayüz:** USB | **Programlar:** Titreşim: 1 yoğunluk, ION Teknolojisi, MicroCurrent: 1 yoğunluk, LED Işık Teknolojisi: 1 renk

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ! KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!

Ürün aşağıdaki koşullarda kullanıma uygun değildir:

- İmplant edilmiş bir tıbbi cihazınız veya kalp pili gibi başka bir elektronik cihazınız varsa
 - Lazer tedavisi veya kimyasal peeling sonrası
 - Estetik yüz ameliyatı sonrası
- Aşağıdaki durumlarda, ürünü kullanmanızın uygun olup olmadığını konusunda bir doktora danışmanız gerekir:**

- Kalp hastalığınız varsa
- Hamileyseniz Hamilelik sırasında kullanımının güvenli olduğu kanıtlanmamıştır
- Ürün yoğun ışık yayabilir; bu nedenle açık göze doğrudan veya açık göz yakınında uygulamaktan kaçının

Kullanım hakkında daha fazla bilgi:

- Mikro Akım Yüz Germe Teknolojisini kullanmadan önce ürün tamamen kuru olmalıdır
- Mikro Akım Yüz Germe Teknolojisi yalnızca GESKE serumu ile birlikte kullanılmalıdır
- Mikro akım işlevini göğüs bölgesinde, göz çevresinde, boyun orta hattında, üreme organları/kasık bölgesinde veya kızarmış ve iltihaplı ciltte, doğum lekeleri ve genişlemiş kan damarları üzerinde kullanmayın
- Mikro akımın uzun süreli etkileri hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır

- Optik sinirini uyarılması sonucunda kullanış sırasında yanıp sönen bir ışık algılanabilir. Ürünü kullanmayı bırakmanız ardından bu durum devam etmede tıbbi yardım alın
- Uygulanması hafif bir karıncalanma hissi oluşabilir. Karıncalanmayı azaltmak veya ortadan kaldırmak için mikro akımın yoğunluğunu azaltın
- Cihaz kullanıldığında elektronik izleme cihazları düzgün çalışmayabilir
- Ürünü asla ağır makine sürerken veya çalışırken kullanmayın
- Ürün açıklıklarına keskin nesnelere sokmayın
- Ürün yalnızca güvenli bir ekstra düşük voltaj (SELV) adaptörüyle kullanılabilir
- Cihazı şarj etmek için standart IEC60950 güç kaynakları kullanmanızı öneririz
- Cilt tahrişini, şişmeyi veya hafif morarmayı önlemek için cilt temizleme işlevini asla aynı yerde uzun bir süre boyunca kullanmayın
- Ciltte bakteriyel veya viral enfeksiyon olması durumunda (tedavi alanında veya başka bir yerde) ürünü tahriş olmuş veya incinmiş cilt ya da açık yaralarda (her türlü yaralanmadan sonra) kullanmayın
- Bu ürün, tıbbi cilt koşullarını veya hastalıklarını tedavi etmek için tasarlanmamıştır, Tıbbi cilt koşullarınız veya hastalıklarınız varsa, bu ürünü kullanmadan önce dermatoloğunuza danışın
- Ürünü 1) alışılmadık derecede sıcaksa, 2) mekanik olarak hasar görmüş veya deforme olmuşsa, 3) rengi değişmişse kullanmayın
- Kullanış sırasında ağrı ve/veya rahatsızlık oluşursa kullanmayı bırakın ve tıbbi yardım alın
- Göz çevresi çok hassastır: Bu alanda ekstra dikkatli olun ve ürünün göz kapaklarına veya gözün kendisine temasından kaçının
- Ürünü yalnızca kişisel/leştirimli rutininizde önerildiği şekilde kullanın
- Hijyen açısından ürününüzü başkalarıyla paylaşmamanızı ve gerektiğinde aparatları değiştirmenizi öneririz
- Ürün yüzde kozmetik kullanımı için tasarlanmıştır, GESKE, vücudun diğer bölgelerinde kullanımdan veya diğer uygunsuz kullanımlardan, uygun olmayan voltaj kaynaklarına bağlantıdan ve kirlenmiş iletken sıvı veya bilyelerden kaynaklanan olası zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez
- Şarj etmeden önce daima fiş ve prizini tamamen kuru olduğundan emin olun, Aksi takdirde elektrik çarpması, kısa devre veya yangın meydana gelebilir, Ürün prize takılıyken kullanılmamalıdır



โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยก่อนการใช้งานครั้งแรก และ เก็บคำแนะนำการใช้งานทั้งสองเอาไว้ข้าง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณคือเครื่องขจัดผิว MicroCurrent แบบมัลติฟังก์ชัน สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือสูงสุด 2 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน การนวดอย่างช้าๆ ยาวนาน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด และผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ปฏิบัติตามกิจวัตรการดูแลผิวที่สร้าง โดยแอป GESKE เสมอ

ดาวน์โหลดแอป GESKE และรับกิจวัตรส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลจำเพาะ:

วัสดุ: ซิลิโคน, พลาสติกเอมีเอส, อะคริลิก, สแตนเลส, ทองแดง | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -5 +60 °เซลเซียส/23 - 140 °ฟarenไฮต์ | แบตเตอรี่: Li-Ion 3.7V | ความจุของแบตเตอรี่: 700 mAh | กระแสไฟฟ้าสูงสุด: 450 mA | แรงดันไฟฟ้า: 5V | เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 3.5 ชั่วโมง | เวลาดำเนินการ: ระยะเวลาการทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานเทคโนโลยีและความแรงของแบตเตอรี่ | ตัวเชื่อมต่อ: USB | โปรแกรม: การสั่นสะเทือน: 1 ระดับความแรง, ไอออนเทคโนโลยี, MicroCurrent: 1 ระดับความแรง, เทคโนโลยีไฟ LED: 1 สี

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ! อ่านก่อนใช้!

ผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

- หากคุณมีเครื่องมือแพทย์ที่ฝังในร่างกาย หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ
- หลังทำเลเซอร์หรือการดูแลผิวด้วยเคมี
- หลังทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

ในการติดต่อ โปรดจำเป็นอย่างยิ่งว่าหากพบแพทย์หรือผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะสำหรับคุณหรือไม่:

- หากคุณเป็นโรคหัวใจ
- ในกรณีตั้งครรภ์ ความปลอดภัยในการใช้งานระหว่างตั้งครรภ์ยังไม่ได้รับการรับรอง
- ผลิตภัณฑ์สามารถปล่อยแสงไฟแรงจิดได้ หลีกเลี่ยงการใช้ในทิศทางที่ส่องตาหรือใกล้ตาที่เปิดอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน:

- ใช้งานในเทคโนโลยี Microcurrent Facelift ผลิตภัณฑ์ต้องแห้งสนิทก่อน
- ใช้เทคโนโลยี Microcurrent Facelift กับเซรัมของ GESKE เท่านั้น
- ห้ามใช้ฟังก์ชัน Microcurrent บริเวณหน้าอก รอบดวงตา กึ่งกลางคอ บริเวณเอวระยะเพศ/ขาหนีบ หรือบนผิวหนังที่มีสีแดงและอักเสบ เหงื่อปานและหลอดเลือดที่ขยายใหญ่
- ผลระยะยาวของ Microcurrent ไม่เป็นที่ทราบ
- ผลจากการกระตุ้นของเส้นประสาท อาจทำให้เห็นแสงวาบระหว่างการใช้งานได้ หากยังคงมีอาการอยู่เมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ในปรึกษาแพทย์
- อาจรู้สึกเจ็บแปลบเล็กน้อยระหว่างการใช้ ลดความแรงของ Microcurrent เพื่อลดหรือขจัดความรู้สึกเจ็บแปลบ
- อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจทำงานไม่ถูกต้องในขณะที่กำลังใช้งานอุปกรณ์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในขณะอาบน้ำหรือใช้เครื่องจักรหนัก
- ห้ามจุ่มข้อมือของเราไปในช่องเปิดของผลิตภัณฑ์

- ผลลัพท์เหล่านี้สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยกับอแดปเตอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษ (SELV) เท่านั้น
- เราแนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟมาตรฐาน IEC60950 เพื่อซาร์จอุปกรณ์
- ไม่ควรใช้ฟังก์ชันชัตดาวน์เพิ่มเติมเป็นเวลานาน เพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองผิวหนัง การบวม หรือข้อเสียน้อย
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับผิวหนังที่ระคายเคืองหรือได้รับบาดเจ็บ หรือแผลเปิด (หลังจากได้รับบาดเจ็บใดๆ) ในกรณีของการติดเชื้อมดที่เรียกหรือไวรัสของผิวหนัง (ทั้งในบริเวณที่ทำการรักษาและที่อื่นๆ)
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อรักษาอาการทางผิวหนังหรือโรคผิวหนัง หากคุณมีอาการทางผิวหนังหรือโรคผิวหนัง กรุณาปรึกษาแพทย์ผิวหนังก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หาก 1) ลูบผิดปกติ 2) เครื่องเสียหายหรือผิดรูป 3) เปลี่ยนสี
- หากมีอาการปวดและ/หรือสีก ไม่สบายระหว่างการใช้ ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์
- บริเวณรอบดวงตาอบบางมาก: ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในบริเวณนี้ และหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ ในการสัมผัสกับเปลือกตาหรือดวงตา
- ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่แนะนำในกิจวัตรส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น
- ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย เราไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณร่วมกับผู้อื่น
- ผลิตภัณฑ์นี้มิใช่สำหรับดูแลความงามบนใบหน้า, GESKE จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เป็นอันตรายอันเกิดขึ้นจากการใช้งานกับส่วนอื่นของร่างกาย หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม การปนเปื้อนที่เกิดจากของเหลวหรืออนุกรม
- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปลั๊กและเต้ารับทั้งสองมีก่อนซาร์จ มิฉะนั้น อาจเกิด ไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ได้ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในขณะที่เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า